

NextView®4 Script

Event-orientierte Skriptsprache
für NextView®4

Programmierhandbuch

Version 4.6



Inhaltsverzeichnis

1 Überblick	15
1.1 Einleitung	15
1.2 BMC Messsysteme GmbH	17
1.3 Urheberrechte	18
2 Programmiergrundlagen	19
2.1 Allgemeines	19
2.1.1 Datentyp *.nvs	19
2.1.2 Nicht zu verwendende Zeichen	19
2.1.3 Kommentare	19
2.1.4 Zeilenumbruch	20
2.1.5 Darstellung nicht dezimaler Zahlensysteme	20
2.1.6 Namenskonventionen	20
2.2 Datentyp	21
2.3 Variablen	22
2.3.1 Globale und lokale Variablen	22
2.3.2 Variablendeklaration	22
2.3.3 Wertzuweisung an Variablen	23
2.4 Konstanten	23
2.5 Felder (Arrays)	24
2.5.1 Arraydeklaration	24
2.5.2 Zugriff auf Elemente eines Arrays	25
2.5.3 Mehrdimensionale Arrays	25
2.5.4 Dynamische Arrays	26
2.5.5 Befehle im Zusammenhang mit Arrays	27
2.6 Ausdrücke und Operatoren	28
2.6.1 Operatorreihenfolge	28
2.6.2 Arithmetische Operatoren	29
2.6.3 Logische Operatoren	29
2.6.4 Vergleichsoperatoren	30
2.6.5 Bitweise Operatoren	30
2.6.6 Zeichenkettenoperatoren	31

2.6.7	Ausdruckskonvertierung	31
2.7	Unterprogramme	32
2.7.1	Argumente	33
2.7.2	Prozeduren	33
2.7.3	Funktionen	34
2.7.4	Optionale Argumente	35
2.7.5	ByVal und ByRef	36
2.8	Kontrollstrukturen	37
2.8.1	Bedingte Anweisungen	37
2.8.1.1	If ... Then ... Else	37
2.8.1.2	Select Case	39
2.8.2	Schleifen	40
2.8.2.1	Do ... Loop	40
2.8.2.2	While ... Wend	42
2.8.2.3	For ... Next	42
2.8.2.4	Repeat, Exit	43
2.9	Klassen und Objekte	43
2.9.1	Klassendeklaration	44
2.9.1.1	Variablen	44
2.9.1.2	Prozeduren und Funktionen	45
2.9.1.3	Me	45
2.9.2	Arbeiten mit Objekten	46
2.9.2.1	Referenzvariablen	46
2.9.2.2	Anlegen von Objekten	46
2.9.2.3	Objekte als Rückgabewert von Funktionen	47
2.9.2.4	Nothing	48
2.9.2.5	Löschen von Objekten	48
2.9.3	Die Programmierung mit Klassen	49
2.10	Gültigkeitsbereiche	50
3	NV4 Script Klassen/Routinen	52
3.1	NextView® Funktionen und Prozeduren	52
3.1.1	NV4 Funktionen und Prozeduren: Überblick	52
3.1.2	NvCurrentProject	52
3.1.3	NvStartScan	53
3.1.4	NvStopScan	53
3.1.5	NvScanState	53
3.1.6	NvSetTimerInterval	55

3.1.7	NvExitProgram	55
3.1.8	NvAnalogIn	55
3.1.9	NvAnalogOut	56
3.1.10	NvDigital	56
3.1.11	NvDigitalLine	57
3.1.12	NvCounter	58
3.1.13	NvFormula	58
3.2	Klasse "NvChannel"	59
3.2.1	NvChannel: Überblick	59
3.2.2	NvChannel.Name	59
3.2.3	NvChannel.Group	60
3.2.4	NvChannel.Comment	60
3.2.5	NvChannel.Unit	61
3.2.6	NvChannel.Value	61
3.3	Klasse "NvProject"	62
3.3.1	NvProject: Überblick	62
3.3.2	NvProject.SheetCount	63
3.3.3	NvProject.Sheet	63
3.3.4	NvProject.FindSheet	63
3.3.5	NvProject.FindDisplay	64
3.3.6	NvProject.Name	64
3.3.7	NvProject.SetPrintInfo	64
3.3.8	NvProject.SetPrintOptions	65
3.3.9	NvProject.ActiveSheet	65
3.3.10	NvProject.ActiveDisplay	66
3.4	Klasse "NvSheet"	67
3.4.1	NvSheet: Überblick	67
3.4.2	NvSheet.Name	67
3.4.3	NvSheet.DisplayCount	68
3.4.4	NvSheet.Display	68
3.4.5	NvSheet.Activate	68
3.4.6	NvSheet.Print	69
3.5	Klasse "NvDisplay"	69
3.5.1	NvDisplay: Überblick	70
3.5.2	NvDisplay.Name	70
3.5.3	NvDisplay.Sheet	71
3.5.4	NvDisplay.Left	71

3.5.5	NvDisplay.Top	71
3.5.6	NvDisplay.Width	72
3.5.7	NvDisplay.Height	72
3.5.8	NvDisplay.Bounds	72
3.5.9	NvDisplay.Print	73
3.5.10	NvDisplay.SetFont	73
3.6	Klasse "NvButton"	74
3.6.1	NvButton: Überblick	74
3.6.2	NvButton.Title	75
3.6.3	NvButton.State	75
3.6.4	NvButton.SetColor	75
3.6.5	NvButton.GetColor	76
3.6.6	NvButton.SetActiveColor	76
3.6.7	NvButton.GetActiveColor	77
3.6.8	NvButton.SetInactiveColor	77
3.6.9	NvButton.GetInactiveColor	78
3.6.10	NvButton.ActiveTitle	78
3.6.11	NvButton.InactiveTitle	79
3.7	Klasse "NvSlider"	79
3.7.1	NvSlider: Überblick	79
3.7.2	NvSlider.Title	80
3.7.3	NvSlider.Value	80
3.7.4	NvSlider.Minimum	80
3.7.5	NvSlider.Maximum	81
3.8	Klasse "NvTextField"	81
3.8.1	NvTextField: Überblick	82
3.8.2	NvTextField.Title	82
3.8.3	NvTextField.SetColor	83
3.8.4	NvTextField.GetColor	83
3.8.5	NvTextField.SetActiveColor	84
3.8.6	NvTextField.GetActiveColor	84
3.8.7	NvTextField.SetInactiveColor	85
3.8.8	NvTextField.GetInactiveColor	85
3.8.9	NvTextField.ActiveTitle	86
3.8.10	NvTextField.InactiveTitle	86
3.9	Klasse "NvGraphDisplay"	87
3.9.1	NvGraphDisplay: Überblick	87

3.9.2	NvGraphDisplay.SignalCount	88
3.9.3	NvGraphDisplay.Signal	88
3.9.4	NvGraphDisplay.WhiteCursor	88
3.9.5	NvGraphDisplay.BlackCursor	89
3.9.6	NvGraphDisplay.xAxis	89
3.9.7	NvGraphDisplay.yAxis	89
3.10	Klasse "NvLevelIndicator"	90
3.10.1	NvLevelIndicator: Überblick	90
3.10.2	NvLevelIndicator.Title	91
3.10.3	NvLevelIndicator.SetColor	91
3.10.4	NvLevelIndicator.GetColor	91
3.10.5	NvLevelIndicator.SetActiveColor	92
3.10.6	NvLevelIndicator.GetActiveColor	92
3.10.7	NvLevelIndicator.SetInactiveColor	93
3.10.8	NvLevelIndicator.GetInactiveColor	93
3.10.9	NvLevelIndicator.Value	94
3.10.10	NvLevelIndicator.Minimum	94
3.10.11	NvLevelIndicator.Maximum	95
3.11	Klasse "NvDVM"	96
3.11.1	NvDVM: Überblick	96
3.11.2	NvDVM.Title	97
3.11.3	NvDVM.SetColor	97
3.11.4	NvDVM.GetColor	98
3.11.5	NvDVM.SetActiveColor	98
3.11.6	NvDVM.GetActiveColor	99
3.11.7	NvDVM.SetInactiveColor	99
3.11.8	NvDVM.GetInactiveColor	100
3.11.9	NvDVM.Value	100
3.12	Klasse "NvCursor"	101
3.12.1	NvCursor: Überblick	101
3.12.2	NvCursor.Value	102
3.12.3	NvCursor.Enabled	102
3.13	Klasse "NvAxis"	103
3.13.1	NvAxis: Überblick	103
3.13.2	NvAxis.Min	104
3.13.3	NvAxis.Max	104
3.13.4	NvAxis.SetDateMode	104

3.13.5	NvAxis.IsDateMode	105
3.14	Klasse "NvProgress"	106
3.14.1	NvProgress: Überblick	106
3.14.2	NvProgress.Init	106
3.14.3	NvProgress.SetStep	107
3.14.4	NvProgress.Aborted	107
3.14.5	NvProgress.Done	107
3.15	Klasse "NvOpenDataFile"	108
3.15.1	NvOpenDataFile: Überblick	108
3.15.2	NvOpenDataFile.Browse	108
3.15.3	NvOpenDataFile.Path	109
3.15.4	NvOpenDataFile.Flags	109
3.15.5	NvOpenDataFile.Open	110
3.16	Klasse "NvCreateDataFile"	111
3.16.1	NvCreateDataFile: Überblick	112
3.16.2	NvCreateDataFile.Add	112
3.16.3	NvCreateDataFile.Reset	113
3.16.4	NvCreateDataFile.Browse	113
3.16.5	NvCreateDataFile.Path	113
3.16.6	NvCreateDataFile.FileType	114
3.16.7	NvCreateDataFile.AskOverwrite	114
3.16.8	NvCreateDataFile.Create	115
3.17	Klasse "NvDataFile"	116
3.17.1	NvDataFile: Überblick	116
3.17.2	NvDataFile.Name	116
3.17.3	NvDataFile.SignalCount	117
3.17.4	NvDataFile.Signal	117
3.17.5	NvDataFile.CreateTrain	117
3.18	Klasse "NvSignal"	118
3.18.1	NvSignal: Überblick	119
3.18.2	NvSignal.Name	120
3.18.3	NvSignal.File	120
3.18.4	NvSignal.Group	121
3.18.5	NvSignal.Comment	121
3.18.6	NvSignal.Type	122
3.18.7	NvSignal.Samples	122
3.18.8	NvSignal.Prehist	123

3.18.9	NvSignal.Posthist	123
3.18.10	NvSignal.Timestamp	124
3.18.11	NvSignal.xStart	124
3.18.12	NvSignal.xResolution	125
3.18.13	NvSignal.xUnit	125
3.18.14	NvSignal.yMin	126
3.18.15	NvSignal.yMax	126
3.18.16	NvSignal.yRangeMin	127
3.18.17	NvSignal.yRangeMax	127
3.18.18	NvSignal.yUnit	128
3.18.19	NvSignal.yUsing	128
3.18.20	NvSignal.Value	129
3.18.21	NvSignal.ValueAt	130
3.19	Klasse "NvUsing"	131
3.19.1	NvUsing: Überblick	131
3.19.2	NvUsing.Width	132
3.19.3	NvUsing.Type	132
3.19.4	NvUsing.Fraction	133
3.19.5	NvUsing.Print	133
3.20	Klasse "NvDataTrain"	134
3.20.1	NvDataTrain: Überblick	134
3.20.2	NvDataTrain.Dock	134
3.20.3	NvDataTrain.Undock	135
3.21	Klasse "NvFFT"	136
3.21.1	NvFFT: Überblick	136
3.21.2	NvFFT.Add	137
3.21.3	NvFFT.Run	138
3.21.4	NvFFT.Reset	138
3.22	Klasse "NvIntegration"	139
3.22.1	NvIntegration: Überblick	139
3.22.2	NvIntegration.Add	140
3.22.3	NvIntegration.Run	140
3.22.4	NvIntegration.Reset	141
3.23	Klasse "NvDifferentiation"	141
3.23.1	NvDifferentiation: Überblick	142
3.23.2	NvDifferentiation.Add	142
3.23.3	NvDifferentiation.Run	142

3.23.4	NvDifferentiation.Reset	143
3.24	Klasse "NvFilter"	144
3.24.1	NvFilter: Überblick	144
3.24.2	NvFilter.Add	145
3.24.3	NvFilter.Run	146
3.24.4	NvFilter.Reset	147
3.25	Klasse "NvReduction"	147
3.25.1	NvReduction: Überblick	148
3.25.2	NvReduction.Add	148
3.25.3	NvReduction.Run	149
3.25.4	NvReduction.Reset	149

4 Standard Skript-Befehle 150

4.1	Standard Funktionen und Prozeduren	150
4.1.1	Standardfunktionen und Befehle: Überblick	150
4.1.2	Print	153
4.1.3	Timer	153
4.1.4	TickCount	153
4.1.5	TimestampStr	154
4.1.6	Format	154
4.1.7	Hex	155
4.1.8	LCase	155
4.1.9	UCase	156
4.1.10	Asc	156
4.1.11	Chr	156
4.1.12	Tab	157
4.1.13	Spc	157
4.1.14	Len	157
4.1.15	Left	157
4.1.16	Right	158
4.1.17	Mid	158
4.1.18	InStr	158
4.1.19	Date	159
4.1.20	Time	159
4.1.21	Now	159
4.1.22	LBound	160
4.1.23	UBound	160

4.1.24	GetDim	160
4.1.25	Sleep	161
4.1.26	Randomize	161
4.1.27	Rnd	161
4.1.28	Int	162
4.1.29	MsgBox	162
4.1.30	InputBox	163
4.1.31	Import	163
4.1.32	Include	164
4.1.33	System	164
4.1.34	Quote	165
4.1.35	RGBColor	165
4.1.36	IsNumber	165
4.1.37	LocalTime	166
4.1.38	SystemTime	166
4.1.39	SystemToLocalTime	166
4.1.40	LocalToSystemTime	166
4.1.41	GetDate	167
4.1.42	GetTime	167
4.1.43	DateValue	167
4.1.44	TimeValue	168
4.1.45	DateTimeValue	168
4.1.46	GetDateFormat	168
4.1.47	GetTimeFormat	170
4.1.48	DateSerial	171
4.1.49	TimeSerial	171
4.1.50	ExtractDate	171
4.1.51	ExtractTime	172
4.1.52	GetYear	172
4.1.53	GetMonth	172
4.1.54	GetDay	173
4.1.55	GetHour	173
4.1.56	GetMinute	173
4.1.57	GetSecond	173
4.1.58	GetMillisecond	174
4.1.59	GDN	174
4.1.60	IsNaN	174
4.2	Mathematische Funktionen	175

4.2.1	Mathematische Funktionen: Überblick	175
4.2.2	Sin	176
4.2.3	Cos	176
4.2.4	Tan	176
4.2.5	Sinh	177
4.2.6	Cosh	177
4.2.7	Tanh	177
4.2.8	Asin	178
4.2.9	Acos	178
4.2.10	Atan	178
4.2.11	Sqrt	179
4.2.12	Sqr	179
4.2.13	Log	179
4.2.14	Exp	180
4.2.15	Round	180
4.2.16	Floor	180
4.2.17	Ceil	180
4.2.18	Abs	181
4.2.19	Pow	181
4.2.20	Fmod	181
4.3	Standardklasse "Database"	182
4.3.1	Database: Überblick	182
4.3.2	Database.Open	183
4.3.3	Database.Close	183
4.3.4	Database.Execute	183
4.3.5	Database.OpenRecordset	184
4.4	Standardklasse "Recordset"	185
4.4.1	Recordset: Überblick	186
4.4.2	Recordset.Columns	186
4.4.3	Recordset.ColumnName	186
4.4.4	Recordset.IsBof	187
4.4.5	Recordset.IsEof	187
4.4.6	Recordset.AddNew	188
4.4.7	Recordset.Update	188
4.4.8	Recordset.Edit	189
4.4.9	Recordset.MoveFirst	189
4.4.10	Recordset.MoveNext	189
4.4.11	Recordset.Value	190

4.5	Standardklasse "Directory"	191
4.5.1	Directory: Überblick	192
4.5.2	Directory.FindFirst	192
4.5.3	Directory.FindNext	193
4.5.4	Directory.FindClose	193
4.5.5	Directory.MakeDir	193
4.5.6	Directory.RemoveDir	194
4.5.7	Directory.CopyFile	194
4.5.8	Directory.MoveFile	194
4.5.9	Directory.DeleteFile	195
4.6	Standardklasse "Stream"	196
4.6.1	Stream: Überblick	198
4.6.2	Stream.FileStream	198
4.6.3	Stream.Close	199
4.6.4	Stream.Seek	199
4.6.5	Stream.Rewind	200
4.6.6	Stream.Get	200
4.6.7	Stream.Getc	201
4.6.8	Stream.IsEof	201
4.6.9	Stream.Print	201
4.6.10	Stream.Size	202
4.6.11	Stream.Modtime	202
4.6.12	Stream.CommSetup	203
4.6.13	Stream.CommControl	204
4.6.14	Stream.CommState	204
4.7	Standardklasse "Clipboard"	206
4.7.1	Clipboard: Überblick	207
4.7.2	Clipboard.Open	207
4.7.3	Clipboard.Text	207
4.7.4	Clipboard.Close	208
4.8	Standardklasse "XNF"	208
4.8.1	XNF: Überblick	209
4.8.2	XNF.LoadParams	209
4.8.3	XNF.SaveParams	210
4.8.4	XNF.SectionCount	210
4.8.5	XNF.GetSectionName	211
4.8.6	XNF.SectionLineCount	211
4.8.7	XNF.GetSectionLine	211

4.8.8	XNF.GetSectionParam	212
4.8.9	XNF.SetSectionParam	212
4.8.10	XNF.DeleteSection	213

5 Index 214

1 Überblick

1.1 Einleitung

NextView@4 Script ist eine einfache Skriptsprache zur Erstellung spezieller messtechnischer Anwendungen in Kombination mit der professionellen Messdatenerfassungs- und Verarbeitungssoftware **NextView@4**. Im wesentlichen basierend auf der Programmiersprache BASIC wurde **NextView@4 Script** jedoch um spezielle Befehle und Funktionen erweitert, um die Standardbefehle und Features von **NextView@4** auf ideale Weise zu ergänzen.




Abbildung 1

Mit **NextView®4 Script** lassen sich kundenspezifische Messaufgaben durch einfache Programmierung direkt verwirklichen, Prozesse automatisieren und steuern.

Als optional erhältliches Zusatzmodul (kostenpflichtig) leistet **NextView®4 Script** einen wichtigen Beitrag die Software **NextView®4** noch vielseitiger und leistungsfähiger zu gestalten ohne dabei einer wesentlichen Eigenschaft von **NextView®4** untreu zu werden: der Benutzerfreundlichkeit. Durch die Verwendung der weit verbreiteten und leicht zu erlernenden Programmiersprache BASIC als Grundlage für **NextView®4 Script** können Anwendungen ohne große Einarbeitungszeiten problemlos realisiert werden.

Dies Handbuch beschreibt den Aufbau eines **NextView®4 Script** Programms und erklärt die wichtigsten Befehle mit Betonung auf die speziellen Eigenschaften und Funktionen, die die Skriptsprache **NextView®4 Script** bietet, stellt jedoch keine Referenz für die Programmiersprache BASIC dar. Um die Programmierung mit BASIC zu erlernen, sollte auf alle Fälle ein Programmierhandbuch für BASIC zu Rate gezogen werden.



Einzelne Beispielskripte für die bmcm Messhardware stehen im [Downloadbereich](#) der bmcm Website zur Verfügung.

1.2 BMC Messsysteme GmbH



BMC Messsysteme GmbH steht für innovative Messtechnik "made in Germany". Vom Sensor bis zur Software bieten wir alle für die Messkette benötigten Komponenten an.

Unsere Hard- und Software ist aufeinander abgestimmt und dadurch besonders anwenderfreundlich. Darüber hinaus legen wir größten Wert auf die Einhaltung gängiger Industriestandards, die das Zusammenspiel vieler Komponenten erleichtern.

BMC Messsysteme Produkte finden Sie im industriellen Großeinsatz ebenso wie in Forschung und Entwicklung oder im privaten Anwenderbereich. Wir fertigen unter Einhaltung der ISO-9000-Vorschriften, denn Standards und Zuverlässigkeit sind uns wichtig - für Sie und für uns!

Neueste Informationen finden Sie im Internet auf unserer Homepage unter <http://www.bmcm.de>.

► www.bmcm.de
bavarian measurement company munich

1.3 Urheberrechte

Die Programmiersprache **NextView®4 Script** mit allen Erweiterungen wurde mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt und geprüft. Die **BMC Messsysteme GmbH** gibt keine Garantien, weder in Bezug auf dieses Handbuch noch in Bezug auf die in diesem Buch beschriebene Hard- und Software, ihre Qualität, Durchführbarkeit oder Verwendbarkeit für einen bestimmten Zweck. Die **BMC Messsysteme GmbH** haftet in keinem Fall für direkt oder indirekt verursachte oder erfolgte Schäden, die entweder aus unsachgemäßer Bedienung oder aus irgendwelchen Fehlern am System resultieren. Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, bleiben uns vorbehalten.

Die Programmiersprache **NextView®4 Script** sowie das vorliegende Handbuch und sämtliche darin verwendeten Namen, Marken, Bilder und sonstige Bezeichnungen und Symbole sind ihrerseits gesetzlich sowie aufgrund nationaler und internationaler Verträge geschützt. Die dadurch begründeten Rechte, insbesondere die der Übersetzung, des Nachdrucks, der Entnahme von Abbildungen, der Funksendung, der Wiedergabe auf photomechanischem oder ähnlichem Wege bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten. Die Reproduktion der Programme und des Programmhandbuchs, sowie die Weitergabe an Dritte ist nicht gestattet. Ihre rechtswidrige Verwendung oder sonstige rechtliche Beeinträchtigung wird straf- und zivilrechtlich verfolgt und kann zu empfindlichen Sanktionen führen.

Copyright © 2014

Stand: 20. September 2014

BMC Messsysteme GmbH

Hauptstraße 21
82216 Maisach
DEUTSCHLAND

Tel.: +49 8141/404180-1

Fax: +49 8141/404180-9

E-Mail: info@bmcm.de

2 Programmiergrundlagen

2.1 Allgemeines

2.1.1 Dateityp *.nvs

Ein mit **NextView®4 Script** erstelltes Programm wird als Skriptdatei im Format ***.nvs** gespeichert. Es enthält sowohl einen Deklarationsteil, der alle verwendeten **Datentypen auflistet und benennt**, als auch einen Anwendungsteil mit den verwendeten Befehlen, **Prozeduren** und **Funktionen**.

Dabei muss sich der Code, der in ein Skript geschrieben wird, nicht zwingend auf eine einzige Applikation beziehen, sondern kann, wenn er allgemein gehalten ist, in verschiedenen Anwendungen verwendet werden.

2.1.2 Nicht zu verwendende Zeichen

Folgende Zeichen sind im Programmcode zu vermeiden:

- Umlaute
- Sonderzeichen (z. B. @, §, ...)
- landesspezifische Buchstaben (z. B. ß)

2.1.3 Kommentare

Um Programmcode besser nachvollziehen zu können, verwendet man Kommentare. Alles was nach dem Zeichen **'** steht, wird beim Programmdurchlauf nicht berücksichtigt.

Kommentare können hinter einem Programmbefehl (jedoch nicht hinter einem Zeilenumbruch!) stehen oder eine ganze Zeile einnehmen. Gehen sie über mehrere Zeilen, muss jedes Mal das Kommentarzeichen **'** erneut gesetzt werden.

```
' Beispiel eines Kommentars über  
' mehrere Zeilen  
  
Print "Hello World!" ' Kommentarbeispiel nach Programmbefehl
```

2.1.4 Zeilenumbruch

Um die Übersichtlichkeit eines Programms zu erhöhen, empfiehlt sich bei langen Programmzeilen unter Umständen ein Zeilenumbruch. Dazu wird an die Befehlszeile ein Unterstrich, dem ein Leerzeichen vorangeht, angehängt: (_)

```
Print "Der Flächeninhalt ist Radius * Radius * Pi " _  
      & radius * radius * 3.141592653
```



Kommentare sind nach einem Zeilenumbruch nicht zugelassen!

2.1.5 Darstellung nicht dezimaler Zahlensysteme

Im Unterschied zu Dezimalzahlen werden Hexadezimalzahlen mit der Präfix **&H** geschrieben. Zahlen aus dem Oktalsystem erhalten den Vorsatz **&O**, aus dem Binärsystem **&B**. Im Dezimalsystem ist der Vorsatz **&D** möglich aber nicht zwingend erforderlich.

```
Dim i As Integer  
i = &H10 ' setze i auf 10 Hex (Dezimalsystem: 16)
```

2.1.6 Namenskonventionen

Bei der Benennung von **Variablen**, **Konstanten**, Programmen etc. ist auf folgende Namenskonventionen zu achten:

- Eindeutigkeit
- 1. Zeichen muss ein Buchstabe sein
- max. 256 Zeichen
- keine Verwendung von Leerzeichen, Punkten oder anderen Sonderzeichen (Ausnahme: Unterstrich `_`), insbesondere Kurzformen von Variablentypen

2.2 Datentyp

Eine wesentliche Aufgabe von Programmen ist die Verarbeitung von Daten verschiedenster Art. Datentypen bestimmen die Eigenschaft der Werte und deren Wertebereich. Folgende Datentypen stehen in **NextView®4 Script** zur Verfügung:

Datentyp	Wertebereich	Anmerkungen
<i>Byte</i>	0..255	nur ganze Zahlen im Wertebereich
<i>Integer</i>	-2147483648 .. 2147483647	nur ganze Zahlen im Wertebereich
<i>Double</i>	$-1,79769313486232 \cdot 10^{308} .. 1,79769313486232 \cdot 10^{308}$	Fließkommazahl mit zehnstelliger Genauigkeit
<i>String</i>	alle Zeichen des ASCII-Codes	Zeichenkette (Groß-/ Kleinbuchstaben, Ziffern, Sonderzeichen etc.)
<i>Boolean</i>	True, False	signalisiert den Zustand Boolescher Ausdrücke oder Variablen
<i>Klassen</i>		Klasse (z. B. Channel)
<i>Array</i>		Werte gleichen Datentyps mit Indizierung

Werte vom Typ *Double* werden exponentiell folgendermaßen geschrieben:

`<Mantisse>D<Exponent>` bzw. `<Mantisse>d<Exponent>` oder
`<Mantisse>E<Exponent>` bzw. `<Mantisse>e<Exponent>`

Der Exponent bezieht sich immer auf die Basis 10. Dabei ist beim Exponenten auf das Vorzeichen zu achten:

$45D+3 = 45 \cdot 10^3 = 45000$ bzw. $45D-3 = 45 \cdot 10^{-3} = 0,045$

Bei Datentypen wird zwischen einfachen Datentypen, Klassen und Arrays unterschieden. Einfache Datentypen sind *Byte*, *Integer*, *Double*, *String* und *Boolean*.

Windows® Datum/Uhrzeit Format:

Eine Windows® Datum-Uhrzeit-Angabe wird als Double-Floatingpoint-Zahl gespeichert. Vor dem Dezimalpunkt steht die Anzahl an Tagen seit dem 30.12.1899. Der Nachkommawert gibt den fraktionalen Teil des Tages an (z. B. 0.5 entspricht 12:00Uhr Mittag).

2.3 Variablen

Variablen bestehen aus folgenden Elementen: dem Variablennamen, ihrem Eigenwert und dem Datentyp. Bei der Vergabe des Variablennamens muss auf die Einhaltung der Namenskonventionen geachtet werden. Im Gegensatz zu Konstanten kann sich bei Variablen der Eigenwert im Verlauf des Programms ändern, so dass sich mit Hilfe von Variablen Zwischenwerte speichern lassen.

2.3.1 Globale und lokale Variablen

Zwischen globalen und lokalen Variablen muss unterschieden werden: globale Variablen werden im Deklarationsteil des Programms angegeben und gelten damit immer, lokale Variablen werden innerhalb einer Prozedur definiert und existieren nur während die Prozedur durchlaufen wird.

Wird für eine globale und eine lokale Variable der gleiche Name verwendet, gilt in der Prozedur, für die die lokale Variable definiert wurde, immer die lokale Variable (s. "Gültigkeitsbereiche", S. 50).

2.3.2 Variablendeklaration

Variablen müssen immer explizit deklariert werden. Dies erfolgt mit dem Schlüsselwort **Dim** am Anfang jeder Zeile.

```
Dim Variablenname As Datentyp
```

Bei Deklaration mehrerer Variablen in einer Zeile müssen diese durch Komma voneinander getrennt werden.

```
Dim Var1[, Var2, ...] As Datentyp
```

```
Dim Zahl As Double
Dim i, j As Integer
```

2.3.3 Wertzuweisung an Variablen

Folgender Befehl weist einer Variablen einen Wert zu. Dieser muss sich im Wertebereich seines deklarierten Variablenbereichs befinden.

```
Variablenname = Variablenwert
```

Dabei kann der Ausdruck auf der rechten Seite selbst eine Variable enthalten.

```
Zahl = 23
Zahl = Zahl + 1
```

Man kann einer numerischen Variablen manchmal auch eine Zeichenkette zuweisen, wenn diese selbst ein numerischer Wert ist. Die Zeichenkette wird automatisch in eine Zahl umgewandelt (s. "Ausdruckskonvertierung", S. 31), jedoch sollten Zuweisungen dieser Art die Ausnahme bleiben, da sie sehr fehlerträchtig sind.

```
Dim s As String
Dim i As Integer
```

```
s = 123
i = s + 1
```

2.4 Konstanten

Konstanten besitzen einen Namen, einen Datentyp und einen festen Eigenwert, der zu Beginn des Programms bereits bekannt ist. Im Gegensatz zu Variablen ist der Wert von Konstanten zur Laufzeit des Programms nicht veränderbar. Bei der Ver-

gabe des Namens muss auf die Einhaltung der **Namenskonventionen** geachtet werden.

Konstanten werden folgendermaßen deklariert. Dabei muss sich der auf der rechten Seite zugewiesene Wert im Wertebereich des angegebenen Datentyps befinden.

```
Const Konstantenname As Datentyp = Wert
```

An Konstanten können nur einfache Datentypen (*Byte, Integer, Double, String, Boolean*) übergeben werden. Konstante *Arrays* oder *Klassen* sind nicht möglich.

2.5 Felder (Arrays)

In Feldern werden im Gegensatz zu einfachen **Datentypen**, wie *Integer* oder *String* mehrere Werte gleichen Typs abgespeichert.

Der Zugriff erfolgt über einen Feldnamen und einen Index, durch den die Elemente eines Feldes voneinander unterscheidbar sind.

Felder ermöglichen durch die Wiederholung von Vorgängen eine erhebliche Vereinfachung im Programmcode. Mit Hilfe von **Schleifen** können beispielsweise nur durch Veränderung der Indexnummer Felder mit großen Datenmengen durchlaufen werden.

Felder besitzen eine obere und eine untere Grenze und die Elemente eines Feldes besitzen eine definierte Position. Der Index beginnt immer an der unteren Grenze und beträgt 0, falls nicht anders deklariert, und wird dann fortlaufend um eins hochgezählt.

2.5.1 Arraydeklaration

Mit dem Schlüsselwort **Dim** wird bei der Deklaration von Feldern immer der Feldname, direkt gefolgt vom höchsten Indexwert in runden Klammern und der verwendete **Datentyp** angegeben:

```
Dim Arrayname(oberer Index) As Datentyp        oder
```

```
Dim Arrayname(unterer_Index to oberer_Index) As Datentyp
```


Der Array Datentyp kann nur ein einfacher Datentyp (*Byte, Integer, Double, String, Boolean*) sein.

2.5.2 Zugriff auf Elemente eines Arrays

Über den Feldnamen und den spezifischen Index wird einem Feldelement sein Wert zugewiesen. Es muss dabei sichergestellt werden, dass sich der zugewiesene Wert im Wertebereich des verwendeten Datentyps befindet.

```
Arrayname(Index) = Wert
```

Wird anstelle des Index eine Variable verwendet, lässt sich die Wertzuweisung für Arrays bei Verwendung einer Zählschleife meist erheblich vereinfachen.

Ebenso kann umgekehrt durch Angabe des Arraynamens direkt gefolgt vom Index in runden Klammern der Inhalt eines Feldelements ausgelesen werden:

```
Arrayname(Index)
```

2.5.3 Mehrdimensionale Arrays

Manchmal haben die Elemente eines (eindimensionalen) Arrays auch Bezug zu Elementen anderer Felder (Arrays). Um diese zusätzliche Information darstellen zu können, empfiehlt sich die Verwendung eines mehrdimensionalen Arrays.

Diese werden mit Hilfe von mehreren Indizes definiert. Dabei ist zu beachten, dass je höher die Dimension des Arrays, desto komplexer und unübersichtlicher die Struktur und desto größer auch der Speicherplatzbedarf.

```
Dim Arrayname(Index 1, Index 2, .. , Index n) As Datentyp
```

Der Index eines Feldes startet immer bei 0 und geht bis zum in der **Dim** Definition angegebenen Wert. Zum Beispiel legt **Dim Feld(3) as Integer** ein Feld an mit 4 Integer Elementen.

Mit Hilfe von ineinander geschachtelten Zählschleifen lassen sich mehrdimensionale Felder effizient verarbeiten. Das folgende Beispiel initialisiert ein zweidimensionales Feld der Größe 5x4 mit den Produkten der Indexwerte:

```

Dim i, j As Integer
Dim Feld(4, 3) As Integer

For i = 0 to 4
  For j = 0 to 3
    Feld(i, j) = i * j
  Next
Next
    
```

i	0	1	2	3	4
j					
0	(0, 0) 0	(1, 0) 0	(2, 0) 0	(3, 0) 0	(4, 0) 0
1	(0, 1) 0	(1, 1) 1	(2, 1) 2	(3, 1) 3	(4, 1) 4
2	(0, 2) 0	(1, 2) 2	(2, 2) 4	(3, 2) 6	(4, 2) 8
3	(0, 3) 0	(1, 3) 3	(2, 3) 6	(3, 3) 9	(4, 3) 12

2.5.4 Dynamische Arrays

Die von **NextView@4 Script** zur Verfügung gestellten **Felder (Arrays)** sind immer dynamisch, das heißt ihre Größe kann im Verlauf des Programms jederzeit geändert werden. Dies schafft hohe Flexibilität. Beispielsweise lässt sich durch ständige Anpassung der Feldgröße kurzzeitig ein großes Feld verwenden und, sobald Daten nicht mehr benötigt werden, das Feld verkleinern und dadurch viel Speicherplatz sparen.

Die Deklaration eines dynamischen Arrays erfolgt mit Hilfe des Schlüsselwortes **Dim** ohne Angabe von Grenzen. Erst später werden die Grenzen mit dem Befehl **ReDim** festgelegt jedoch ohne Angabe des Datentyps.

```

Dim Arrayname() As Datentyp
...
ReDim Arrayname(Index 1, Index 2, .. , Index n)
    
```



Bei Anpassung der Feldgröße gehen alle im Feld gespeicherten Werte verloren.

Nach Ausführung der **ReDim** Anweisung werden alle Feldelemente auf die in der Tabelle abgebildeten Werte in Abhängigkeit ihres **Datentyps** zurückgesetzt. Dies ist von Vorteil, wenn einem Feld neue Daten zugewiesen werden sollen oder um Speicherplatz zu sparen.

Datentyp	Neuer Wert
<i>Byte</i>	0
<i>Integer</i>	0
<i>Double</i>	0
<i>String</i>	""
<i>Boolean</i>	False
<i>Klassen</i>	Nothing

2.5.5 Befehle im Zusammenhang mit Arrays

Die folgenden Befehle finden häufig in Verbindung mit Feldern ihre Anwendung:

Befehl	Beschreibung
LBound(Arrayname)	gibt den Index der unteren Grenze zurück
LBound(Arrayname, n)	gibt bei mehrdimensionalen Arrays den Index der unteren Grenze der n-ten Dimension zurück
UBound(Arrayname)	gibt den Index der oberen Grenze zurück
UBound(Arrayname, n)	gibt bei mehrdimensionalen Arrays den Index der oberen Grenze der n-ten Dimension zurück

2.6 Ausdrücke und Operatoren

Ein wichtiger Baustein einer Skriptsprache sind Ausdrücke. Die einfachste Möglichkeit einen Ausdruck zu beschreiben wäre: "alles was einen Wert besitzt". Beispiele für Ausdrücke wären die Zahl 5, die Addition 5+37 oder der Aufruf einer Funktion wie `Rnd` um eine Zufallszahl zu erhalten. Der Wert eines Ausdrucks kann Variablen zugewiesen werden oder an Prozeduren bzw. Funktionen übergeben werden.

```
Dim i As Integer

i = 5
i = i + 37
Print "Die Antwort ist " & i
Print "Eine zufällige Zahl ist " & Rnd
```

Operatoren verknüpfen Ausdrücke zu einem neuen Ausdruck. So ist zum Beispiel das + Symbol in 5 + 37 ein Operator, der die beiden ganzzahligen Ausdrücke 5 und 37 zu einem neuen ganzzahligen Ausdruck verknüpft.

2.6.1 Operatorreihenfolge

Die folgende Tabelle listet die verfügbaren Operatoren auf, beginnend mit dem am stärksten bindenden Operator. Ausdrücke, die mit einem stärker bindenden Operator verknüpft sind, werden vorrangig ausgeführt. Die Operatoren in der gleichen Zeile haben dieselbe Priorität. Operationen mit gleichrangiger Priorität werden in der Reihenfolge von links nach rechts ausgeführt.

Symbol	Bedeutung
^	Exponentiation
-	arithmetische Negation
* /	Multiplikation, Division
\	ganzzahlige Division
mod	modulo Division
+ -	Addition, Subtraktion

Symbol	Bedeutung
&	Zeichenkettenverbindung
= <> < > <= >=	Vergleich
Not	logische und binäre Negation
And	logisches und binäres Und
Or	logisches und binäres Oder
Xor	logisches und binäres Xor

Um in die Rangfolge der Operatoren zusätzlich einzugreifen, kann man Ausdrücke klammern. Die Klammer bindet stärker als jeder Operator. So setzt die Klammer im Ausdruck $(2+3) * 4$ die "Punkt vor Strich"-Regel außer Kraft und das Ergebnis ist 20.

2.6.2 Arithmetische Operatoren

Arithmetische Operatoren sind die Exponentiation (\wedge), arithmetische Negation ($-$), Addition ($+$), Subtraktion ($-$), Multiplikation ($*$), Division ($/$), ganzzahlige Division (\backslash) und modulo Division (**mod**). Sie verknüpfen numerische Werte (*Byte*, *Integer*, *Double*) und liefern diese zurück.

```
Dim i As Integer
Dim d As Double

i = 5 mod 3      ' das Ergebnis ist 2
Print i * i     ' gibt 4 aus
d = 1.0 / 2.0   ' das Ergebnis ist 0.5
Print - d ^ 2   ' gibt -0.25 aus
```

2.6.3 Logische Operatoren

Logische Operatoren sind die Negation (**Not**), Konjunktion (**And**), Disjunktion (**Or**) und die exklusive Disjunktion (**Xor**). Sie verwenden Werte des Typs *Boolean* und liefern einen *Boolean* Wert zurück. Die so genannten "Wahrheitstafeln" geben das Ergebnis einer logischen Verknüpfung an:

x	y	Not x	Not y	x And y	x Or y	x Xor y
True	True	False	False	True	True	True
True	False	False	True	False	True	False
False	True	True	False	False	True	False
False	False	True	True	False	False	True

```
Dim b As Boolean
```

```
b = True Xor False ' das Ergebnis ist True
```

2.6.4 Vergleichsoperatoren

Vergleichsoperatoren verbinden Werte desselben Datentyps miteinander und liefern einen *Boolean* Wert zurück. Falls im Zusammenhang sinnvoll, können alle Datentypen verwendet werden, wobei *Arrays* die gleiche Dimension haben müssen. Beim Vergleich von numerischen Werten (*Byte*, *Integer*, *Double*) dürfen diese auch verschiedenen Typs sein (s. "Ausdruckskonvertierung", S. 31).

Symbol	Bedeutung
=	gleich
<>	ungleich
<	kleiner
>	größer
<=	kleiner gleich
>=	größer gleich

2.6.5 Bitweise Operatoren

Bitweise Operatoren sind die Negation (**Not**), Und (**And**), Oder (**Or**) und die Exklusion (**Xor**). Sie nehmen Werte des Typs *Integer* (0, 1) und liefern einen *Integer* Wert zurück. Die so genannten "Bittafeln" geben das Ergebnis einer bitweisen Verknüpfung an.

x	y	Not x	Not y	x And y	x Or y	x Xor y
1	1	0	0	1	1	1
1	0	0	1	0	1	0
0	1	1	0	0	1	0
0	0	1	1	0	0	1

```
Dim i As Integer
```

```
i = &B01111111 And &B11110111 ' das Ergebnis ist &B01110111
i = &H7f And &Hf7             ' das Ergebnis ist &H77
```

2.6.6 Zeichenkettenoperatoren

Der Operator `&` verbindet Zeichenketten miteinander und liefert einen zusammenhängenden *String*-Wert zurück. Zeichenketten, die nicht zuvor einer Variablen zugewiesen wurden, müssen dabei in Anführungszeichen stehen.

```
Dim s As String
```

```
s = "Next"
s = s & "View" ' das Ergebnis ist "NextView"
```

2.6.7 Ausdruckskonvertierung

NextView@4 Script verfügt über eine automatische Ausdruckskonvertierung von einfachen Datentypen. Das bedeutet, eine Zeichenkette, die nur aus Ziffern besteht, wird als Zahlenwert erkannt und umgekehrt, ohne dass dazu ein zusätzlicher Konvertierungsbefehl im Programm erforderlich ist.

Im folgendem Beispiel wird der Wert der Integervariablen `i` automatisch in eine Zeichenkette umgewandelt und dann die beiden Zeichenketten mit `&` verbunden:

```
Dim i As Integer
i = 13
Print "i ist " & i      ' ausgegeben wird: i ist 13
```

Umgekehrt werden nun zwei Zeichenketten in numerische Werte umgewandelt und dann miteinander multipliziert:

```
Print "14" * "1.5"      ' ausgegeben wird: 21
```

2.7 Unterprogramme

Funktionen und **Prozeduren** verringern den Programmieraufwand und tragen wesentlich zur Verbesserung der Übersichtlichkeit und Strukturierung bei. So kann ein mehrfach verwendeter Vorgang einfach durch einen Funktions- bzw. Prozeduraufruf ablaufen und muss nicht jedes Mal als Programmcode eingegeben werden.

NextView®4 Script stellt vordefinierte Unterprogramme wie zum Beispiel die schon häufig in den Beispielen verwendete Prozedur **Print** oder die Funktion **Rnd** zur Verfügung, die ohne vorherige Deklarationen direkt im Programm integriert werden können (s. "Standard Funktionen und Prozeduren", S. 150).

Man unterscheidet bei Unterprogrammen zwischen **Prozeduren (Sub)**, die Befehlsfolgen ausführen, oder **Funktionen (Function)**, die einen Rückgabewert liefern.

```
Print "Asterix"      ' Beispiel einer Prozedur
                    ' Print hat keinen Rückgabewert

Dim i, j As Integer ' Beispiel einer Funktion
i = Rnd              ' Rnd liefert eine Zufallszahl als
                    ' Rückgabewert
```


2.7.1 Argumente

Informationen an ein Unterprogramm werden mit Hilfe von Argumenten übergeben. An die Prozedur **Print** gibt man beispielsweise eine Zeichenkette, die **Print** dann an der Standardausgabe ausgibt. Unterprogramme können auch optionale Argumente besitzen, d. h. Argumente können, müssen nicht angegeben werden. So kann man der Prozedur **UBound** den Indexwert übergeben. Wird keine Indexposition angegeben, wird immer der erste Wert im Array verwendet.

```
Print "Asterix"           ' ausgegeben wird: Asterix

Dim i(5,15) As Integer

Print UBound (i)        ' ausgegeben wird: 5
Print UBound (i,1)     ' ausgegeben wird: 5
Print UBound (i,2)     ' ausgegeben wird: 15
```

2.7.2 Prozeduren

Eine Prozedur wird folgendermaßen definiert:

```
Sub Prozedurname ([arg1 As Datentyp1, arg2 As Datentyp2, ...])
    [Anweisungen]
End Sub
```

Benötigt die Prozedur keine Argumente, steht hinter dem Prozedurnamen bei der Definition eine leere (runde) Klammer.

Beim Aufruf der Prozedur im Skript gibt man den Namen der Prozedur und, falls erforderlich, anschließend die zu verwendenden Argumente an. Mehrere Argumente werden voneinander durch Kommata getrennt.

Prozedurname bzw.

Prozedurname [Ausdruck1, Ausdruck2, ...]

Hierzu einige Beispiele:

```
Sub ShowName ()
  Print "Asterix"
End Sub

Sub Mult (a As Double, b As Double)
  Print a * b
End Sub
...
Sub Test ()
  ShowName           ' ausgegeben wird: Asterix
  Mult 3, 1.5        ' ausgegeben wird: 4.5
End Sub
```

Um aus einer Prozedur frühzeitig herausgehen zu können, verwendet man den Befehl **Exit Sub**.

```
Sub Div (a As Double, b As Double)
  If b = 0 Then Exit Sub Else Print a / b
End Sub
```

2.7.3 Funktionen

Eine Funktion wird folgendermaßen definiert:

```
Function Funktionsname ([arg1 As Datentyp1, _
                        arg2 As Datentyp2, ...]) As Datentyp
  [Anweisungen]
End Function
```

Die Anweisungen der Funktionsdefinition müssen immer das Ergebnis der Funktion, den Rückgabewert, dem Funktionsnamen zuweisen.

Funktionsname = Funktionsergebnis

Um eine Funktion im Skript aufzurufen, verwendet man den Funktionsnamen. Die zu übergebenden Argumente stehen in runden Klammern () hinter dem Funktionsnamen. Der Rückgabewert einer Funktion, der durch Aufruf des

Funktionsnamens geliefert wird, wird entweder einer Variable zugewiesen oder als Ausdruck weiterverarbeitet.

`Variable = Funktionsname` bzw.

`Variable = Funktionsname (Ausdruck1, Ausdruck2, ...)`

```
Function Pi () As Double ' Funktionsdeklaration
    Pi = 3.1415926535    ' Rückgabewert zuweisen
End Function

Function Mult (a As Integer, b As Integer) As Integer
    Mult = a * b        ' Rückgabewert zuweisen
End Function

...
Sub Test ()
    Dim i as Double
    i = Pi                ' i erhält den Wert: 3.1415926535
    Print Mult(3, 2)     ' ausgegeben wird: 6
    Print 1 + Mult(3, i) ' ausgegeben wird: 10.4247779605
End Sub
```

Um aus einer Funktion frühzeitig herausgehen zu können, verwendet man den Befehl **Exit Function**.

```
Function Div (a As Integer, b As Integer) As Integer
    Div = 1
    If b = 0 Then Exit Function Else Div = a / b
End Function
```

2.7.4 Optionale Argumente

Soll ein Unterprogramm optionale **Argumente** haben, so geschieht dies durch das Schlüsselwort **Optional** vor dem Argument und der Zuweisung eines Defaultwertes bei der Deklaration des Unterprogramms. Diese werden verwendet, wenn beim Aufruf der Funktion/Prozedur kein anderes Argument verwendet wurde. Alle Argumente nach dem ersten optionalen Argument sind ebenfalls optional.

`Optional argx As Datentypx = Defaultwert`

```

Sub Name (Optional s As String = "Asterix")
    Print s
End Sub

Function Mult (a As Integer, Optional _
               b As Integer = 1) As Integer
    Mult = a * b
End Function

Sub Test ()
    Name           ' ausgegeben wird: Asterix
    Name "Obelix"  ' ausgegeben wird: Obelix
    Print Mult(3)  ' ausgegeben wird: 3
    Print Mult(3, 2) ' ausgegeben wird: 6
End Sub

```

2.7.5 ByVal und ByRef

Die Schlüsselwörter **ByVal** und **ByRef** bestimmen die Methode, wie an ein Unterprogramm ein Argument übergeben werden soll.

ByVal argx As Datentypx bzw.

ByRef argy As Datentypy

Wird die Standardmethode **ByVal** verwendet, so wird eine Kopie des Ausdrucks an das Unterprogramm übergeben. Ändert das Unterprogramm den Wert, so ändert es den Wert in der Kopie und das Original bleibt erhalten.

Bei der **ByRef** Methode hingegen wird bei einer Änderung des Wertes das Original verändert. Aus diesem Grund können bei der **ByRef** Methode nur Variablen an ein Unterprogramm übergeben werden, und beispielsweise keine Konstanten.

```

Sub Name1 (ByVal s As String)
    s = "Asterix"
End Sub

Sub Name2 (ByRef s As String)
    s = "Asterix"
End Sub

Sub Test ()
    Dim s As String

    s = "Obelix"
    Name1 "Obelix"           ' erlaubt
    Name1 s                  ' ausgegeben wird: Obelix
    Print s

    s = "Obelix"
    ' Name2 "Obelix"        WÄRE NICHT ERLAUBT!
    Name2 s
    Print s                  ' ausgegeben wird: Asterix
End Sub

```

2.8 Kontrollstrukturen

Neben einem möglichen Deklarationsteil besteht jedes **NextView®4 Script** aus einer Reihe von Anweisungen. Dies kann beispielsweise eine Zuweisung, ein Prozeduraufruf oder eine Kontrollstruktur wie eine Schleife oder eine bedingte Anweisung sein.

2.8.1 Bedingte Anweisungen

Bedingte Anweisungen erlauben nach Überprüfung eines Ausdrucks von Typ *Boolean*, die Ausführung von klar gekennzeichneten Teilen des Skripts, für die eine gestellte Bedingung wahr (**TRUE**) ist.

2.8.1.1 If ... Then ... Else

Man verwendet eine **If ... Then** Struktur um eine oder mehrere Anweisungen auszuführen, falls sie eine hinter **If** gestellte Bedingung erfüllen. Es ist möglich

die einzeilige Syntax oder die mehrzeilige Blocksyntax zu benutzen. Die einzeilige Form wird nur verwendet, wenn nur ein einziger Befehl ausgeführt werden soll.

- Einzeilige Syntax: `If Bedingung Then Anweisung`
- Mehrzeilige Syntax: `If Bedingung1 Then`
 `[Anweisungen]`

 `...`

 `End If`

Man beachte, dass man bei der mehrzeiligen Syntax **End If** schreibt, um das Ende der bedingt auszuführenden Anweisungen zu markieren.

```
' einzeilige Syntax
If value < 10 Then Print "Less then 10"

' mehrzeilige Syntax
If value < 10 Then
  Print "Less then 10 "
  value = value + 1      ' erhöhe value um eins
End If
```

Um weitere Bedingungen abzufragen, falls der **if** Ausdruck nicht zutrifft, verwendet man **Else If** für jede weitere Abfrage. Alternative Anweisungen, falls keine **If** oder **Else If** Bedingung gilt, gibt man mit dem Schlüsselwort **Else** an.

- Einzeilige Syntax: `If Bedingung Then Anweisung Else Anweisung`
- Mehrzeilige Syntax: `If Bedingung1 Then`
 `[Anweisungen1]`

 `[Else If Bedingung2 Then`
 `[Anweisungen2]]`

 `...`
 `[Else`
 `[AnweisungenN]]`

 `End If`

Das heißt, zunächst wird Bedingung1 getestet und ggf. die entsprechenden Anweisungen1 ausgeführt oder Bedingung2 getestet usw. Sind keine Bedingungen

erfüllt, werden die AnweisungenN des **Else** Blocks ausgeführt, falls angegeben.

```
' einzeilige Syntax
If value = 0 Then Print "Zero" Else Print "Non-zero"
mehrzeilige Syntax
If value = 0 Then
  Print "Zero"
Else If value = 10 Then
  Print " 10 "
Else
  Print "Not Zero or 10"
End If
```

Die Ineinanderschachtelung mehrerer **if** Anweisungen ist möglich, kann jedoch auch die Übersichtlichkeit beeinträchtigen und die Fehleranfälligkeit erhöhen.

```
' mehrzeilige Syntax
If value > 0 Then
  If value > 0 und value <10 then
    Print "positiver Wert ist einstellig"
  Else
    Print "positiver Wert ist mehrstellig"
  End If
Else
  Print "ungültiger Wert"
End If
```

2.8.1.2 Select Case

Select Case bietet sich an, wenn mehrere Ausdrücke verglichen und unterschiedliche Anweisungen ausgeführt werden sollen. Hier ist **Select Case** im Vergleich zur **If ... Then ... Else** Anweisung oft übersichtlicher.

```
Select Case Ausdruck
Case Ausdrucksliste1
  [Anweisungen1]
[Case Ausdrucksliste2
  [Anweisungen2]]
...
[Case Else
  [AnweisungenN]]
End Select
```

Das **If ... Then ... Else** Beispiel könnte man also auch so schreiben:

```
Select Case value
Case 0, 1
  Print "Zero oder 1"
Case 10
  Print "10"
Case Else
  Print "Non-zero"
End Select
```

Mit dem Schlüsselwort **Case** wird überprüft, ob der hier angegebene Wert übereinstimmt mit dem unter **Select Case** angegebenen Ausdruck.

2.8.2 Schleifen

Man verwendet Schleifenstrukturen um Anweisungen und Programmteile zu wiederholen.

2.8.2.1 Do ... Loop

Die **Do ... Loop** Schleife wiederholt die eingeschlossenen Anweisungen solange oder bis ein Ausdruck erfüllt ist (**While** bzw. **Until**). Die Bedingung steht dabei entweder vor (nach dem Schlüsselwort **Do**) oder nach (nach dem Schlüsselwort **Loop**) den zu wiederholenden Programmbefehlen, woraus sich feine aber ggf. folgenschwere Unterschiede bei der Ausführung des Programms ergeben.

Vor der Schleife:

- mit **While**:

```
Do While Ausdruck
  [Anweisungen]

Loop
```
- mit **Until**:

```
Do Until Ausdruck
  [Anweisungen]

Loop
```


Nach der Schleife:

- mit **While**:


```

Do
  [Anweisungen]

Loop While Ausdruck
            
```
- mit **Until**:


```

Do
  [Anweisungen]

Loop Until Ausdruck
            
```

Steht die Bedingung am Anfang, wird zuerst überprüft, ob die Bedingung erfüllt ist. Trifft sie bereits das erste Mal nicht zu, werden die in der Schleife stehenden Anweisungen übersprungen. Steht die Bedingung am Ende der Schleife, wird diese immer mindestens einmal ausgeführt. Um eine Endlosschleife zu vermeiden, sollte bei der Formulierung des Ausdrucks darauf geachtet werden, dass er irgendwann nicht mehr zutrifft (**while**) bzw. er irgendwann eintritt (**until**).

Das folgende Beispiel zeigt, wie wichtig es ist auf die Auswahl der passenden Schreibweise zu achten.

```

Do
  j = 1 / i
  Print j
  i = i - 1
Loop While i <> 0
            
```

Ist die Variable **i** bei Erreichen der **Do ... Loop** Schleife **0**, würde hier durch **0** geteilt werden. Bei negativem **i** würde man außerdem in eine Endlosschleife kommen. Richtig wäre die folgende Schleife:

```

Do While i > 0
  j = 1 / i
  Print j
  i = i - 1
Loop
            
```

2.8.2.2 While ... Wend

Die **While ... Wend** Anweisung entspricht der zuvor aufgeführten **Do ... Loop** Variante.

```
➤ While ... Wend:   While Ausdruck
                   [Anweisungen]
                   Wend
```

2.8.2.3 For ... Next

Ist bekannt, wie oft eine Schleife durchlaufen werden soll, bietet sich die **For ... Next** Anweisung an. Damit lassen sich beispielsweise Endlosschleifen vermeiden. Diese benutzt eine Integervariable, **Zaehler** genannt, die während der Wiederholung automatisch um das angegebene Inkrement erhöht oder vermindert (bei negativem Inkrement) wird. Ist kein Inkrement angegeben, wird der Startwert bei jedem Durchlauf kontinuierlich um eins erhöht, bis der Endwert erreicht ist.

```
For Zaehler = Start To Ende [Step Inkrement]
[Ausdrücke]
Next
```

Dabei ist **Zaehler** eine globale oder lokale Integervariable, **Start**, **Ende** und **Inkrement** Integerkonstanten.

```
Dim i As Integer

For i = 0 To 42
  Print i           ' Ausgabe: 0 1 2 3 usw. bis 42
Next

For i = 100 To 0 Step -2
  Print i          ' Ausgabe: 100 98 96 usw. bis 0
Next
```

2.8.2.4 Repeat, Exit

Um aus einer Schleife herauszuspringen oder eine Schleife schon zu einem früheren Zeitpunkt wiederholen zu lassen, gibt es die Schlüsselwörter **Exit** und **Repeat**.

- **Do ... Loop:** Do [While | Until] Ausdruck
 [Repeat]

 [Exit Do]

 Loop
- **Do ... Loop:** Do
 [Repeat]

 [Exit Do]

 Loop [While | Until] Ausdruck
- **For ... Next:** For Zaehler = Start To Ende [Step Inkrement]
 [Exit For]

 Next

Bei einer **While ... Wend** Schleife gibt es diese Möglichkeit nicht. Für die **For ... Next** Schleife steht nur die **Exit For** Anweisung zur Verfügung.

```
Dim i as Integer
Do while True
  i = InputBox ("Bereich 0..10, -1 beendet Schleife", _
               "Zahl eingeben", 0)
  If i = -1 Then Exit Do
  ...
  If i > 10 then Repeat
  ...
Loop
```

2.9 Klassen und Objekte

NextView®4 Script arbeitet Objekt orientiert. Objekte werden aus Klassen erzeugt. Der **Datentyp** Klasse ist eine Sammlung von **Variablen**, **Prozeduren** und **Funktionen**, die mit diesen Variablen arbeiten. Durch die Prozeduren und

Funktionen, die in der jeweiligen Klasse definiert sind, wird somit festgelegt, welche Operationen mit einem erzeugten Objekt dieser Klasse durchgeführt werden können. Der Zugriff auf Objekte erfolgt mit Hilfe von **Referenzvariablen**, die auf ein Objekt oder auf nichts (**Nothing**) weisen.

NextView@4 Script selbst stellt bereits vordefinierte Klassen zur Verfügung. Beispielsweise enthält die Klasse "NvSheet" (repräsentiert ein Blatt in **NextView@4**) Funktionen, die sich nur auf ein Blatt beziehen, wie die Funktion **NvSheet.DisplayCount**.

Ein Objekt der Klasse "NvSheet", auf das die Referenzvariable **mySheet** weist, ist ein real vorhandenes Blatt in **NextView@4**, in dem man z. B. mit dem Befehl **mySheet.DisplayCount** die Anzahl der Anzeigen auf dem Blatt erhält.

```
Dim mySheet as NvSheet
Set mySheet = NvCurrentProject.Sheet(1)
print mySheet.DisplayCount
```

2.9.1 Klassendeklaration

Neben den von **NextView@4 Script** vordefinierten Klassen lassen sich auch eigene Klassen definieren. Die Deklaration einer Klasse erfolgt mit dem Schlüsselwort **Class**.

```
Class MyClass
...
End Class
```

In dieser Klassendeklaration werden die **Variablen**, **Prozeduren** und **Funktionen**, die einem Objekt zur Verfügung stehen sollen, definiert.

2.9.1.1 Variablen

Die Deklaration von Klassenvariablen wird mit dem Schlüsselwort **Dim** wie die allgemeine Variablendeklaration durchgeführt, jedoch muss diese innerhalb der Klassendeklaration stehen.

```
Class MyClass
  Dim i As Integer
End Class
```

2.9.1.2 Prozeduren und Funktionen

Die in einer Klasse verfügbaren **Prozeduren** und **Funktionen** werden mit den Schlüsselwörtern **Sub** bzw. **Function** innerhalb der **Klassendeklaration** nach dem allgemein üblichen Regeln definiert.

```
Class MyClass
  Sub MySub ()
    ...
  End Sub
  Function MyFunction () As Integer
    ....
  End Function
End Class
```

2.9.1.3 Me

In einer Klasse gibt es stets eine Referenzvariable (s. "Referenzvariablen", S. 46) auf die eigene Klasse. Diese muss nicht extra definiert werden und verbirgt sich hinter dem Schlüsselwort **Me**.

```
Class MyClass
  Dim i As Integer

  Sub MyOtherSub ()
    Me.i = 42
  End Sub

  Sub MySub ()
    Me.MyOtherSub
  End Sub
End Class
```

Bei Verwendung der **Me** Referenzvariablen hat man die Möglichkeit in einer Klasse auf Klassenvariablen, -prozeduren und -funktionen zuzugreifen. Diese Vorgehensweise sieht man an folgendem Beispiel.

```
Class MyClass
  Dim i As Integer           ' i als Klassenvariable
  ...
  Sub MySub (i As Integer)  ' i als lokale Variable
    Print "Your answer is " & i ' verwendet lokales i
    Print "My answer is " & Me.i ' verwendet
  End Sub                   ' Klassenvariable i
End Class
```

2.9.2 Arbeiten mit Objekten

2.9.2.1 Referenzvariablen

Eine Referenzvariable zeigt entweder auf ein neu erzeugtes Objekt (s. "Anlegen von Objekten", S. 46), ein von einer Funktion zurückgegebenes Objekt (s. "Objekte als Rückgabewert von Funktionen", S. 47) oder auf kein Objekt (**Nothing**, s. S. 48). Diese wird mit dem Schlüsselwort **Dim** deklariert.

```
Dim Referenzvariable As Klasse
```

Nach der Deklaration steht der Wert einer Referenzvariablen immer auf **Nothing**. Um einer Referenzvariablen ein Objekt zuzuweisen, verwendet man den Befehl **Set**.

```
Dim cha As NvChannel      ' AnalogIn ist eine in NextView
Set cha = AnalogIn (5)    ' Script vordefinierte Funktion
```

2.9.2.2 Anlegen von Objekten

Das Anlegen von Objekten aus selbst definierten Klassen geschieht mit dem Schlüsselwort **New**.

```

Class MyClass
  Dim i As Integer

  Sub MySub ()
    Print "The answer is " & i & "."
  End Sub
End Class
...
Sub Test ()
  Dim my As MyClass
  Set my = New MyClass      ' Objekt wird angelegt und Referenzvariable darauf gesetzt.

  my.i = 42
  my.MySub                  ' Ausgabe: The answer is 42.
End Sub

```

Für Klassen, die von **NextView@4 Script** bereits vordefiniert sind, wie zum Beispiel die Klasse "NvDisplay", stellt **NextView@4 Script** Funktionen zum Anlegen eines neuen Objekts zur Verfügung. **New** darf in diesem Fall nicht verwendet werden.

```

Dim g As NvDisplay
Set g = NvCurrentProject.Sheet(1).Display(1)
' holt das erste Display des ersten Sheets im Projekt
' und setzt eine Referenzvariable darauf

```

2.9.2.3 Objekte als Rückgabewert von Funktionen

Ein Objekt kann Rückgabewert einer Funktion sein. Zum Beispiel liefert die vordefinierte Funktion **NvProject.FindSheet (name As String)** der Klasse "NvProject" das **NextView@4** Blatt mit dem Namen **name** im Projekt zurück, wobei **NvCurrentProject** das aktuelle Projekt als eine Referenz auf ein "NvProject" zurückgibt.

```

Dim s As NvSheet
Set s = NvCurrentProject.FindSheet ("FFT")
' Finde Blatt mit dem Namen FFT und setze
' Referenzvariable darauf

```

2.9.2.4 Nothing

Zeigt eine Referenzvariable auf kein Objekt, steht sie auf **Nothing**. Ebenso kann man eine Referenzvariable mit diesem Schlüsselwort auf kein Objekt setzen oder eine Referenzvariable mit **Is Nothing** abfragen, ob sie auf ein gültiges Objekt zeigt.

```
Dim s As NvSheet  
Set s = Nothing  
If s Is Nothing Then Print "Nothing!"
```

2.9.2.5 Löschen von Objekten

Objekte werden in **NextView®4 Script** automatisch gelöscht, sobald auf ein Objekt keine Referenzvariable zeigt oder eine sonstige Referenz existiert.

```
Dim my As MyClass  
Set my = New MyClass  
Set my = Nothing
```

Der Code im obigen Beispiel würde ein Objekt der Klasse "MyClass" anlegen, das in der nächsten Zeile wieder freigegeben wird, da die einzige Referenz auf das Objekt gelöscht wird.

Setzt man auf Objekt **my1** jedoch eine weitere Referenzvariable, so wird **my1** durch die **Nothing** Zuweisung nicht gelöscht, da die Referenz von **my2** auf **my1** weiterhin besteht.

```
Dim my1, my2 As MyClass  
Set my1 = New MyClass  
Set my2 = my1  
Set my1 = Nothing
```


2.9.3 Die Programmierung mit Klassen

Um auf die von einer Klasse dem Objekt zur Verfügung gestellten Eigenschaften, Prozeduren und Funktionen zugreifen zu können, wird immer der Objektname, gefolgt von einem Punkt vorangestellt.

```
Print NvCurrentProject.SheetCount
Print NvCurrentProject.Sheet(1).Name
```

Zeigt eine Referenzvariable auf kein Objekt, also auf **Nothing**, erzeugt **NextView@4 Script** zur Laufzeit einen so genannten Laufzeitfehler (Runtime Error 13, Nothing Referenced). Dieser wird in der Statuszeile von **NextView@4 Script** angezeigt.

Überprüfen Sie in diesem Fall die Gültigkeit der Referenzvariablen. Referenzvariablen auf neu angelegte Objekte sind immer gültig. Sollten hier Fehler auftreten, erzeugt dies schon während dem Anlegen des Objekts einen Laufzeitfehler.

Objekte, die von Funktionen zurückgegeben werden, können jedoch auch **Nothing** sein. Beispielsweise liefert die Funktion **NvProject.FindSheet**, falls es das gesuchte Blatt nicht gibt, **Nothing** zurück.

```
Dim s As NvSheet
Set s = NvCurrentProject.FindSheet ("something funny")
If s Is Nothing Then
    Print "Sheet not found"
Exit Sub
End If
```

Ein spezieller Fall tritt auf, wenn eine Klasse von einer "Parent"-Klasse abgeleitet ist. So ist zum Beispiel die Klasse "NvGraphDisplay", als auch die Klasse "NvButton" und die Klasse "NvSlider" spezielle Klassen der Klasse "NvDisplay". Um festzustellen, dass ein zurück geliefertes Anzeigeobjekt eine spezielles Objekt ist, gibt es den "?=" Zuweisungsoperator. Ist das Objekt nicht vom Typ der Referenzvariablenklasse, wird **Nothing** zugewiesen.

```
Dim g as NvGraphDisplay
set g ?= NvCurrentProject.Sheet(1).Display(1)
' versucht die erste Anzeige im ersten Blatt des Projekts
' der NvGraphDisplay Referenzvariablen zuzuweisen
' Ist die Anzeige kein NvGraphDisplay wird Nothing
' der Referenzvariablen zugewiesen
if g Is Nothing then print "kein NvGraphDisplay"
```

Würde man hier den normalen "=" Zuweisungsoperator verwenden, kommt es schon bei der Skript-Kompilierung zu einem Runtime Error.

2.10 Gültigkeitsbereiche

Verwendet man gleiche Namen für globale Variablen oder lokal (s. "Globale und lokale Variablen", S. 22) in Prozeduren, Funktionen oder Klassen, ergibt sich das Problem der Gültigkeitsbereiche. Die folgende Tabelle listet in absteigender Priorität die Rangfolge von Variablen bzw. Prozeduren oder Funktionen auf.

Variablen
Rückgabewert einer Funktion
lokale Variablen, Prozedur bzw. Funktionsargumente
Klassenvariablen
globale Variablen

Prozeduren / Funktionen
Klassenprozeduren und -funktionen
globale Prozeduren und Funktionen

Wie man sieht, haben beispielsweise lokale Variablen innerhalb von Funktionen, Prozeduren oder Klassen Vorrang vor globalen Variablen, das heißt, bei gleichen Variablennamen ist die lokale Variable gültig.

```

Dim i As Integer          ' i als globale Variable (auf 0)

Sub Test ()
    Dim i As Integer      ' i als lokale Variable
    i = 42
    Print "Ergebnis: " & i ' ausgegeben wird: Ergebnis: 42
End Sub
    
```

Wird innerhalb einer Prozedur- bzw. Funktionsdeklaration eine andere Prozedur / Funktion aufgerufen, gelten die lokalen Variablen der definierten Prozedur / Funktion nicht für die aufgerufene. Für diese gelten deren eigenen lokalen Variablen und ferner die globalen Variablen, wie im folgenden Beispiel gezeigt wird.

```

Dim i As Integer          ' i als globale Variable (auf 0)

Sub Answer ()
    Print "Ergebnis: " & i ' verwendet die globale Variable i
End Sub
Sub Test ()
    Dim i As Integer      ' i als lokale Variable
    i = 42
    Answer                 ' ausgegeben wird: Ergebnis: 0
End Class
    
```

Eine Klassenprozedur /-funktion hat Priorität vor globalen Prozeduren / Funktionen. Diese veranschaulicht das nächste Beispiel:

```

Sub MyOtherSub ()        ' globale Prozedur
    Print "Hello World!"
End Sub

Class MyClass
    Sub MyOtherSub ()    ' Klassenprozedur
        Print "Ergebnis: 42"
    End Sub
    Sub MySub ()
        MyOtherSub      ' ausgegeben wird: Ergebnis: 42
    End Sub
End Class
    
```

3 NV4 Script Klassen/Routinen

3.1 NextView® Funktionen und Prozeduren

3.1.1 NV4 Funktionen und Prozeduren: Überblick

Funktion	Beschreibung
NvCurrentProject	gibt das aktuelle Projekt zurück
NvStartScan	startet einen Scan
NvStopScan	stoppt einen Scan
NvScanState	gibt den aktuellen Zustand des Scans zurück
NvSetTimerInterval	setzt das Aufrufintervall für das OnTimer Event
NvExitProgram	beendet NextView®4
NvAnalogIn	stellt die Schnittstelle zu einem Analogeingang zur Verfügung
NvAnalogOut	stellt die Schnittstelle zu einem Analogausgang zur Verfügung
NvDigital	stellt die Schnittstelle zu einem Digitalkanal zur Verfügung
NvDigitalLine	stellt die Schnittstelle zu einer Digitalleitung zur Verfügung
NvCounter	stellt die Schnittstelle zu einem Zählerkanal zur Verfügung
NvFormula	stellt die Schnittstelle zu einem Formelkanal zur Verfügung

3.1.2 NvCurrentProject

```
Function NvCurrentProject () As NvProject auf highfff
```

Gibt das aktuelle Projekt der Klasse "NvProject" zurück.

```
' gibt die Anzahl der Sheets im Projekt aus
Print NvCurrentProject.SheetCount
```

Eine Auflistung aller verfügbaren NextView® Funktionen und Prozeduren befindet sich im Kapitel "NV4 Funktionen und Prozeduren: Überblick", S. 52.

3.1.3 NvStartScan

```
Sub NvStartScan (Optional checkExisting As Boolean = True)
```

Startet einen Scan. Dies entspricht dem Befehl "Messung starten" (Menüpunkt "Gerät") in **NextView@4**. Ist **checkExisting** auf "False", werden eventuell vorhandene gleichnamige Messdateien ohne Nachfrage überschrieben.

```
' startet einen Scan mit Nachfrage
NvStartScan
```

```
' startet einen Scan ohne Nachfrage
NvStartScan False
```

Eine Auflistung aller verfügbaren NextView® Funktionen und Prozeduren befindet sich im Kapitel "NV4 Funktionen und Prozeduren: Überblick", S. 52.

3.1.4 NvStopScan

```
Sub NvStopScan ()
```

Stoppt einen Scan. Dies entspricht dem Befehl "Messung stoppen" (Menüpunkt "Gerät") in **NextView@4**.

Eine Auflistung aller verfügbaren NextView® Funktionen und Prozeduren befindet sich im Kapitel "NV4 Funktionen und Prozeduren: Überblick", S. 52.

3.1.5 NvScanState

```
Function NvScanState () as Integer
```

Gibt den Scanstatus von **NextView®4** zurück. Folgende vordefinierte Konstanten werden zurückgeliefert:

Scanstatus	Beschreibung
scanStatePreparing	Datenspeicherung wird vorbereitet
scanStateBeforeTrigger	Datenspeicherung läuft, Triggerkondition noch nicht erfüllt
scanStateAfterTrigger	Datenspeicherung läuft, Triggerkondition wurde erfüllt
scanStateBusy	Scansystem ist beschäftigt nach der letzten Datenspeicherung
scanStateRunning	Livedaten werden gemessen
scanStateReady	Scansystem ist bereit
scanStateUnknown	Scanstatus unbekannt

Beispiel: Ausgabe des Scanstatus in einem Textfeld mit Namen "Text Scanstatus":

```

...
Dim T as NVTextField
Set T ?= NvCurrentProject.FindDisplay("Text Scanstatus")

if Not(T is Nothing) then
  Select case NvScanState
    case scanStateBeforeTrigger
      T.Title = "Trigger...?"      ' Warten auf den Trigger
    case scanStateAfterTrigger
      if T.Title = "Scanning..." then ' Blink "Scanning..."
        T.Title = ""
      Else
        T.Title = "Scanning..."
      End IF
    case scanStatePreparing
      T.Title = "Busy..."
    case scanStateBusy
      T.Title = "Busy..."
    case scanStateRunning
      T.Title = "Live Daten..."
    case scanStateRunning
      T.Title = "Live Daten..."
    case scanStateReady
      T.Title = "Ready..."
    case else
      T.Title = "Status..."
  end Select
End IF
...

```

Eine Auflistung aller verfügbaren NextView® Funktionen und Prozeduren befindet sich im Kapitel "NV4 Funktionen und Prozeduren: Überblick", S. 52.

3.1.6 NvSetTimerInterval

```
Sub NvSetTimerInterval (ms As Integer)
```

Setzt das Zeitintervall in Millisekunden, in dem das Event **OnTimer** aufgerufen wird. Dieses Event kann nicht schneller als alle 15ms aufgerufen werden. Dabei kann es, bedingt durch das Betriebssystem Windows®, zu zeitlichen Verschiebungen kommen, die in der Regel im 15ms Bereich liegen.

Eine Auflistung aller verfügbaren NextView® Funktionen und Prozeduren befindet sich im Kapitel "NV4 Funktionen und Prozeduren: Überblick", S. 52.

3.1.7 NvExitProgram

```
Sub NvExitProgram (checkModified As Boolean)
```

Dieser Befehl beendet **NextView®4**. Ist **checkModified** auf **True**, führen eventuell nicht gespeicherte Änderungen an dem Projekt zu einer Abfrage, ob das Projekt gespeichert werden soll. Bei **checkModified** gleich **False** wird **NextView®4** ohne Speicherung etwaiger Änderungen sofort beendet.

Eine Auflistung aller verfügbaren NextView® Funktionen und Prozeduren befindet sich im Kapitel "NV4 Funktionen und Prozeduren: Überblick", S. 52.

3.1.8 NvAnalogIn

```
Function NvAnalogIn (index As Integer) As NvChannel
```

Gibt den analogen Eingangskanal der Nummer **index** zurück oder **Nothing**, falls dieser nicht vorhanden ist. Die Kanäle sind fortlaufend durchnummeriert beginnend bei **index=1** mit dem ersten Analogeingang des zuerst installierten Geräts (s. "Klasse "NvChannel"", S. 59).



In NextView®4 Script stehen während einem laufenden Scan nur die im Scan definierten Messkanäle zur Verfügung.

Eine Auflistung aller verfügbaren NextView® Funktionen und Prozeduren befindet sich im Kapitel "NV4 Funktionen und Prozeduren: Überblick", S. 52.

3.1.9 NvAnalogOut

```
Function NvAnalogOut (index As Integer) As NvChannel
```

Gibt den analogen Ausgangskanal der Nummer **index** zurück oder **Nothing**, falls dieser nicht vorhanden ist. Die Kanäle sind fortlaufend durchnummeriert beginnend bei **index=1** mit dem ersten Analogausgang des zuerst installierten Geräts (s. "Klasse "NvChannel"", S. 59).

Eine Auflistung aller verfügbaren NextView® Funktionen und Prozeduren befindet sich im Kapitel "NV4 Funktionen und Prozeduren: Überblick", S. 52.

3.1.10 NvDigital

```
Function NvDigital (index As Integer) As NvChannel
```

Gibt den Digitalkanal der Nummer **index** zurück oder **Nothing**, falls dieser nicht vorhanden ist. Die Kanäle sind fortlaufend durchnummeriert beginnend bei **index=1** mit dem ersten Digitalkanal des zuerst installierten Geräts (s. "Klasse "NvChannel"", S. 59).


```
' gibt den aktuellen Wert des 1. Digitalkanals
' in der Nachrichtenanzeige aus
```

```
Print NvDigital(1).Value
```



In NextView®4 Script stehen während einem laufenden Scan nur die im Scan definierten Messkanäle zur Verfügung.

Eine Auflistung aller verfügbaren NextView® Funktionen und Prozeduren befindet sich im Kapitel "NV4 Funktionen und Prozeduren: Überblick", S. 52.

3.1.11 NvDigitalLine

```
Function NvDigitalLine (index As Integer) As NvChannel
```

Gibt die Digitalleitung der Nummer **index** zurück oder **Nothing**, falls diese nicht vorhanden ist. Die Kanäle sind fortlaufend durchnummeriert beginnend bei **index=1** mit der ersten Digitalleitung des zuerst installierten Geräts (s. "Klasse "NvChannel"", S. 59).

```
' gibt den aktuellen Wert der 1. Digitalleitung
' in der Nachrichtenanzeige aus und setzt diese auf high
```

```
Print NvDigitalLine(1).Value
Nv.DigitalLine(1).Value = 1
```



In NextView®4 Script stehen während einem laufenden Scan nur die im Scan definierten Messkanäle zur Verfügung.

Eine Auflistung aller verfügbaren NextView® Funktionen und Prozeduren befindet sich im Kapitel "NV4 Funktionen und Prozeduren: Überblick", S. 52.

3.1.12 NvCounter

```
Function NvCounter (index As Integer) As NvChannel
```

Gibt den Zählerkanal der Nummer **index** zurück oder **Nothing**, falls dieser nicht vorhanden ist. Die Kanäle sind fortlaufend durchnummeriert beginnend bei **index=1** mit dem ersten Zähler des zuerst installierten Geräts (s. "Klasse "NvChannel"", S. 59).



In NextView®4 Script stehen während einem laufenden Scan nur die im Scan definierten Messkanäle zur Verfügung.

Eine Auflistung aller verfügbaren NextView® Funktionen und Prozeduren befindet sich im Kapitel "NV4 Funktionen und Prozeduren: Überblick", S. 52.

3.1.13 NvFormula

```
Function NvFormula (index As Integer) As NvChannel
```

Gibt den Formelkanal der Nummer **index** zurück oder **Nothing**, falls diese nicht vorhanden ist. Die Kanäle sind fortlaufend durchnummeriert beginnend bei **index=1** für den ersten Formelkanal (s. "Klasse "NvChannel"", S. 59).



In NextView®4 Script stehen während einem laufenden Scan nur die im Scan definierten Messkanäle zur Verfügung.

Eine Auflistung aller verfügbaren NextView® Funktionen und Prozeduren befindet sich im Kapitel "NV4 Funktionen und Prozeduren: Überblick", S. 52.

3.2 Klasse "NvChannel"

Die Klasse "NvChannel" beschreibt die Eigenschaften und Funktionen der vorhandenen Eingabe- und Ausgabekanäle in **NextView@4**. Ein Objekt der **NextView@4** Klasse "NvChannel" kann nicht über den **New** Befehl angelegt werden. Es wird stattdessen von **NvSetTimerInterval**, **NvAnalogOut**, **NvDigital**, **NvDigitalLine**, **NvFormula** zurückgegeben.

```
' holt den 1. analogen Eingangskanal als NvChannel Objekt

Dim sig As NvChannel
Set sig = NvAnalogIn(1)

If sig Is Nothing Then
    Print "Kanal nicht vorhanden"
Else
    Print "aktueller Wert: " & sig.Value & " " & sig.Unit
End If
```

3.2.1 NvChannel: Überblick

Elementfunktion	Beschreibung
NvChannel.Name	Name des Kanals
NvChannel.Group	Gruppe des Kanals
NvChannel.Comment	Kommentar des Kanals
NvChannel.Unit	Einheit des Kanals
NvChannel.Value	aktueller Wert des Kanals

3.2.2 NvChannel.Name

```
Function Name () As String
```

Liefert den Namen des Kanals.

```
' gibt den Namen des 1. analogen Eingangskanals  
' in der Nachrichtenanzeige aus  
Print NvAnalogIn(1).Name
```

Eine Auflistung aller zur Verfügung stehenden Elementfunktionen der Klasse "NvChannel" befindet sich im Kapitel "NvChannel: Überblick", S. 59.

3.2.3 NvChannel.Group

```
Function Group () As String
```

Liefert die Gruppe des Kanals.

```
' gibt die Gruppe des 1. analogen Eingangskanals  
' in der Nachrichtenanzeige aus  
Print NvAnalogIn(1).Group
```

Eine Auflistung aller zur Verfügung stehenden Elementfunktionen der Klasse "NvChannel" befindet sich im Kapitel "NvChannel: Überblick", S. 59.

3.2.4 NvChannel.Comment

```
Function Comment () As String
```

Liefert den Kommentar für den Kanal.

```
' gibt den Kommentar des 1. analogen Eingangskanals  
' in der Nachrichtenanzeige aus  
Print NvAnalogIn(1).Comment
```

Eine Auflistung aller zur Verfügung stehenden Elementfunktionen der Klasse "NvChannel" befindet sich im Kapitel "NvChannel: Überblick", S. 59.

3.2.5 NvChannel.Unit

```
Function Unit () As String
```

Liefert die Einheit des Kanals.

```
' gibt die Einheit des 1. analogen Eingangskanals
' in der Nachrichtenanzeige aus
Print NvAnalogIn(1).Unit
```

Eine Auflistung aller zur Verfügung stehenden Elementfunktionen der Klasse "NvChannel" befindet sich im Kapitel "NvChannel: Überblick", S. 59.

3.2.6 NvChannel.Value

```
' Wert lesen:
Function Value () As Double
' Wert setzen:
Value = newValue      'newValue As Double
```

Setzt den Ausgabewert eines Kanals oder gibt diesen zurück. Bei Eingabekanälen wird immer der letzte gemessene Livedatenwert zurückgegeben. Wie oft dieser Wert aktualisiert wird, hängt ab von den Scaneinstellungen der verwendeten Messhardware.

```
' setzt den Wert des 1. analogen Ausgangskanals
' und gibt diesen in der Nachrichtenanzeige aus
```

```
Dim sig As NvChannel
```

```
Set sig = NvAnalogOut(1)
```

```
sig.Value = -3.14
Print sig.Value
```

Eine Auflistung aller zur Verfügung stehenden Elementfunktionen der Klasse "NvChannel" befindet sich im Kapitel "NvChannel: Überblick", S. 59.

3.3 Klasse "NvProject"

Ein Objekt der **NextView@4** Klasse "NvProject" kann nicht über den **New** Befehl angelegt werden. Es wird stattdessen von der **NextView@4** Funktion **NvCurrentProject** zurückgegeben.

```
' findet ein Blatt

Const SN As String = "Live Elemente"

Sub OnClick (State As Boolean)
  Dim p As NvProject
  Set p = NvCurrentProject
  If p.FindSheet(SN) Is Nothing Then
    Print "Sheet " & SN & " nicht gefunden"
  Exit Sub
End If
End Sub
```

3.3.1 NvProject: Überblick

Elementfunktion	Beschreibung
NvProject.SheetCount	liefert die Anzahl der Blätter im Projekt
NvProject.Sheet	liefert ein Blatt aus dem Projekt
NvProject.FindSheet	findet ein Blatt im Projekt
NvProject.FindDisplay	findet eine Anzeige im Projekt
NvProject.Name	liefert den Namen des Projekts
NvProject.SetPrintInfo	Angaben für die Kopfzeile im Ausdruck machen
NvProject.SetPrintOptions	Druckoptionen einstellen
NvProject.ActiveSheet	liefert das aktive Blatt
NvProject.ActiveDisplay	liefert die aktive Anzeige

3.3.2 NvProject.SheetCount

```
Function SheetCount () As Integer
```

Liefert die Anzahl der Blätter im Projekt.

Eine Auflistung aller zur Verfügung stehenden Elementfunktionen der Klasse "NvProject" befindet sich im Kapitel "NvProject: Überblick", S. 62.

3.3.3 NvProject.Sheet

```
Function Sheet (index As Integer) As NvSheet
```

Liefert das Blatt Nummer **index** oder **Nothing**, falls dieses nicht vorhanden ist (s. "Klasse "NvSheet"", S. 67).

Eine Auflistung aller zur Verfügung stehenden Elementfunktionen der Klasse "NvProject" befindet sich im Kapitel "NvProject: Überblick", S. 62.

3.3.4 NvProject.FindSheet

```
Function FindSheet (name As String) As NvSheet
```

Liefert das Blatt mit dem Namen **name** oder **Nothing**, falls dieses nicht vorhanden ist (s. "Klasse "NvSheet"", S. 67).

Eine Auflistung aller zur Verfügung stehenden Elementfunktionen der Klasse "NvProject" befindet sich im Kapitel "NvProject: Überblick", S. 62.

3.3.5 NvProject.FindDisplay

```
Function FindDisplay (name As String) As NvDisplay
```

Liefert die Anzeige mit dem Namen **name** oder **Nothing**, falls diese nicht vorhanden ist (s. "Klasse "NvDisplay"", S. 69).

Eine Auflistung aller zur Verfügung stehenden Elementfunktionen der Klasse "NvProject" befindet sich im Kapitel "NvProject: Überblick", S. 62.

3.3.6 NvProject.Name

```
Function Name () as String
```

Liefert den vollständigen Namen des **NextView@4** Projekts zurück.

Eine Auflistung aller zur Verfügung stehenden Elementfunktionen der Klasse "NvProject" befindet sich im Kapitel "NvProject: Überblick", S. 62.

3.3.7 NvProject.SetPrintInfo

```
Sub SetPrintInfo (header As String, comment As String,  
    responsible as String, company As String)
```

Dieser Befehl definiert die folgenden Textfelder für die Druckausgabe: Kopfzeile ("Header"), Kommentar ("Comment"), Bearbeiter ("Responsible"), und Firmenname ("Company"). Das Kommentarfeld kann mehrzeilig sein, wobei einzelne Zeilen durch Zeilenvorschub (**chr (10)**) im übergebenen String getrennt werden.

Eine Auflistung aller zur Verfügung stehenden Elementfunktionen der Klasse "NvProject" befindet sich im Kapitel "NvProject: Überblick", S. 62.

3.3.8 NvProject.SetPrintOptions

```
Sub SetPrintOptions (noFrame as Boolean, printHeading As
  Boolean, useColors as Boolean, usePatterns as Boolean,
  singleaxis as Boolean, legend as Boolean, pages as
  Integer)
```

Mit diesem Befehl werden die folgenden Layout Optionen für die Druckausgabe gesetzt:

Parameter	Beschreibung
noFrame	Seite wird ohne Rahmen gedruckt
printHeading	Titelleiste im Ausdruck enthalten
legend	Legende mit Informationen über die angezeigten Signale (z. B. Speicherort, Abtastzeit, Anzahl der Messwerte, Signalinformationen, ggf. Cursorwerte)
useColors	farbiger Ausdruck
usePatterns	Signallinien werden als Muster und nicht als durchgezogene Linie gedruckt (bessere Unterscheidung bei Schwarzweißdruck)
singleAxis	gemeinsame y-Achse für alle Signale verwenden (0..100%)
pages	Anzahl der Seiten, auf die der Signalausdruck verteilt wird

Eine Auflistung aller zur Verfügung stehenden Elementfunktionen der Klasse "NvProject" befindet sich im Kapitel "NvProject: Überblick", S. 62.

3.3.9 NvProject.ActiveSheet

```
Function ActiveSheet () As NvSheet
```

Liefert das momentan aktive Blatt zurück oder **Nothing**, falls kein Blatt vorhanden ist (s. "Klasse "NvSheet"", S. 67).

Eine Auflistung aller zur Verfügung stehenden Elementfunktionen der Klasse "NvProject" befindet sich im Kapitel "NvProject: Überblick", S. 62.

3.3.10 NvProject.ActiveDisplay

```
Function ActiveDisplay () As NvDisplay
```

Liefert die momentan aktive Anzeige zurück oder **Nothing**, falls keine Anzeige selektiert oder vorhanden ist (s. "Klasse "NvDisplay"", S. 69).

Eine Auflistung aller zur Verfügung stehenden Elementfunktionen der Klasse "NvProject" befindet sich im Kapitel "NvProject: Überblick", S. 62.

3.4 Klasse "NvSheet"

Ein Objekt der **NextView®4** Klasse "NvSheet" kann nicht über den **New** Befehl angelegt werden. Es wird stattdessen von den Funktionen **NvProject.Sheet** und **NvProject.FindSheet** der Klasse "NvProject" erzeugt.

```
' findet ein Blatt und aktiviert es

Const SN As String = "Live Elemente"

Sub OnClick (State As Boolean)
  Dim s As NvSheet
  Set s = NvCurrentProject.FindSheet(SN)
  If s Is Nothing Then
    Print "Sheet " & SN & " nicht gefunden"
  Exit Sub
  End If
  s.Activate
End Sub
```

3.4.1 NvSheet: Überblick

Elementfunktion	Beschreibung
NvSheet.Name	Blattnamen setzen oder auslesen
NvSheet.DisplayCount	liefert die Anzahl der Anzeigen im Blatt
NvSheet.Display	liefert Anzeige aus dem Blatt
NvSheet.Activate	aktiviert dieses Blatt
NvSheet.Print	druckt das Blatt aus

3.4.2 NvSheet.Name

```
' Name lesen:
Function Name () As String
' Name setzen:
Name = newName      ' newName As String
```

Setzt den Namen des Blattes oder gibt diesen zurück.

```
' setzt den Namen des ersten Sheets  
If NvCurrentProject.SheetCount < 1 Then Exit Sub  
NvCurrentProject.Sheet(1).Name = "Bierschaumzerfall"
```

Eine Auflistung aller zur Verfügung stehenden Elementfunktionen der Klasse "NvSheet" befindet sich im Kapitel "NvSheet: Überblick", S. 67.

3.4.3 NvSheet.DisplayCount

```
Function DisplayCount () As Integer
```

Liefert die Anzahl der Anzeigen auf dem Blatt.

Eine Auflistung aller zur Verfügung stehenden Elementfunktionen der Klasse "NvSheet" befindet sich im Kapitel "NvSheet: Überblick", S. 67.

3.4.4 NvSheet.Display

```
Function Display (index As Integer) As NvDisplay
```

Liefert die Anzeige mit der Nummer **index** oder **Nothing**, falls diese nicht vorhanden ist (s. "Klasse "NvDisplay"", S. 69).

Eine Auflistung aller zur Verfügung stehenden Elementfunktionen der Klasse "NvSheet" befindet sich im Kapitel "NvSheet: Überblick", S. 67.

3.4.5 NvSheet.Activate

```
Sub Activate ()
```

Aktiviert das Blatt, macht es also sichtbar.

Eine Auflistung aller zur Verfügung stehenden Elementfunktionen der Klasse "NvSheet" befindet sich im Kapitel "NvSheet: Überblick", S. 67.

3.4.6 NvSheet.Print

```
' Blatt drucken:
  Sub Print (useDefaults as Boolean)
```

Druckt das angezeigte Blatt auf dem eingestellten Drucker aus. Wird die Variable **useDefaults** auf **True** gesetzt, werden die eingestellten Druckerparameter benutzt.

Eine Auflistung aller zur Verfügung stehenden Elementfunktionen der Klasse "NvSheet" befindet sich im Kapitel "NvSheet: Überblick", S. 67.

3.5 Klasse "NvDisplay"

Ein Objekt der **NextView** Klasse "NvDisplay" kann nicht über den **New** Befehl angelegt werden. Es wird stattdessen von der Funktion **NvSheet.Display** der Klasse "NvSheet" erzeugt.

```
' gibt die Positionen der Displays im Blatt aus
Sub OnClick (State As Boolean)
  Dim d As NvDisplay
  Dim s As NvSheet

  If NvCurrentProject.SheetCount < 1 Then Exit Sub
  Set s = NvCurrentProject.Sheet (1)
  Print "Anzahl der Displays: " & s.DisplayCount
  For i = 1 To s.DisplayCount
    Set d = s.Display (i)
    Print "Display " & i & ": " & d.Left & ", " & d.Top & ", " _
      & d.Width & ", " & d.Height
  Next
End Sub
```

3.5.1 NvDisplay: Überblick

Elementfunktion	Beschreibung
NvDisplay.Name	Anzeigenname setzen oder auslesen
NvDisplay.Sheet	zugehöriges Blatt ausgeben
NvDisplay.Left	linke Position der Anzeige setzen oder auslesen
NvDisplay.Top	obere Position der Anzeige setzen oder auslesen
NvDisplay.Width	Anzeigenbreite der Anzeige setzen oder auslesen
NvDisplay.Height	Anzeighöhe setzen oder auslesen
NvDisplay.Bounds	Anzeigengröße und Position setzen
NvDisplay.Print	druckt die Anzeige aus
NvDisplay.SetFont	Schriftparameter für die Anzeige setzen

3.5.2 NvDisplay.Name

```

' Name lesen:
  Function Name () As String
' Name setzen:
  Name = newName      ' newName As String
    
```

Setzt den Namen einer einzelnen Anzeige oder gibt diesen zurück.

' setzt den Namen der ersten Anzeige auf dem ersten Blatt

```

If NvCurrentProject.Sheet(1).DisplayCount < 1 Then Exit Sub
NvCurrentProject.Sheet(1).Display(1).Name = "Test Display"
    
```

Eine Auflistung aller zur Verfügung stehenden Elementfunktionen der Klasse "NvDisplay" befindet sich im Kapitel "NvDisplay: Überblick", S. 70.

3.5.3 NvDisplay.Sheet

```
Sub Sheet () as NvSheet
```

Gibt das Blatt, auf dem sich das Display befindet, zurück (s. "Klasse "NvSheet"", S. 67).

Eine Auflistung aller zur Verfügung stehenden Elementfunktionen der Klasse "NvDisplay" befindet sich im Kapitel "NvDisplay: Überblick", S. 70.

3.5.4 NvDisplay.Left

```
' Position links lesen:
Function Left () As Integer
' Position links setzen:
Left = newLeft      ' newLeft As Integer
```

Setzt die Position des Displays links oder gibt diese zurück.

Eine Auflistung aller zur Verfügung stehenden Elementfunktionen der Klasse "NvDisplay" befindet sich im Kapitel "NvDisplay: Überblick", S. 70.

3.5.5 NvDisplay.Top

```
' Position oben lesen:
Function Top () As Integer
' Position Top setzen:
Top = newTop      ' newTop As Integer
```

Setzt die Position des Displays oben oder gibt diese zurück.

Eine Auflistung aller zur Verfügung stehenden Elementfunktionen der Klasse "NvDisplay" befindet sich im Kapitel "NvDisplay: Überblick", S. 70.

3.5.6 NvDisplay.Width

```
' Breite lesen:  
Function Width () As Integer  
' Breite setzen:  
Width = newWidth      ' newWidth As Integer
```

Setzt die Breite des Displays oder gibt diese zurück.

Eine Auflistung aller zur Verfügung stehenden Elementfunktionen der Klasse "NvDisplay" befindet sich im Kapitel "NvDisplay: Überblick", S. 70.

3.5.7 NvDisplay.Height

```
' Höhe lesen:  
Function Height () As Integer  
' Höhe setzen:  
Height = newHeight      ' newHeight As Integer
```

Setzt die Höhe des Displays oder gibt diese zurück.

Eine Auflistung aller zur Verfügung stehenden Elementfunktionen der Klasse "NvDisplay" befindet sich im Kapitel "NvDisplay: Überblick", S. 70.

3.5.8 NvDisplay.Bounds

```
Sub Bounds (left as Integer, top as Integer,  
           right as Integer, bottom as Integer)
```

Definiert die Größe der rechteckigen Anzeige durch Angabe der Eckpositionen links oben (**left**, **top**) und rechts unten (**right**, **bottom**) in Pixeln. Dabei handelt es sich bei der Position (0,0) um die Ecke links oben auf dem Blatt.

Eine Auflistung aller zur Verfügung stehenden Elementfunktionen der Klasse "NvDisplay" befindet sich im Kapitel "NvDisplay: Überblick", S. 70.

3.5.9 NvDisplay.Print

```
' Display drucken:
  Sub Print (useDefaults as Boolean)
```

Druckt die Anzeige auf dem eingestellten Drucker aus. Wird die Variable **useDefaults** auf **True** gesetzt, werden die eingestellten Druckerparameter benutzt.

Eine Auflistung aller zur Verfügung stehenden Elementfunktionen der Klasse "NvDisplay" befindet sich im Kapitel "NvDisplay: Überblick", S. 70.

3.5.10 NvDisplay.SetFont

```
Sub SetFont (name as String, size as Integer,
             bold as Integer, italic as Integer)
```

Setzt die Schriftparameter für die Anzeige.

Parameter	Beschreibung
name	Name der Schriftart
size	Schriftgröße in Punkt
bold	Schriftschnitt: 1 = fett; 0 = normal
italic	Schriftstärke: 1 = kursiv; 0 = normal

```
...
Dim d As NvDisplay
Set d = NvCurrentProject.Sheet(1).Display(1)
' set font to Arial, 16 point, bold, not italic.
d.SetFont "Arial", 16, 1, 0
...
```

Eine Auflistung aller zur Verfügung stehenden Elementfunktionen der Klasse "NvDisplay" befindet sich im Kapitel "NvDisplay: Überblick", S. 70.

3.6 Klasse "NvButton"

Die Klasse "NvButton" beschreibt die Eigenschaften eines auf einem Blatt liegenden Schalters. Ein Objekt der **NextView®4** Klasse "NvButton" kann nicht über den **New** Befehl angelegt werden. Es wird stattdessen von der Routine **NvProject.FindDisplay** zurückgegeben.

```
' Beispiel für NvButton

Sub ToggleState () ' Schalter fortlaufend ein- und ausschalten
    Dim B as NvButton
    Set B ?= NvCurrentProject.FindDisplay("Button Test")
    if Not(B is Nothing) then
        B.State = Not B.State
    End If
End Sub
```

3.6.1 NvButton: Überblick

Elementfunktion	Beschreibung
NvButton.Title	Beschriftung des Schalters lesen/setzen
NvButton.State	Zustand des Schalters lesen/setzen
NvButton.SetColor	Farbeinstellungen des Schalters setzen
NvButton.GetColor	Farbeinstellungen des Schalters lesen
NvButton.SetActiveColor	Farbeinstellungen des Schalters im aktiven Zustand setzen
NvButton.GetActiveColor	Farbeinstellungen des Schalters im aktiven Zustand lesen
NvButton.SetInactiveColor	Farbeinstellungen des Schalters im inaktiven Zustand setzen
NvButton.GetInactiveColor	Farbeinstellungen des Schalters im inaktiven Zustand lesen
NvButton.ActiveTitle	Text des Schalters im aktiven Zustand lesen/setzen
NvButton.InactiveTitle	Text des Schalters im inaktiven Zustand lesen/setzen

3.6.2 NvButton.Title

```
' Beschriftung lesen:
Function Title () As String
' Beschriftung setzen:
Title = newTitle      ' newTitle As String
```

Mit diesem Befehl kann die Beschriftung des Schalters eingegeben bzw. ausgelesen werden.

Eine Auflistung aller zur Verfügung stehenden Elementfunktionen der Klasse "NvButton" befindet sich im Kapitel "NvButton: Überblick", S. 74.

3.6.3 NvButton.State

```
' Zustand lesen:
Function State () As String
' Zustand setzen:
State = newState      ' newState As String
```

Ein Schalter besitzt zwei Zustände: eingeschaltet (**True**) oder ausgeschaltet (**False**). Dieser Befehl setzt bzw. liest den Zustand des Schalters.

Eine Auflistung aller zur Verfügung stehenden Elementfunktionen der Klasse "NvButton" befindet sich im Kapitel "NvButton: Überblick", S. 74.

3.6.4 NvButton.SetColor

```
Sub SetColor (textColor as Integer, bgColor as Integer)
```

Setzt die Farbeinstellungen des Schalters. Der Übergabewert wird mit der Standardfunktion `RGBColor` berechnet.

Parameter	Beschreibung
<code>textColor</code>	Textfarbe (RGB-Wert)
<code>bgColor</code>	Hintergrundfarbe (RGB-Wert)

Eine Auflistung aller zur Verfügung stehenden Elementfunktionen der Klasse "NvButton" befindet sich im Kapitel "NvButton: Überblick", S. 74.

3.6.5 NvButton.GetColor

```
Sub GetColor (Byref textColor as Integer,
             Byref bgColor as Integer)
```

Liefert die Farbeinstellungen des Schalters. Bei dem ausgegebenen Wert handelt es sich um einen RGB-Wert.

Parameter	Beschreibung
<code>textColor</code>	Textfarbe (RGB-Wert)
<code>bgColor</code>	Hintergrundfarbe (RGB-Wert)

Eine Auflistung aller zur Verfügung stehenden Elementfunktionen der Klasse "NvButton" befindet sich im Kapitel "NvButton: Überblick", S. 74.

3.6.6 NvButton.SetActiveColor

```
Sub SetActiveColor (textColor as Integer,
                  bgColor as Integer)
```

Setzt die Farbeinstellungen für den aktiven Zustand (Alarmzustand) des Schalters. Der Übergabewert wird mit der Standardfunktion `RGBColor` berechnet.

Parameter	Beschreibung
<code>textColor</code>	Textfarbe (RGB-Wert)
<code>bgColor</code>	Hintergrundfarbe (RGB-Wert)

Eine Auflistung aller zur Verfügung stehenden Elementfunktionen der Klasse "NvButton" befindet sich im Kapitel "NvButton: Überblick", S. 74.

3.6.7 NvButton.GetActiveColor

```
Sub GetActiveColor (Byref textColor as Integer,
  Byref bgColor as Integer)
```

Liest die Farbeinstellungen für den aktiven Zustand (Alarmzustand) des Schalters. Bei dem ausgegebenen Wert handelt es sich um einen RGB-Wert.

Parameter	Beschreibung
<code>textColor</code>	Textfarbe (RGB-Wert)
<code>bgColor</code>	Hintergrundfarbe (RGB-Wert)

Eine Auflistung aller zur Verfügung stehenden Elementfunktionen der Klasse "NvButton" befindet sich im Kapitel "NvButton: Überblick", S. 74.

3.6.8 NvButton.SetInactiveColor

```
Sub SetInactiveColor (textColor as Integer,
  bgColor as Integer)
```

Setzt die Farbeinstellungen für den inaktiven Zustand (Normalzustand) des Schalters. Der Übergabewert wird mit der Standardfunktion `RGBColor` berechnet.

Parameter	Beschreibung
textColor	Textfarbe (RGB-Wert)
bgColor	Hintergrundfarbe (RGB-Wert)

Eine Auflistung aller zur Verfügung stehenden Elementfunktionen der Klasse "NvButton" befindet sich im Kapitel "NvButton: Überblick", S. 74.

3.6.9 NvButton.GetInactiveColor

```
Sub GetInactiveColor (Byref textColor as Integer,
    Byref bgColor as Integer)
```

Liest die Farbeinstellungen für den inaktiven Zustand (Normalzustand) des Schalters. Bei dem ausgegebenen Wert handelt es sich um einen RGB-Wert.

Parameter	Beschreibung
textColor	Textfarbe (RGB-Wert)
bgColor	Hintergrundfarbe (RGB-Wert)

Eine Auflistung aller zur Verfügung stehenden Elementfunktionen der Klasse "NvButton" befindet sich im Kapitel "NvButton: Überblick", S. 74.

3.6.10 NvButton.ActiveTitle

```
' Beschriftung lesen:
Function ActiveTitle () As String
' Beschriftung setzen:
ActiveTitle = newTitle      ' newTitle As String
```

Setzt oder liefert den Text für den aktiven Zustand des Schalters.

Eine Auflistung aller zur Verfügung stehenden Elementfunktionen der Klasse "NvButton" befindet sich im Kapitel "NvButton: Überblick", S. 74.

3.6.11 NvButton.InactiveTitle

```
' Beschriftung lesen:
Function InactiveTitle () As String
' Beschriftung setzen:
InactiveTitle = newTitle      ' newTitle As String
```

Setzt oder liefert den Text für den inaktiven Zustand des Schalters.

Eine Auflistung aller zur Verfügung stehenden Elementfunktionen der Klasse "NvButton" befindet sich im Kapitel "NvButton: Überblick", S. 74.

3.7 Klasse "NvSlider"

Die Klasse "NvSlider" beschreibt die Eigenschaften eines auf einem Blatt liegenden Schiebereglers. Ein Objekt der **NextView@4** Klasse "NvSlider" kann nicht über den **New** Befehl angelegt werden. Es wird stattdessen von der Routine **NvProject.FindDisplay** zurückgegeben.

```
' Beispiel für NvSlider

Dim Ampl As Double
Sub OnSliderAmplMove (pos As Double)
    Dim S as NvSlider
    Set S ?= NvCurrentProject.FindDisplay("Slider Amplitude")
    if S is Nothing then Exit Sub
    Ampl = pos * (S.Maximum - S.Minimum) + S.Minimum
End Sub
```

3.7.1 NvSlider: Überblick

Elementfunktion	Beschreibung
NvSlider.Title	liefert oder setzt die Beschriftung des Schiebereglers
NvSlider.Value	Wert an der aktuellen Position des Schiebereglers
NvSlider.Minimum	unterster Wert der Schiebereglerskala
NvSlider.Maximum	oberster Wert der Schiebereglerskala

3.7.2 NvSlider.Title

```
' Beschriftung lesen:  
Function Title () As String  
' Beschriftung setzen:  
Title = newTitle      ' newTitle As String
```

Mit diesem Befehl kann die Beschriftung des Schiebereglers eingegeben bzw. ausgelesen werden.

Eine Auflistung aller zur Verfügung stehenden Elementfunktionen der Klasse "NvSlider" befindet sich im Kapitel "NvSlider: Überblick", S. 79.

3.7.3 NvSlider.Value

```
' Wert lesen:  
Function Value () As Double  
' Wert setzen:  
Value = newValue      ' newValue As Double
```

Liefert oder setzt den Wert an der aktuellen Position des Schiebereglers.

Eine Auflistung aller zur Verfügung stehenden Elementfunktionen der Klasse "NvSlider" befindet sich im Kapitel "NvSlider: Überblick", S. 79.

3.7.4 NvSlider.Minimum

```
' Minimum lesen:  
Function Minimum () As Double  
' Minimum setzen:  
Minimum = newMinimum  ' newMinimum As Double
```

Liefert oder setzt den untersten Wert der Schiebereglerskala.

Eine Auflistung aller zur Verfügung stehenden Elementfunktionen der Klasse "NvSlider" befindet sich im Kapitel "NvSlider: Überblick", S. 79.

3.7.5 NvSlider.Maximum

```
' Maximum lesen:
Function Maximum () As Double
' Maximum setzen:
Maximum = newMaximum ' newMaximum As Double
```

Liefert den obersten Wert der Schiebereglerskala zurück oder setzt diesen auf einen neuen Wert.

Eine Auflistung aller zur Verfügung stehenden Elementfunktionen der Klasse "NvSlider" befindet sich im Kapitel "NvSlider: Überblick", S. 79.

3.8 Klasse "NvTextField"

Die Klasse "NvTextField" beschreibt die Eigenschaften eines auf einem Blatt liegenden Textfeldes. Ein Objekt der **NextView®4** Klasse "NvTextField" kann nicht über den **New** Befehl angelegt werden. Es wird stattdessen von der Routine **NvProject.FindDisplay** zurückgegeben.

```
' Beispiel für NvTextField

Sub Test ()
  Dim T as NvTextField
  Set T ?= NvCurrentProject.FindDisplay("Text Test")
  if Not(T is Nothing) then
    Print T.Title
  End If
End Sub
```

3.8.1 NvTextField: Überblick

Elementfunktion	Beschreibung
<code>NvTextField.Title</code>	Beschriftung des Textfeldes lesen/setzen
<code>NvTextField.SetColor</code>	Farbeinstellungen des Textfeldes setzen
<code>NvTextField.GetColor</code>	Farbeinstellungen des Textfeldes lesen
<code>NvTextField.SetActiveColor</code>	Farbeinstellungen des Textfeldes im aktiven Zustand setzen
<code>NvTextField.GetActiveColor</code>	Farbeinstellungen des Textfeldes im aktiven Zustand lesen
<code>NvTextField.SetInactiveColor</code>	Farbeinstellungen des Textfeldes im inaktiven Zustand setzen
<code>NvTextField.GetInactiveColor</code>	Farbeinstellungen des Textfeldes im inaktiven Zustand lesen
<code>NvTextField.ActiveTitle</code>	Beschriftung des Textfeldes im aktiven Zustand lesen/setzen
<code>NvTextField.InactiveTitle</code>	Beschriftung des Textfeldes im inaktiven Zustand lesen/setzen

3.8.2 NvTextField.Title

```

' Text lesen:
Function Title () As String
' Text setzen:
Title = newTitle           ' newTitle As String
    
```

Mit diesem Befehl kann der Inhalt des Textfeldes eingegeben bzw. ausgelesen werden.

Eine Auflistung aller zur Verfügung stehenden Elementfunktionen der Klasse "NvTextField" befindet sich im Kapitel "NvTextField: Überblick", S. 82.

3.8.3 NvTextField.SetColor

```
Sub SetColor (textColor as Integer, bgColor as Integer)
```

Setzt die Farbeinstellungen des Textfeldes. Der Übergabewert wird mit der Standardfunktion **RGBColor** berechnet.

Parameter	Beschreibung
textColor	Textfarbe (RGB-Wert)
bgColor	Hintergrundfarbe (RGB-Wert)

Eine Auflistung aller zur Verfügung stehenden Elementfunktionen der Klasse "NvTextField" befindet sich im Kapitel "NvTextField: Überblick", S. 82.

3.8.4 NvTextField.GetColor

```
Sub GetColor (Byref textColor as Integer,  
             Byref bgColor as Integer)
```

Liefert die Farbeinstellungen des Textfeldes. Bei dem ausgegebenen Wert handelt es sich um einen RGB-Wert.

Parameter	Beschreibung
textColor	Textfarbe (RGB-Wert)
bgColor	Hintergrundfarbe (RGB-Wert)

Eine Auflistung aller zur Verfügung stehenden Elementfunktionen der Klasse "NvTextField" befindet sich im Kapitel "NvTextField: Überblick", S. 82.

3.8.5 NvTextField.SetActiveColor

```
Sub SetActiveColor (textColor as Integer,
    bgColor as Integer)
```

Setzt die Farbeinstellungen für den aktiven Zustand (Alarmzustand) des Textfeldes. Der Übergabewert wird mit der Standardfunktion **RGBColor** berechnet.

Parameter	Beschreibung
textColor	Textfarbe (RGB-Wert)
bgColor	Hintergrundfarbe (RGB-Wert)

Eine Auflistung aller zur Verfügung stehenden Elementfunktionen der Klasse "NvTextField" befindet sich im Kapitel "NvTextField: Überblick", S. 82.

3.8.6 NvTextField.GetActiveColor

```
Sub GetActiveColor (Byref textColor as Integer,
    Byref bgColor as Integer)
```

Liest die Farbeinstellungen für den aktiven Zustand (Alarmzustand) des Textfeldes. Bei dem ausgegebenen Wert handelt es sich um einen RGB-Wert.

Parameter	Beschreibung
textColor	Textfarbe (RGB-Wert)
bgColor	Hintergrundfarbe (RGB-Wert)

Eine Auflistung aller zur Verfügung stehenden Elementfunktionen der Klasse "NvTextField" befindet sich im Kapitel "NvTextField: Überblick", S. 82.

3.8.7 NvTextField.SetInactiveColor

```
Sub SetInactiveColor (textColor as Integer,
  bgColor as Integer)
```

Setzt die Farbeinstellungen für den inaktiven Zustand (Normalzustand) des Textfeldes. Der Übergabewert wird mit der Standardfunktion **RGBColor** berechnet.

Parameter	Beschreibung
textColor	Textfarbe (RGB-Wert)
bgColor	Hintergrundfarbe (RGB-Wert)

Eine Auflistung aller zur Verfügung stehenden Elementfunktionen der Klasse "NvTextField" befindet sich im Kapitel "NvTextField: Überblick", S. 82.

3.8.8 NvTextField.GetInactiveColor

```
Sub GetInactiveColor (Byref textColor as Integer,
  Byref bgColor as Integer)
```

Liest die Farbeinstellungen für den inaktiven Zustand (Normalzustand) des Textfeldes. Bei dem ausgegebenen Wert handelt es sich um einen RGB-Wert.

Parameter	Beschreibung
textColor	Textfarbe (RGB-Wert)
bgColor	Hintergrundfarbe (RGB-Wert)

Eine Auflistung aller zur Verfügung stehenden Elementfunktionen der Klasse "NvTextField" befindet sich im Kapitel "NvTextField: Überblick", S. 82.

3.8.9 NvTextField.ActiveTitle

```
' Beschriftung lesen:  
Function ActiveTitle () As String  
' Beschriftung setzen:  
ActiveTitle = newTitle      ' newTitle As String
```

Setzt oder liefert die Beschriftung für den aktiven Zustand des Textfeldes.

Eine Auflistung aller zur Verfügung stehenden Elementfunktionen der Klasse "NvTextField" befindet sich im Kapitel "NvTextField: Überblick", S. 82.

3.8.10 NvTextField.InactiveTitle

```
' Beschriftung lesen:  
Function InactiveTitle () As String  
' Beschriftung setzen:  
InactiveTitle = newTitle      ' newTitle As String
```

Setzt oder liefert die Beschriftung für den inaktiven Zustand des Textfeldes.

Eine Auflistung aller zur Verfügung stehenden Elementfunktionen der Klasse "NvTextField" befindet sich im Kapitel "NvTextField: Überblick", S. 82.

3.9 Klasse "NvGraphDisplay"

Die **NextView@4** Klasse "NvGraphDisplay" ist von der Klasse "NvDisplay" abgeleitet. Ein Objekt der **NextView@4** Klasse "NvGraphDisplay" kann nicht über den **New** Befehl angelegt werden. Stattdessen wird von der Funktion **NvSheet.Display** der Klasse "NvSheet" ein Objekt der Klasse "NvDisplay" erzeugt. Handelt es sich dabei um ein "NvGraphDisplay", kann man dieses mit dem "?:=" Operator zuweisen.

```
' gibt die Positionen der Displays im Blatt aus
Sub OnClick (State As Boolean)
    Dim graph As NvGraphDisplay
    Dim s As NvSheet

    If NvCurrentProject.SheetCount < 1 Then Exit Sub
    Set s = NvCurrentProject.Sheet (1)
    Print "Anzahl der Displays: " & s.DisplayCount

    For i = 1 To s.DisplayCount
        Set graph ?= s.Display (i)

        If graph Is Nothing Then
            Print "Display " & i & " ist kein GraphDisplay"
        Else
            Print "GraphDisplay " & i & ": " & graph.Left & ", " _
                & graph.Top
            Print "    Anzahl der Signale: " & graph.SignalCount
        End If
    Next
End Sub
```

3.9.1 NvGraphDisplay: Überblick

Elementfunktion	Beschreibung
NvGraphDisplay.SignalCount	liefert die Anzahl der Signale in der Signalanzeige
NvGraphDisplay.Signal	liefert Signal aus der Signalanzeige
NvGraphDisplay.WhiteCursor	liefert den weißen (1.) Cursor der Signalanzeige
NvGraphDisplay.BlackCursor	liefert den schwarzen (2.) Cursor der Signalanzeige
NvGraphDisplay.xAxis	liefert die x-Achse einer Signalanzeige
NvGraphDisplay.yAxis	liefert die y-Achse eines Signals der Signalanzeige

3.9.2 NvGraphDisplay.SignalCount

```
Function SignalCount () As Integer
```

Liefert die Anzahl der Signale in der Signalanzeige.

Eine Auflistung aller verfügbaren Elementfunktionen der Klasse "NvGraphDisplay" befindet sich im Kapitel "NvGraphDisplay: Überblick", S. 87.

3.9.3 NvGraphDisplay.Signal

```
Function Signal (index As Integer) As NvSignal
```

Liefert das Signal Nummer **index** oder **Nothing**, falls dieses nicht vorhanden ist (s. "Klasse "NvSignal"", S. 118).



Signale in einer Anzeige sind schreibgeschützt. Bei Änderungen an einem Signal muss zuerst die zugehörige Messdatei mit den Befehlen der Klasse "NvOpenDataFile" mit Schreib-/Lesezugriff geöffnet werden, bevor die gewünschten Änderungen in der Datei durchgeführt werden können.

Eine Auflistung aller verfügbaren Elementfunktionen der Klasse "NvGraphDisplay" befindet sich im Kapitel "NvGraphDisplay: Überblick", S. 87.

3.9.4 NvGraphDisplay.WhiteCursor

```
Function WhiteCursor () As NvCursor
```

Liefert den weißen (1.) Cursor der Signalanzeige (s. "Klasse "NvCursor"", S. 101).

Eine Auflistung aller verfügbaren Elementfunktionen der Klasse "NvGraphDisplay" befindet sich im Kapitel "NvGraphDisplay: Überblick", S. 87.

3.9.5 NvGraphDisplay.BlackCursor

```
Function BlackCursor () As NvCursor
```

Liefert den schwarzen (2.) Cursor der Signalanzeige (s. "Klasse "NvCursor"", S. 101).

Eine Auflistung aller verfügbaren Elementfunktionen der Klasse "NvGraphDisplay" befindet sich im Kapitel "NvGraphDisplay: Überblick", S. 87.

3.9.6 NvGraphDisplay.xAxis

```
Function xAxis () As NvAxis
```

Liefert die x-Achse als Element der Klasse "NvAxis" der Signalanzeige (s. S. 103).

Eine Auflistung aller verfügbaren Elementfunktionen der Klasse "NvGraphDisplay" befindet sich im Kapitel "NvGraphDisplay: Überblick", S. 87.

3.9.7 NvGraphDisplay.yAxis

```
Function yAxis (index as Integer) As NvAxis
```

Liefert die y-Achse als Element der Klasse "NvAxis" des Signals mit der Nummer **index** in der Signalanzeige (s. S. 103).

Eine Auflistung aller verfügbaren Elementfunktionen der Klasse "NvGraphDisplay" befindet sich im Kapitel "NvGraphDisplay: Überblick", S. 87.

3.10 Klasse "NvLevelIndicator"

Die Klasse "NvLevelIndicator" beschreibt die Eigenschaften einer auf einem Blatt liegenden Füllstandsanzeige. Ein Objekt der **NextView®4** Klasse "NvLevelIndicator" kann nicht über den **New** Befehl angelegt werden. Es wird stattdessen von der Routine **NvProject.FindDisplay** zurückgegeben.

' Beispiel für NvLevelIndicator

```
Sub Test ()
  Dim L as NvLevelIndicator
  Set L ?= NvCurrentProject.FindDisplay("Level Test")
  if Not(L is Nothing) then
' nur sinnvoll, wenn kein Analogkanal mit der Anzeige verbunden ist
    L.Title = "Analog*2"
    L.Value = 2 * NvAnalogIn(1).Value
  End If
End Sub
```

3.10.1 NvLevelIndicator: Überblick

Elementfunktion	Beschreibung
NvLevelIndicator.Title	Kanalname der Füllstandsanzeige lesen / setzen
NvLevelIndicator.SetColor	Farbeinstellungen der Füllstandsanzeige setzen
NvLevelIndicator.GetColor	Farbeinstellungen der Füllstandsanzeige lesen
NvLevelIndicator.SetActiveColor	Farbe im aktiven Zustand setzen
NvLevelIndicator.GetActiveColor	Farbe im aktiven Zustand lesen
NvLevelIndicator.SetInactiveColor	Farbe im inaktiven Zustand setzen
NvLevelIndicator.GetInactiveColor	Farbe im inaktiven Zustand lesen
NvLevelIndicator.Value	Wert lesen/setzen
NvLevelIndicator.Minimum	kleinsten Wert lesen/setzen
NvLevelIndicator.Maximum	größten Wert lesen/setzen

3.10.2 NvLevelIndicator.Title

```
' Beschriftung lesen:
Function Title () As String
' Beschriftung setzen:
Title = newTitle      ' newTitle As String
```

Mit diesem Befehl kann der Kanalname der Füllstandsanzeige eingegeben bzw. ausgelesen werden.

Eine Auflistung aller zur Verfügung stehenden Elementfunktionen der Klasse "NvLevelIndicator" befindet sich im Kapitel "NvLevelIndicator: Überblick", S. 90.

3.10.3 NvLevelIndicator.SetColor

```
Sub SetColor (fgColor as Integer, bgColor as Integer)
```

Setzt die Farbeinstellungen des inaktiven und aktiven Zustands einer Füllstandsanzeige auf den gleichen Farbwert. Der Übergabewert wird mit der Standardfunktion RGBColor berechnet.

Parameter	Beschreibung
fgColor	Vordergrundfarbe (Füllung, RGB-Wert)
bgColor	Hintergrundfarbe (RGB-Wert)

Eine Auflistung aller zur Verfügung stehenden Elementfunktionen der Klasse "NvLevelIndicator" befindet sich im Kapitel "NvLevelIndicator: Überblick", S. 90.

3.10.4 NvLevelIndicator.GetColor

```
Sub GetColor (Byref fgColor as Integer,
              Byref bgColor as Integer)
```

Liefert die Farbeinstellungen der Füllstandsanzeige. Bei dem ausgegebenen Wert handelt es sich um einen RGB-Wert.

Parameter	Beschreibung
fgColor	Vordergrundfarbe (Füllung, RGB-Wert)
bgColor	Hintergrundfarbe (RGB-Wert)

Eine Auflistung aller zur Verfügung stehenden Elementfunktionen der Klasse "NvLevelIndicator" befindet sich im Kapitel "NvLevelIndicator: Überblick", S. 90.

3.10.5 NvLevelIndicator.SetActiveColor

```
Sub SetActiveColor (fgColor as Integer, bgColor as Integer)
```

Setzt die Farbeinstellungen für den aktiven Zustand (Alarmzustand) der Füllstandsanzeige. Der Übergabewert wird mit der Standardfunktion `RGBColor` berechnet.

Parameter	Beschreibung
fgColor	Vordergrundfarbe (Füllung, RGB-Wert)
bgColor	Hintergrundfarbe (RGB-Wert)

Eine Auflistung aller zur Verfügung stehenden Elementfunktionen der Klasse "NvLevelIndicator" befindet sich im Kapitel "NvLevelIndicator: Überblick", S. 90.

3.10.6 NvLevelIndicator.GetActiveColor

```
Sub GetActiveColor (Byref fgColor as Integer,
Byref bgColor as Integer)
```

Liest die Farbeinstellungen für den aktiven Zustand (Alarmzustand) der Füllstandsanzeige. Bei dem ausgegebenen Wert handelt es sich um einen RGB-Wert.

Parameter	Beschreibung
fgColor	Vordergrundfarbe (Füllung, RGB-Wert)
bgColor	Hintergrundfarbe (RGB-Wert)

Eine Auflistung aller zur Verfügung stehenden Elementfunktionen der Klasse "NvLevelIndicator" befindet sich im Kapitel "NvLevelIndicator: Überblick", S. 90.

3.10.7 NvLevelIndicator.SetInactiveColor

```
Sub SetInactiveColor (fgColor as Integer,
    bgColor as Integer)
```

Setzt die Farbeinstellungen für den inaktiven Zustand (Normalzustand) der Füllstandsanzeige. Der Übergabewert wird mit der Standardfunktion RGBColor berechnet.

Parameter	Beschreibung
fgColor	Vordergrundfarbe (Füllung, RGB-Wert)
bgColor	Hintergrundfarbe (RGB-Wert)

Eine Auflistung aller zur Verfügung stehenden Elementfunktionen der Klasse "NvLevelIndicator" befindet sich im Kapitel "NvLevelIndicator: Überblick", S. 90.

3.10.8 NvLevelIndicator.GetInactiveColor

```
Sub GetInactiveColor (Byref fgColor as Integer,
    Byref bgColor as Integer)
```

Liest die Farbeinstellungen für den inaktiven Zustand (Normalzustand) der Füllstandsanzeige. Bei dem ausgegebenen Wert handelt es sich um einen RGB-Wert.

Parameter	Beschreibung
fgColor	Vordergrundfarbe (Füllung, RGB-Wert)
bgColor	Hintergrundfarbe (RGB-Wert)

Eine Auflistung aller zur Verfügung stehenden Elementfunktionen der Klasse "NvLevelIndicator" befindet sich im Kapitel "NvLevelIndicator: Überblick", S. 90.

3.10.9 NvLevelIndicator.Value

```
' Wert lesen:
Function Value () As Double
' Wert setzen:
Value = newValue      ' newValue As Double
```

Liefert oder setzt den Wert an der aktuellen Position der Füllstandsanzeige.

Eine Auflistung aller zur Verfügung stehenden Elementfunktionen der Klasse "NvLevelIndicator" befindet sich im Kapitel "NvLevelIndicator: Überblick", S. 90.

3.10.10 NvLevelIndicator.Minimum

```
' Minimum lesen:
Function Minimum () As Double
' Minimum setzen:
Minimum = newMinimum    ' newMinimum As Double
```

Liefert oder setzt den untersten Wert der Füllstandsanzeige.

Eine Auflistung aller zur Verfügung stehenden Elementfunktionen der Klasse "NvLevelIndicator" befindet sich im Kapitel "NvLevelIndicator: Überblick", S. 90.

3.10.11 NvLevelIndicator.Maximum

```
' Maximum lesen:  
Function Maximum () As Double  
' Maximum setzen:  
Maximum = newMaximum      ' newMaximum As Double
```

Liefert den obersten Wert der Füllstandsanzeige zurück oder setzt diesen auf einen neuen Wert.

Eine Auflistung aller zur Verfügung stehenden Elementfunktionen der Klasse "NvLevelIndicator" befindet sich im Kapitel "NvLevelIndicator: Überblick", S. 90.

3.11 Klasse "NvDVM"

Die Klasse "NvDVM" beschreibt die Eigenschaften eines Digitalmultimeters. Ein Objekt der **NextView®4** Klasse "NvDVM" kann nicht über den **New** Befehl angelegt werden. Es wird stattdessen von der Routine **NvProject.FindDisplay** zurückgegeben.

```
' Beispiel für NvDVM

Sub Test ()
  Dim D as NvDVM
  Set D ?= NvCurrentProject.FindDisplay("DVM Test")
  if Not(D is Nothing) then
' Nur sinnvoll, wenn kein Analogkanal mit der Anzeige verbunden ist
    D.Title = "Analog*2"
    D.Value = 2 * NvAnalogIn(1).Value
  End If
End Sub
```

3.11.1 NvDVM: Überblick

Elementfunktion	Beschreibung
NvDVM.Title	Kanalname des Digitalmultimeters lesen/setzen
NvDVM.SetColor	Farbeinstellungen des Digitalmultimeters setzen
NvDVM.GetColor	Farbeinstellungen des Digitalmultimeters lesen
NvDVM.SetActiveColor	Farbe im aktiven Zustand setzen
NvDVM.GetActiveColor	Farbe im aktiven Zustand lesen
NvDVM.SetInactiveColor	Farbe im inaktiven Zustand setzen
NvDVM.GetInactiveColor	Farbe im inaktiven Zustand lesen
NvDVM.Value	Wert lesen/setzen

3.11.2 NvDVM.Title

```
' Beschriftung lesen:
Function Title () As String
' Beschriftung setzen:
Title = newTitle      ' newTitle As String
```

Mit diesem Befehl kann der Kanalname eingegeben bzw. ausgelesen werden, den das Digitalmultimeter anzeigt.

Eine Auflistung aller zur Verfügung stehenden Elementfunktionen der Klasse "NvDVM" befindet sich im Kapitel "NvDVM: Überblick", S. 96.

3.11.3 NvDVM.SetColor

```
Sub SetColor (textColor as Integer, bgColor as Integer)
```

Setzt die Farbeinstellungen des inaktiven und aktiven Zustands eines Digitalmultimeters auf den gleichen Farbwert. Der Übergabewert wird mit der Standardfunktion **RGBColor** berechnet.

Parameter	Beschreibung
textColor	Textfarbe (RGB-Wert)
bgColor	Hintergrundfarbe (RGB-Wert)

Eine Auflistung aller zur Verfügung stehenden Elementfunktionen der Klasse "NvDVM" befindet sich im Kapitel "NvDVM: Überblick", S. 96.

3.11.4 NvDVM.GetColor

```
Sub GetColor (Byref textColor as Integer,
             Byref bgColor as Integer)
```

Liefert die Farbeinstellungen des Digitalmultimeters. Bei dem ausgegebenen Wert handelt es sich um einen RGB-Wert.

Parameter	Beschreibung
textColor	Textfarbe (RGB-Wert)
bgColor	Hintergrundfarbe (RGB-Wert)

Eine Auflistung aller zur Verfügung stehenden Elementfunktionen der Klasse "NvDVM" befindet sich im Kapitel "NvDVM: Überblick", S. 96.

3.11.5 NvDVM.SetActiveColor

```
Sub SetActiveColor (textColor as Integer,
                   bgColor as Integer)
```

Setzt die Farbeinstellungen für den aktiven Zustand (Alarmzustand) des Digitalmultimeters. Der Übergabewert wird mit der Standardfunktion **RGBColor** berechnet.

Parameter	Beschreibung
textColor	Textfarbe (RGB-Wert)
bgColor	Hintergrundfarbe (RGB-Wert)

Eine Auflistung aller zur Verfügung stehenden Elementfunktionen der Klasse "NvDVM" befindet sich im Kapitel "NvDVM: Überblick", S. 96.

3.11.6 NvDVM.GetActiveColor

```
Sub GetActiveColor (Byref textColor as Integer,
  Byref bgColor as Integer)
```

Liest die Farbeinstellungen für den aktiven Zustand (Alarmzustand) des Digitalmultimeters. Bei dem ausgegebenen Wert handelt es sich um einen RGB-Wert.

Parameter	Beschreibung
textColor	Textfarbe (RGB-Wert)
bgColor	Hintergrundfarbe (RGB-Wert)

Eine Auflistung aller zur Verfügung stehenden Elementfunktionen der Klasse "NvDVM" befindet sich im Kapitel "NvDVM: Überblick", S. 96.

3.11.7 NvDVM.SetInactiveColor

```
Sub SetInactiveColor (textColor as Integer,
  bgColor as Integer)
```

Setzt die Farbeinstellungen für den inaktiven Zustand (Normalzustand) des Digitalmultimeters. Der Übergabewert wird mit der Standardfunktion **RGBColor** berechnet.

Parameter	Beschreibung
textColor	Textfarbe (RGB-Wert)
bgColor	Hintergrundfarbe (RGB-Wert)

Eine Auflistung aller zur Verfügung stehenden Elementfunktionen der Klasse "NvDVM" befindet sich im Kapitel "NvDVM: Überblick", S. 96.

3.11.8 NvDVM.GetInactiveColor

```
Sub GetInactiveColor (Byref textColor as Integer,
    Byref bgColor as Integer)
```

Liest die Farbeinstellungen für den inaktiven Zustand (Normalzustand) des Digitalmultimeters. Bei dem ausgegebenen Wert handelt es sich um einen RGB-Wert.

Parameter	Beschreibung
textColor	Textfarbe (RGB-Wert)
bgColor	Hintergrundfarbe (RGB-Wert)

Eine Auflistung aller zur Verfügung stehenden Elementfunktionen der Klasse "NvDVM" befindet sich im Kapitel "NvDVM: Überblick", S. 96.

3.11.9 NvDVM.Value

```
' Wert lesen:
Function Value () As Double
' Wert setzen:
Value = newValue      ' newValue As Double
```

Liefert oder setzt den aktuellen Wert des Digitalmultimeters.

Eine Auflistung aller zur Verfügung stehenden Elementfunktionen der Klasse "NvDVM" befindet sich im Kapitel "NvDVM: Überblick", S. 96.

3.12 Klasse "NvCursor"

Ein Objekt der **NextView@4** Klasse "NvCursor" kann nicht über den **New** Befehl angelegt werden. Stattdessen wird von den Funktionen **NvGraphDisplay.BlackCursor** und **NvGraphDisplay.WhiteCursor** der Klasse "NvGraphDisplay" ein Objekt der **NextView@4** Klasse "NvCursor" erzeugt.

```
Dim g As NvGraphDisplay

' check ob Sheet und Display existieren
If NvCurrentProject.SheetCount < 1 Then Exit Sub
If NvCurrentProject.Sheet(1).DisplayCount < 1 Then Exit Sub

Set g ?= NvCurrentProject.Sheet(1).Display(1)
' ist das Display eine Signalanzeige?
If g Is Nothing Then
    Print "Display ist keine Signalanzeige"
    Exit Sub
End If

Dim c As NvCursor
Set c = g.WhiteCursor

If c.Enabled Then
    Dim ax As NvAxis
    Set ax = g.xAxis
    If ax.IsDateMode Then
        print "WhiteCursor: " & TimeStampStr(c.Value)
    Else
        Print "WhiteCursor: " & c.Value
    End If
Else
    Print "WhiteCursor: nicht aktiv"
End If
```

3.12.1 NvCursor: Überblick

Elementfunktion	Beschreibung
NvCursor.Value	Cursorwert setzen oder auslesen
NvCursor.Enabled	Abfrage oder Setzen des Cursorstatus'

3.12.2 NvCursor.Value

```
' Wert lesen:  
Function Value () As Double  
' Wert setzen:  
Value = newValue      ' newValue As Double
```

Setzt den Wert des Cursors oder gibt diesen zurück. Der Wert ist abhängig vom Anzeigeformat der Signalanzeige. Im Datumsformat wird der Wert in Absolutzeit dargestellt, in Relativzeit in Sekunden.

Eine Auflistung aller zur Verfügung stehenden Elementfunktionen der Klasse "NvCursor" befindet sich im Kapitel "NvCursor: Überblick", S. 101.

3.12.3 NvCursor.Enabled

```
' Cursor Status abfragen:  
Function Enabled () As Boolean  
' Cursor Status setzen:  
Enabled = newState    ' newState As Boolean
```

Liefert oder setzt den Cursorstatus in der Anzeige. Der Cursor ist entweder eingeschaltet (**True**) oder ausgeschaltet (**False**).

Eine Auflistung aller zur Verfügung stehenden Elementfunktionen der Klasse "NvCursor" befindet sich im Kapitel "NvCursor: Überblick", S. 101.

3.13 Klasse "NvAxis"

Ein Objekt der **NextView@4** Klasse "NvAxis" kann nicht über den **New** Befehl angelegt werden. Stattdessen wird von den Funktionen **NvGraphDisplay.xAxis** und **NvGraphDisplay.yAxis** der Klasse "NvGraphDisplay" ein Objekt der **NextView@4** Klasse "NvAxis" erzeugt.

```

Dim g As NvGraphDisplay
Set g =? NvCurrentProject.Sheet(1).Display(1)
' Ist das Display eine Signalanzeige?
If g Is Nothing Then
    Print "Anzeige ist keine Signalanzeige"
    Exit Sub
End If

Dim ax As NvAxis
Set ax = g.xAxis
If ax.IsDateMode Then
    print "x-Achse Minimum: " & TimeStampStr(ax.Min)
    print "x-Achse Maximum: " & TimeStampStr(ax.Max)
Else
    print "x-Achse Minimum: " & ax.Min
    print "x-Achse Maximum: " & ax.Max
End If
Dim ay As NvAxis
Set ay = g.yAxis(1)
ay.Min = 0.1
ay.Max = 1.1

print "y-Achse gesetzt auf: " & ay.Min & " .. " & ay.Max

```

3.13.1 NvAxis: Überblick

Elementfunktion	Beschreibung
NvAxis.Min	liefert den unteren Wert der Achse
NvAxis.Max	liefert den oberen Wert der Achse
NvAxis.SetDateMode	legt den Zeitmodus der x-Achse fest auf Absolut- oder Relativzeit
NvAxis.IsDateMode	liefert den Zeitmodus der x-Achse (Absolut- oder Relativzeit)

3.13.2 NvAxis.Min

```
' Wert lesen:
Function Min () As Double
' Wert setzen:
Min = newMin      ' newMin As Double
```

Setzt den unteren Wert der Achse oder gibt diesen zurück. Bei der x-Achse ist der Wert abhängig vom Anzeigeformat. Im Datumsformat wird der Wert in Absolutzeit (PC-Lokalzeit) dargestellt, in Relativzeit in Sekunden.

Eine Auflistung aller zur Verfügung stehenden Elementfunktionen der Klasse "NvAxis" befindet sich im Kapitel "NvAxis: Überblick", S. 103.

3.13.3 NvAxis.Max

```
' Wert lesen:
Function Max () As Double
' Wert setzen:
Max = newMax      ' newMax As Double
```

Setzt den oberen Wert der Achse oder gibt diesen zurück. Bei der x-Achse ist der Wert abhängig vom Anzeigeformat. Im Datumsformat wird der Wert in Absolutzeit (PC-Lokalzeit) dargestellt, in Relativzeit in Sekunden.

Eine Auflistung aller zur Verfügung stehenden Elementfunktionen der Klasse "NvAxis" befindet sich im Kapitel "NvAxis: Überblick", S. 103.

3.13.4 NvAxis.SetDateMode

```
' x-Axis only
Sub SetDateMode (mode as Boolean)
```


Legt das Anzeigeformat einer x-Achse fest. Bei **True** wird die x-Achse im Datumsformat angezeigt, bei **False** in Relativzeit. Auf die y-Achse hat die Funktion keine Auswirkung.

Eine Auflistung aller zur Verfügung stehenden Elementfunktionen der Klasse "NvAxis" befindet sich im Kapitel "NvAxis: Überblick", S. 103.

3.13.5 NvAxis.IsDateMode

```
' x-Axis only
Function IsDateMode () as Boolean
```

Gibt den eingestellten Anzeigemodus einer x-Achse zurück. Bei **True** wird die Anzeige im Datumsformat dargestellt, bei **False** in Relativzeit.

```
Dim g As NvGraphDisplay
set g ?= NvCurrentProject.Sheet(1).Display(1)
If Not(g is Nothing) Then
  Dim lTime as Double
  lTime = g.Signal(1).TimeStamp
  print "Start (Localtime) " & TimeStampStr(lTime)
  ' dependent on x-axis mode the position values on
  ' the x-axis has to be set differently
  If g.xAxis.IsDateMode Then
    g.xAxis.Min = lTime + TimeSerial(0,0,30)
    g.xAxis.Max = lTime + TimeSerial(0,0,90)
    g.WhiteCursor.Enabled
    g.WhiteCursor.Value = lTime + TimeSerial(0,0,60)
  Else
    g.xAxis.Min = 30 ' s
    g.xAxis.Max = 90 ' s
    g.WhiteCursor.Enabled
    g.WhiteCursor.Value = 60 ' s
  End If
End If
```

Eine Auflistung aller zur Verfügung stehenden Elementfunktionen der Klasse "NvAxis" befindet sich im Kapitel "NvAxis: Überblick", S. 103.

3.14 Klasse "NvProgress"

Ein Objekt der **NextView@4** Klasse "NvProgress" zeigt eine Fortschrittsanzeige in **NextView@4** an. Ein Objekt der **NextView@4** Klasse "NvProgress" wird über den **New** Befehl angelegt.

```
Dim prog as NvProgress
set prog = new NvProgress
prog.Init (200)
Dim i as Integer
i = 0

Do While (i < 200)
    prog.setstep "Step " & i & " " & rnd, I
    sleep 10
    if prog.aborted then exit do
    i = i + 1
loop

prog.done
```

3.14.1 NvProgress: Überblick

Elementfunktion	Beschreibung
NvProgress.Init	initialisiert die Fortschrittsanzeige
NvProgress.SetStep	setzt die Fortschrittsanzeige auf angegebene Stufe
NvProgress.Aborted	meldet vorzeitigen Abbruch der Fortschrittsanzeige
NvProgress.Done	schließt die Fortschrittsanzeige

3.14.2 NvProgress.Init

```
' Fortschrittsanzeige einrichten:
Sub Init (stufen as Integer)
```

Dieser Befehl richtet eine Fortschrittsanzeige mit der angegebenen Stufenanzahl ein.

Eine Auflistung aller zur Verfügung stehenden Elementfunktionen der Klasse "NvProgress" befindet sich im Kapitel "NvProgress: Überblick", S. 106.

3.14.3 NvProgress.SetStep

```
' Progress Stufe setzen:
Sub SetStep (stufe as Integer)
```

Dieser Befehl setzt die Fortschrittsanzeige auf die angegebene Stufe.

Eine Auflistung aller zur Verfügung stehenden Elementfunktionen der Klasse "NvProgress" befindet sich im Kapitel "NvProgress: Überblick", S. 106.

3.14.4 NvProgress.Aborted

```
' Abbruch der Fortschrittsanzeige abfragen:
Function Aborted () as Boolean
```

Gibt **True** zurück, wenn die "Abbruch"-Taste der Fortschrittsanzeige gedrückt wurde.

Eine Auflistung aller zur Verfügung stehenden Elementfunktionen der Klasse "NvProgress" befindet sich im Kapitel "NvProgress: Überblick", S. 106.

3.14.5 NvProgress.Done

```
' Fortschrittsanzeige schliessen:
Sub Done ()
```

Mit diesem Befehl wird die Fortschrittsanzeige geschlossen.

Eine Auflistung aller zur Verfügung stehenden Elementfunktionen der Klasse "NvProgress" befindet sich im Kapitel "NvProgress: Überblick", S. 106.

3.15 Klasse "NvOpenDataFile"

Die Klasse "NvOpenDataFile" dient zum Öffnen von Datendateien zur Auswertung in **NextView@4 Script**. Ein Objekt der **NextView@4** Klasse "NvOpenDataFile" wird über den **New** Befehl angelegt.

```
Dim o As NvOpenDataFile
Dim f As NvDataFile

Set o = New NvOpenDataFile
If Not o.Browse Then Exit Sub
o.Flags = nvSfReadOnly

Set f = o.Open
If f Is Nothing Then
    Print "Datei " & o.Path & " nicht gefunden."
    Exit Sub
End If

Print "Datei " & o.Path & " enthält " & f.SignalCount & " Signale."
```

3.15.1 NvOpenDataFile: Überblick

Elementfunktion	Beschreibung
NvOpenDataFile.Browse	zeigt den Dialog "Datei öffnen"
NvOpenDataFile.Path	bestimmt den Dateinamen oder gibt diesen zurück
NvOpenDataFile.Flags	setzt Optionen oder gibt diese zurück
NvOpenDataFile.Open	öffnet die Datei

3.15.2 NvOpenDataFile.Browse

```
Function Browse () As Boolean
```

Zeigt den Dialog "Datei öffnen". Wählt der Benutzer eine Datei, so wird der Dateiname gesetzt und **Browse** liefert **True** zurück. Der selektierte Dateiname kann über das Property **NvOpenDataFile.Path** abgefragt und verändert

werden. Über die Funktion **Open** (s. "**NvOpenDataFile.Open**", S. 110) kann die selektierte Datei geöffnet werden. Bricht der Benutzer bei **Browse** den Dialog "Datei öffnen" ab, so wird **False** zurückgegeben.

Eine Auflistung aller verfügbaren Elementfunktionen der Klasse "**NvOpenDataFile**" befindet sich im Kapitel "**NvOpenDataFile: Überblick**", S. 108.

3.15.3 NvOpenDataFile.Path

```
' Pfad lesen:
  Function Path () As String
' Pfad setzen:
  Path = newPath          ' newPath As String
```

Liefert oder setzt den Dateinamen der zu öffnenden Datei.

```
...
Dim o As NvOpenDataFile
Dim f As NvDataFile
Set o = New NvOpenDataFile
o.Path = "c:\data.lfx"
o.Flags = nvSfReadOnly
Set f = o.Open
If f Is Nothing Then
  Print "Datei " & o.Path & " nicht gefunden."
  Exit Sub
End If
...
```

Eine Auflistung aller verfügbaren Elementfunktionen der Klasse "**NvOpenDataFile**" befindet sich im Kapitel "**NvOpenDataFile: Überblick**", S. 108.

3.15.4 NvOpenDataFile.Flags

```
' Flags lesen:
  Function Flags () As Integer
' Flags setzen:
  Flags = newFlags      'newFlags as Integer
```

Liefert oder setzt die Optionen, wie die Datei zu öffnen ist.

flags	Beschreibung
nvSfReadOnly	öffnet die Datei mit Schreibschutz
nvSfReadWrite	öffnet die Datei zum Lesen und Schreiben

Eine Auflistung aller verfügbaren Elementfunktionen der Klasse "NvOpenDataFile" befindet sich im Kapitel "NvOpenDataFile: Überblick", S. 108.

3.15.5 NvOpenDataFile.Open

Function Open (Optional path as String, Optional flags as Integer) As NvDataFile

Öffnet die in **NvOpenDataFile.Path** eingestellte Messdatei mit den in **NvOpenDataFile.Flags** eingestellten Optionen und gibt diese als **NvDataFile** Objekt zurück. Falls die Datei nicht existiert oder nicht geöffnet werden konnte, wird **Nothing** zurückgeliefert (s. "Klasse "NvDataFile"", S. 116).

```
Dim o As NvOpenDataFile
Dim f As NvDataFile
...
Set o = New NvOpenDataFile
Set f = o.Open ("c:\data.lfx", nvSfReadOnly)
...
```

Alternative Syntax:

```
Dim o As NvOpenDataFile
Dim f As NvDataFile
...
Set o = New NvOpenDataFile
o.Path = "c:\data.lfx"
o.Flags = nvSfReadOnly
Set f = o.Open
...
```

Eine Auflistung aller verfügbaren Elementfunktionen der Klasse "NvOpenDataFile" befindet sich im Kapitel "NvOpenDataFile: Überblick", S. 108.

3.16 Klasse "NvCreateDataFile"

Zum Erzeugen von Datendateien gibt es in **NextView®4 Script** die Klasse "NvCreateDataFile". Ein Objekt der **NextView®4** Klasse "NvCreateDataFile" wird über den **New** Befehl angelegt.

```

Const pi As Double = 3.1415926535897932384626433832795
Const samples As Integer = 1000

Sub Test()
  Dim c As NvCreateDataFile
  Set c = New NvCreateDataFile

  c.Add nvSfAnalog, samples
  c.Path = "c:\sinus.lfx"

  Dim f As NvDataFile
  Set f = c.Create

  Dim s As NvSignal
  Set s = f.Signal (1)

  s.xResolution = 0.1      ' Messfrequenz 10Hz angeben

' Definitionen der y-Signalparameter
s.yUnit = "mm"
s.yRangeMin = -5
s.yRangeMax = 5
s.yMin = -5
s.yMax = 5

  Dim i As Integer
  For i = 1 To samples
    s.Value(i) = 4 * Sin (2 * pi * (i-1)/samples)
  Next
End Sub

```

3.16.1 NvCreateDataFile: Überblick

Elementfunktion	Beschreibung
<code>NvCreateDataFile.Add</code>	fügt ein Signal der Liste hinzu, die für Create verwendet wird
<code>NvCreateDataFile.Reset</code>	entfernt alle Signale aus der Create -Liste
<code>NvCreateDataFile.Browse</code>	zeigt den "Datei speichern" Dialog
<code>NvCreateDataFile.Path</code>	setzt den Dateinamen oder gibt diesen zurück
<code>NvCreateDataFile.FileType</code>	setzt das Dateiformat oder gibt dieses zurück
<code>NvCreateDataFile.AskOverwrite</code>	setzt die Option der "Überschreiben" Abfrage oder gibt diese zurück
<code>NvCreateDataFile.Create</code>	erzeugt die Datei

3.16.2 NvCreateDataFile.Add

```
Sub Add (type As Integer, samples As Integer)
```

Fügt ein Signal mit **sample** Messwerten der Liste der zu erzeugenden Signale hinzu.

Die folgende Tabelle gibt die Konstanten für **type** an. Bitte benutzen Sie nur diese Konstanten!

type	Beschreibung
<code>nvSfAnalog</code>	analoges Signal
<code>nvSfDigital</code>	digitales Signal

Eine Auflistung aller verfügbaren Elementfunktionen der Klasse "NvCreateDataFile" findet sich im Kapitel "NvCreateDataFile: Überblick", S. 112.

3.16.3 NvCreateDataFile.Reset

```
Sub Reset ()
```

Setzt die Liste der zu erzeugenden Signale zurück, löscht also alle Einträge.

Eine Auflistung aller verfügbaren Elementfunktionen der Klasse "NvCreateDataFile" findet sich im Kapitel "NvCreateDataFile: Überblick", S. 112.

3.16.4 NvCreateDataFile.Browse

```
Function Browse () As Boolean
```

Zeigt den Dialog "Datei öffnen". Bricht der Benutzer den Dialog ab, so wird **False** zurückgegeben. Wählt der Benutzer eine Datei, so wird der Dateiname gesetzt und **Browse** liefert **True** zurück. Der Dateiname kann über das Property **NvCreateDataFile.Path** abgefragt und verändert werden.

Eine Auflistung aller verfügbaren Elementfunktionen der Klasse "NvCreateDataFile" findet sich im Kapitel "NvCreateDataFile: Überblick", S. 112.

3.16.5 NvCreateDataFile.Path

```
' Pfad lesen:
Function Path () As String
' Pfad setzen:
Path = newPath          ' newPath As String
```

Liefert oder setzt den Dateinamen der zu erzeugenden Datei.

Eine Auflistung aller verfügbaren Elementfunktionen der Klasse "NvCreateDataFile" findet sich im Kapitel "NvCreateDataFile: Überblick", S. 112.

3.16.6 NvCreateDataFile.FileType

```
' Dateiformat lesen:
Function FileType () As String
' Dateiformat setzen:
FileType = newType          ' newType As String
```

Liefert oder setzt das Dateiformat der zu erzeugenden Datei.

Folgende Formate werden dabei unterstützt:

Name	Beschreibung
LFX	NextView@4 Signaldati
DAFF	TurboLab Signaldati
DIADDEM	DIAdem Signaldati
ASCII	ASCII-Text Signaldati

Eine Auflistung aller verfügbaren Elementfunktionen der Klasse "NvCreateDataFile" findet sich im Kapitel "NvCreateDataFile: Überblick", S. 112.

3.16.7 NvCreateDataFile.AskOverwrite

```
' Wert lesen:
Function AskOverwrite () As Boolean
' Wert setzen:
AskOverwrite = newMode    ' newMode As Boolean
```

Liefert oder setzt die Option für die vorherige Abfrage eine bereits vorhandene Datei zu überschreiben oder nicht. Steht der Wert auf **False**, wird ohne Nachfrage überschrieben.

Eine Auflistung aller verfügbaren Elementfunktionen der Klasse "NvCreateDataFile" findet sich im Kapitel "NvCreateDataFile: Überblick", S. 112.

3.16.8 NvCreateDataFile.Create

```
Function Create () As NvDataFile
```

Erzeugt die in **NvCreateDataFile.Path** eingestellte Messdatei mit der durch **NvCreateDataFile.Add** erzeugten Signalliste und gibt diese als NvDataFile Objekt zurück, oder **Nothing** falls die Datei nicht existiert oder nicht geöffnet werden konnte (s. "Klasse "NvDataFile"", S. 116).

Eine Auflistung aller verfügbaren Elementfunktionen der Klasse "NvCreateDataFile" findet sich im Kapitel "NvCreateDataFile: Überblick", S. 112.

3.17 Klasse "NvDataFile"

Ein Objekt der **NextView@4** Klasse "NvDataFile" kann nicht über den **New** Befehl angelegt werden. Es wird stattdessen von der Funktion **NvOpenDataFile.Open** (Klasse "NvOpenDataFile") oder **NvCreateDataFile.Create** (Klasse "NvCreateDataFile") zurückgegeben.

```
Dim o As NvOpenDataFile
Dim f As NvDataFile

Set o = New NvOpenDataFile
If Not o.Browse Then Exit Sub

Set f = o.Open
If f Is Nothing Then
    Print "Datei " & o.Path & " nicht gefunden."
    Exit Sub
End If
Print "Datei " & o.Path & " enthält " & f.SignalCount & " Signale."
```

3.17.1 NvDataFile: Überblick

Elementfunktion	Beschreibung
NvDataFile.Name	liefert den Namen der Messdatei
NvDataFile.SignalCount	liefert die Anzahl der Signale der Messdatei
NvDataFile.Signal	liefert ein Signal aus der Messdatei
NvDataFile.CreateTrain	macht aus der vorhandenen Messdatei einen Messdatei-Train und liefert ein Objekt der Klasse "NvDataTrain" zurück

3.17.2 NvDataFile.Name

```
Function Name () As String
```

Gibt den Namen der Messdatei zurück.

Eine Auflistung aller zur Verfügung stehenden Elementfunktionen der Klasse "NvDataFile" befindet sich im Kapitel "NvDataFile: Überblick", S. 116.

3.17.3 NvDataFile.SignalCount

```
Function SignalCount () As Integer
```

Liefert die Anzahl der Signale in der Messdatei.

Eine Auflistung aller zur Verfügung stehenden Elementfunktionen der Klasse "NvDataFile" befindet sich im Kapitel "NvDataFile: Überblick", S. 116.

3.17.4 NvDataFile.Signal

```
Function Signal (index As Integer) As NvSignal
```

Liefert das Signal Nummer **index** oder **Nothing**, falls dieses nicht vorhanden ist (s. "Klasse "NvSignal"", S. 118").

Eine Auflistung aller zur Verfügung stehenden Elementfunktionen der Klasse "NvDataFile" befindet sich im Kapitel "NvDataFile: Überblick", S. 116.

3.17.5 NvDataFile.CreateTrain

```
Function CreateTrain () As NvDataTrain
```

Mit diesem Befehl wird eine Messdatei als Traindatei angelegt. Weitere passende Messdateien können mit dem Befehl **NvDataTrain.Dock** an die Traindatei angehängt werden (s. "Klasse "NvDataTrain"", S. 134).

Eine Auflistung aller zur Verfügung stehenden Elementfunktionen der Klasse "NvDataFile" befindet sich im Kapitel "NvDataFile: Überblick", S. 116.

3.18 Klasse "NvSignal"

Ein Objekt der **NextView®4** Klasse "NvSignal" kann nicht über den **New** Befehl angelegt werden. Es wird stattdessen von der Funktion **NvDataFile.Signal** der Klasse "NvDataFile" oder **NvGraphDisplay.Signal** der Klasse "NvGraphDisplay" erzeugt.

```
' öffnet die Messdatei "c:\data.lfx", holt das erste Signal  
' und gibt dessen Namen in der Nachrichtenanzeige aus
```

```
Dim o As NvOpenDataFile  
Set o = New NvOpenDataFile  
o.Path = "c:\data.lfx"  
Dim file As NvDataFile  
Set file = o.Open  
  
If file Is Nothing Then  
    Print "Konnte data.lfx nicht öffnen"  
Else  
    Dim sig As NvSignal  
    Set sig = file.Signal(1)  
  
    If sig Is Nothing Then  
        Print "Konnte Signal 1 nicht öffnen"  
    Else  
        Print "Signal 1 heißt " & sig.Name  
    End If  
End If
```

3.18.1 NvSignal: Überblick

Elementfunktion	Beschreibung
NvSignal.Name	Setzen oder Auslesen des Signalnamens
NvSignal.File	liefert das zugehörige Datenfile als ein Objekt der Klasse "NvDataFile" zurück
NvSignal.Group	Setzen oder Auslesen der Signalgruppe
NvSignal.Comment	Setzen oder Auslesen des Signalkommentars
NvSignal.Type	gibt aus, ob Signal ist analog oder digital
NvSignal.Samples	gibt die Anzahl der Messwerte eines Signals aus
NvSignal.Prehist	gibt die Anzahl der Messwerte der Vorgeschichte eines Signals aus
NvSignal.Posthist	gibt die Anzahl der Messwerte der Nachgeschichte eines Signals aus
NvSignal.Timestamp	Start der Aufzeichnung in PC Ortszeit im Windows® Datum-Uhrzeit-Format
NvSignal.xStart	Setzen oder Auslesen des Signalanfangs
NvSignal.xResolution	Setzen oder Auslesen der x-Auflösung (Zeit zwischen Abtastungen)
NvSignal.xUnit	Setzen oder Auslesen der x-Achseneinheit des Signals
NvSignal.yMin	Setzen oder Auslesen der unteren Grenze des y-Anzeigebereichs
NvSignal.yMax	Setzen oder Auslesen der oberen Grenze des y-Anzeigebereichs
NvSignal.yRangeMin	Setzen oder Auslesen der unteren Messbereichsgrenze
NvSignal.yRangeMax	Setzen oder Auslesen der oberen Messbereichsgrenze
NvSignal.yUnit	Setzen oder Auslesen der y-Achseneinheit des Signals
NvSignal.yUsing	Setzen oder Auslesen des Ausgabeformats der y-Werte des Signals
NvSignal.Value	Setzen oder Auslesen eines Signalwerts
NvSignal.ValueAt	Setzen oder Auslesen eines Signalwerts zum Zeitpunkt x

3.18.2 NvSignal.Name

```
' Name lesen:  
Function Name () As String  
' Name setzen:  
Name = newName      ' newName As String
```

Setzt den Namen des Signals oder gibt diesen zurück.

```
' hole Signal  
Dim sig As NvSignal  
Set sig = file.Signal(1)  
...  
' gibt den alten Namen aus und setzt dann den neuen des 1. Signals  
Print sig.Name  
sig.Name = "Mein Signal"
```

Eine Auflistung aller zur Verfügung stehenden Elementfunktionen der Klasse "NvSignal" befindet sich im Kapitel "NvSignal: Überblick", S. 119.

3.18.3 NvSignal.File

```
Function File () As NvDataFile
```

Die Messdatei des Signals wird als Objekt der Klasse "NvDataFile" zurückgeliefert.

Eine Auflistung aller zur Verfügung stehenden Elementfunktionen der Klasse "NvSignal" befindet sich im Kapitel "NvSignal: Überblick", S. 119.

3.18.4 NvSignal.Group

```
' Gruppe lesen:
Function Group () As String
' Gruppe setzen:
Group = newGroup      ' newGroup As String
```

Setzt die Gruppe des Signals oder gibt diese zurück.

```
' hole Signal
Dim sig As NvSignal
Set sig = file.Signal(1)
...

' gibt den alten Namen aus und setzt dann den neuen des 1. Signals
Print sig.Group
sig.Group = "Meine Gruppe"
```

Eine Auflistung aller zur Verfügung stehenden Elementfunktionen der Klasse "NvSignal" befindet sich im Kapitel "NvSignal: Überblick", S. 119.

3.18.5 NvSignal.Comment

```
' Kommentar lesen:
Function Comment () As String
' Kommentar setzen:
Comment = newComment      ' newComment As String
```

Setzt den Kommentar des Signals oder gibt diesen zurück.

```
' hole Signal
Dim sig As NvSignal
Set sig = file.Signal(1)
...

' gibt den alten Kommentar aus und setzt den neuen des 1. Signals
Print sig.Comment
sig.Comment = "Mein Kommentar zum Signal"
```

Eine Auflistung aller zur Verfügung stehenden Elementfunktionen der Klasse "NvSignal" befindet sich im Kapitel "NvSignal: Überblick", S. 119.

3.18.6 NvSignal.Type

```
Function Type () As Integer
```

Gibt den Typ des Signals zurück. Dabei werden folgende Werte zurückgegeben:

flags	Bedeutung
nvSfAnalog	Signal ist analog
nvSfDigital	Signal ist digital

```
' hole Signal
Dim sig As NvSignal
Set sig = file.Signal(1)
...

If sig.Type = sfAnalog Then
    Print "Signal 1 ist analog"
Else
    Print "Signal 1 ist digital"
End If
```

Eine Auflistung aller zur Verfügung stehenden Elementfunktionen der Klasse "NvSignal" befindet sich im Kapitel "NvSignal: Überblick", S. 119.

3.18.7 NvSignal.Samples

```
Function Samples () As Integer
```

Gibt die Anzahl der Messwerte des Signals zurück.

```
' hole Signal
Dim sig As NvSignal
Set sig = file.Signal(1)
...

Print "Signal 1 enthält " & sig.Samples & " Messwerte"
```

Eine Auflistung aller zur Verfügung stehenden Elementfunktionen der Klasse "NvSignal" befindet sich im Kapitel "NvSignal: Überblick", S. 119.

3.18.8 NvSignal.Prehist

```
Function Prehist () As Integer
```

Gibt die Anzahl der Messwerte der Vorgeschichte des Signals zurück.

```
' hole signal
Dim sig As NvSignal
Set sig = file.Signal(1)
...

Print "Signal 1 enthält " & sig.Prehist
Print " Messwerte als Vorgeschichte"
```

Eine Auflistung aller zur Verfügung stehenden Elementfunktionen der Klasse "NvSignal" befindet sich im Kapitel "NvSignal: Überblick", S. 119.

3.18.9 NvSignal.Posthist

```
Function Posthist () As Integer
```

Gibt die Anzahl der Messwerte der Nachgeschichte des Signals zurück.

```
' hole signal
Dim sig As NvSignal
Set sig = file.Signal(1)
...

Print "Signal 1 enthält " & sig.Posthist
Print " Messwerte als Nachgeschichte"
```

Eine Auflistung aller zur Verfügung stehenden Elementfunktionen der Klasse "NvSignal" befindet sich im Kapitel "NvSignal: Überblick", S. 119.

3.18.10 NvSignal.Timestamp

```
Function Timestamp () As Double
```

Gibt die Startzeit der Aufzeichnung zurück. Der Wert wird in der Ortszeit des PCs dargestellt und kann mit der Funktion **LocalToSystemTime** in die UTC-Zeit umgewandelt werden.

Eine Auflistung aller zur Verfügung stehenden Elementfunktionen der Klasse "NvSignal" befindet sich im Kapitel "NvSignal: Überblick", S. 119.

3.18.11 NvSignal.xStart

```
' Startzeit lesen:
Function xStart () As Double
' Startzeit setzen:
xStart = newStart      ' newStart As Double
```

Setzt den Anfangspunkt des Signals oder gibt diesen zurück. Der Wert wird in Sekunden angegeben (z. B. -1.2s)

```
' hole Signal
Dim sig As NvSignal
Set sig = file.Signal(1)
...
```

```
' erst alten Anfangspunkt lesen, dann den neuen des 1. Signals setzen
Print sig.xStart
sig.xStart = 0.0 ' s
```

Eine Auflistung aller zur Verfügung stehenden Elementfunktionen der Klasse "NvSignal" befindet sich im Kapitel "NvSignal: Überblick", S. 119.

3.18.12 NvSignal.xResolution

```
' x-Auflösung lesen:
Function xResolution () As Double
' x-Auflösung setzen:
xResolution = newResolution ' newResolution As Double
```

Setzt die x-Auflösung des Signals, d. h. in der Regel die Zeit in Sekunden zwischen den Messwerten oder gibt diese zurück.

```
' hole Signal
Dim sig As NvSignal
Set sig = file.Signal(1)
...

' gibt zuerst die alte x-Auflösung aus und setzt dann
' die neue des 1. Signals
Print sig.xResolution
sig.xResolution = 0.01 ' setze auf 10 ms
```

Eine Auflistung aller zur Verfügung stehenden Elementfunktionen der Klasse "NvSignal" befindet sich im Kapitel "NvSignal: Überblick", S. 119.

3.18.13 NvSignal.xUnit

```
' Einheit der x-Werte lesen:
Function xUnit () As String
' Einheit der x-Werte setzen:
xUnit = newUnit ' newUnit As String
```

Setzt die x-Einheit des Signals oder gibt diese zurück.

```
' hole Signal
Dim sig As NvSignal
Set sig = file.Signal(1)
...

' gibt zuerst die alte x-Einheit aus und setzt dann die neue
' des 1. Signals
Print sig.xUnit
sig.xUnit = "sec"
```

Eine Auflistung aller zur Verfügung stehenden Elementfunktionen der Klasse "NvSignal" befindet sich im Kapitel "NvSignal: Überblick", S. 119.

3.18.14 NvSignal.yMin

```
' untere Grenze des y-Anzeigebereichs lesen:  
Function yMin () As Double  
' untere Grenze des y-Anzeigebereichs setzen:  
yMin = newMin          ' newMin As Double
```

Legt die untere Grenze des Standardanzeigebereichs der y-Achse für die Signalanzeige in **NextView®4** fest oder gibt diese zurück.

```
' hole Signal  
Dim sig As NvSignal  
Set sig = file.Signal(1)  
...
```

```
' gibt die alte Grenze aus und setzt dann die neue des 1. Signals  
Print sig.yMin  
sig.yMin = -1.0
```

Eine Auflistung aller zur Verfügung stehenden Elementfunktionen der Klasse "NvSignal" befindet sich im Kapitel "NvSignal: Überblick", S. 119.

3.18.15 NvSignal.yMax

```
' obere Grenze des y-Anzeigebereichs lesen:  
Function yMax () As Double  
' obere Grenze des y-Anzeigebereichs setzen:  
yMax = newMax          ' newMax As Double
```

Legt die obere Grenze des Standardanzeigebereichs der y-Achse für die Signalanzeige in **NextView®4** fest oder gibt diese zurück.

```
' hole Signal
Dim sig As NvSignal
Set sig = file.Signal(1)
...

' gibt die alte Grenze aus und setzt dann die neue des 1. Signals
Print sig.yMax
sig.yMax = 1.0
```

Eine Auflistung aller zur Verfügung stehenden Elementfunktionen der Klasse "NvSignal" befindet sich im Kapitel "NvSignal: Überblick", S. 119.

3.18.16 NvSignal.yRangeMin

```
' untere Grenze des Messbereichs lesen:
Function yRangeMin () As Double
' untere Grenze des Messbereichs setzen:
yRangeMin = newRangeMin ' newRangeMin As Double
```

Setzt die untere Messbereichsgrenze des Messsystems oder gibt diese zurück.

```
' hole Signal
Dim sig As NvSignal
Set sig = file.Signal(1)
...

' gibt die alte Grenze aus und setzt dann die neue des 1. Signals
Print sig.yRangeMin
sig.yRangeMin = -10.0
```

Eine Auflistung aller zur Verfügung stehenden Elementfunktionen der Klasse "NvSignal" befindet sich im Kapitel "NvSignal: Überblick", S. 119.

3.18.17 NvSignal.yRangeMax

```
' obere Grenze des Messbereichs lesen:
Function yRangeMax () As Double
' obere Grenze des Messbereichs setzen:
yRangeMax = newRangeMax ' newRangeMax As Double
```

Setzt die obere Messbereichsgrenze des Messsystems oder gibt diese zurück.

```
' hole signal
Dim sig As NvSignal
Set sig = file.Signal(1)
...

' gibt die alte Grenze aus und setzt dann die neue des 1. Signals
Print sig.yRangeMax
sig.yRangeMax = 10.0
```

Eine Auflistung aller zur Verfügung stehenden Elementfunktionen der Klasse "NvSignal" befindet sich im Kapitel "NvSignal: Überblick", S. 119.

3.18.18 NvSignal.yUnit

```
' Einheit der y-Werte lesen:
Function yUnit () As String
' Einheit der y-Werte setzen:
yUnit = newUnit          ' newUnit As String
```

Setzt die y-Einheit des Signals oder gibt diese zurück.

```
' hole signal
Dim sig As NvSignal
Set sig = file.Signal(1)
...

' gibt zuerst die alte Einheit aus und setzt dann die neue
' des 1. Signals
Print sig.yUnit
sig.yUnit = "°C"
```

Eine Auflistung aller zur Verfügung stehenden Elementfunktionen der Klasse "NvSignal" befindet sich im Kapitel "NvSignal: Überblick", S. 119.

3.18.19 NvSignal.yUsing

```
Function yUsing As NvUsing
```


Bestimmt das Ausgabeformat der y-Werte (z. B. exponentielle Schreibweise, wissenschaftliche Darstellung, etc.) oder gibt es zurück (s. "Klasse "NvUsing"", S. 131).

```
' hole Signal
Dim sig As NvSignal
Set sig = file.Signal(1)
...

' gibt zuerst das alte Ausgabeformats aus und verändert es dann
' für das 1. Signal
Print sig.yUsing
sig.yUsing.Width = 9
sig.yUsing.Fraction = 5
sig.yUsing.Type = nvUsingFixed
```

Eine Auflistung aller zur Verfügung stehenden Elementfunktionen der Klasse "NvSignal" befindet sich im Kapitel "NvSignal: Überblick", S. 119.

3.18.20 NvSignal.Value

```
' Wert lesen:
Function Value (pos As Integer) As Double
' Wert setzen:
Value (pos) = newValue    'newValue As Double
```

Setzt den Wert eines Signals an der Stelle **pos** oder gibt diesen zurück. Die Variable **pos** liegt zwischen 1 und der Anzahl der Samples.

```
' hole Signal
Dim sig As NvSignal
Set sig = file.Signal(1)
...

' setzt Sample Nummer 3
sig.Value(3) = 0

' gibt die ersten 5 Samples aus
Dim i As Integer

For i = 1 To 5
    Print sig.Value(i)
Next
```

Eine Auflistung aller zur Verfügung stehenden Elementfunktionen der Klasse "NvSignal" befindet sich im Kapitel "NvSignal: Überblick", S. 119.

3.18.21 NvSignal.ValueAt

```
' Wert lesen:  
Function ValueAt (xPos As Double, Optional isDate as  
                Boolean = False) As Double  
  
' Wert setzen:  
ValueAt (xPos, isDate) = newValue    'newValue As Double
```

Setzt den Wert eines Signals zum Zeitpunkt **xPos** oder gibt diesen zurück. Der Positionswert **xPos** kann im Datum-Uhrzeit-Format (Absolutzeit; **isDate = True**) oder in Sekunden (Relativzeit; **isDate = False**) angegeben werden.

Eine Auflistung aller zur Verfügung stehenden Elementfunktionen der Klasse "NvSignal" befindet sich im Kapitel "NvSignal: Überblick", S. 119.

3.19 Klasse "NvUsing"

Ein Objekt der **NextView®4** Klasse "NvUsing" kann nicht über den **New** Befehl angelegt werden. Es wird stattdessen von der Funktion **NvSignal.yUsing** der Klasse "NvSignal" erzeugt.

```

Dim o As NvOpenDataFile
set o = New NvOpenDataFile

Dim file As NvDataFile
Dim i As Integer
Set file = o.Open ("c:\data\test-1-1.lfx", nvSFReadWrite)

If file Is Nothing Then
  Print "Konnte lfx nicht öffnen"
Else
  Dim sig As NvSignal
  Set sig = file.Signal(1)

  If sig Is Nothing Then
    Print "Konnte signal 1 nicht öffnen"
  Else
    Print "Signal 1 heißt " & sig.Name
    Print "old yUsing: " & sig.yUsing

    ' neues Ausgabeformat in Exponentialschreibweise
    sig.yUsing.Width = 12
    sig.yUsing.Fraction = 3
    sig.yUsing.Type = nvUsingEngineering

    Print "new yUsing: " & sig.yUsing
  End If
End If

```

3.19.1 NvUsing: Überblick

Elementfunktion	Beschreibung
NvUsing.Width	Feldbreite: Anzahl der Zeichen pro Zahlenwert
NvUsing.Type	Ausgabeformat
NvUsing.Fraction	Anzahl der Nachkommastellen
NvUsing.Print	gibt eine Zeichenkette zurück, die das Ausgabeformat beschreibt

3.19.2 NvUsing.Width

```
' Feldbreite lesen:
Function Width () As Integer
' Feldbreite setzen:
Width = newWidth          'newWidth as Integer
```

Setzt bzw. liest die Anzahl der Zeichen pro Zahlenwert der als y-Wert für ein Signal ausgegeben wird. Dabei ist ein Zeichen vorbehalten für das Vorzeichen und eines für den Dezimalpunkt.

Eine Auflistung aller zur Verfügung stehenden Elementfunktionen der Klasse "NvUsing" befindet sich im Kapitel "NvUsing: Überblick", S. 131.

3.19.3 NvUsing.Type

```
' Ausgabeformat lesen:
Function Type () As Integer
' Ausgabeformat setzen:
Type = newType          'newType as Integer
```

Setzt bzw. fragt die Darstellung der y-Werte eines Signals ab. Folgende Werte stehen zur Verfügung. Dabei wird bei dem Zahlenbeispiel von einer Feldbreite (**NvUsing.Width**) von 9 Stellen inklusive 4 Nachkommastellen (**NvUsing.Fraction**) ausgegangen:

val	Bedeutung	Beispiel 123,456 mm
nvUsingDecimal	dezimale Darstellung	123.456 mm
nvUsingHex	hexadezimale Darstellung	7B mm
nvUsingFixed	feste Darstellung	123.4560 mm
nvUsingEngineering	Exponentialschreibweise	1.2E+002 mm
nvUsingScientific	wissenschaftliche Darstellung	12.3456cm
nvUsingFixedScientific	wissenschaftliche Darstellung mit fester Einheit	123.456 mm

val	Bedeutung	Beispiel 123,456 s
nvUsingTime	Uhrzeitformat	z. B. 2min 3.5s (Basiseinheit Sekunden)
nvUsingDate	Datumsformat	<Tag>.<Monat>.<Jahr>

Eine Auflistung aller zur Verfügung stehenden Elementfunktionen der Klasse "NvUsing" befindet sich im Kapitel "NvUsing: Überblick", S. 131.

3.19.4 NvUsing.Fraction

```
' Anzahl Nachkommastellen lesen:
Function Fraction () As Integer
' Anzahl Nachkommastellen setzen:
Fraction = newFraction 'newFraction as Integer
```

Legt die Anzahl der Nachkommastellen fest.

Eine Auflistung aller zur Verfügung stehenden Elementfunktionen der Klasse "NvUsing" befindet sich im Kapitel "NvUsing: Überblick", S. 131.

3.19.5 NvUsing.Print

```
Function Print () As String
```

Gibt die eingestellten Parameter des Ausgabeformats (**NvUsing.Type**, **NvUsing.Width**, **NvUsing.Fraction**) aus.

Eine Auflistung aller zur Verfügung stehenden Elementfunktionen der Klasse "NvUsing" befindet sich im Kapitel "NvUsing: Überblick", S. 131.

3.20 Klasse "NvDataTrain"

Ein Objekt der **NextView@4** Klasse "NvDataTrain" kann nicht über den **New** Befehl angelegt werden. Es wird stattdessen von der Funktion **NvDataFile.CreateTrain** der Klasse "NvDataFile" erzeugt. Die Klasse "NvDataTrain" ist abgeleitet von der Klasse "NvDataFile", daher sind auch alle Aufrufe der Klasse NvDataFile (s. "NvDataFile: Überblick", S. 116) für ein Objekt der Klasse "NvDataTrain" zulässig.

3.20.1 NvDataTrain: Überblick

Elementfunktion	Beschreibung
NvDataTrain.Dock	fügt eine Messdatei zur Traindatei hinzu
NvDataTrain.Undock	entfernt eine Messdatei aus der Traindatei

3.20.2 NvDataTrain.Dock

Function Dock (wagon as NvDataFile) As Boolean

Fügt einer existierenden Traindatei die übergebene Messdatei hinzu. War der Aufruf erfolgreich, wird **True** zurückgeliefert.

```

Dim f, ftmp as NvDataFile
Dim t as NvDataTrain
Dim i as Integer
Dim str as String
' erste Datei öffnen
str = "c:\data\Test-1-1.lfx"
Set f = New NvOpenDataFile.Open (str, nvSfReadOnly)
If f Is Nothing Then
    Print "Fehler beim Öffnen von " & str
Exit Sub
End If

' erste Datei zieht den Zug (t)
set t = f.CreateTrain

' test-1-2.lfx und test-1-3.lfx andocken
for i = 2 to 3
    str = "c:\data\Test-1-" & i & ".lfx"
    Set ftmp = New NvOpenDataFile.Open (str, nvSfReadOnly)
    if Not(ftmp is Nothing) then
        if Not t.Dock(ftmp) then
            Print "Fehler: Bei Docken von " & str
        end if
    else
        Print "Fehler: Bei Öffnen von " & str
    end if
next

print "Anzahl Samples test-1-1.lfx: " & f.Signal(1).Samples
print "Anzahl Sample Train (Test-1-1+2+3.lfx): " & _
    t.Signal(1).Samples

```

Eine Auflistung aller zur Verfügung stehenden Elementfunktionen der Klasse "NvDataTrain" befindet sich im Kapitel "NvDataTrain: Überblick", S. 134.

3.20.3 NvDataTrain.Undock

```
Function Undock (idx as Integer) as Boolean
```

Entfernt aus einer existierenden Traindatei die Messdatei mit Nummer **idx**. Der übergebene Indexbereich liegt zwischen 1 und der Anzahl der Messdateien in der Traindatei. War der Aufruf erfolgreich, wird **True** zurückgeliefert.

Eine Auflistung aller zur Verfügung stehenden Elementfunktionen der Klasse "NvDataTrain" befindet sich im Kapitel "NvDataTrain: Überblick", S. 134.

3.21 Klasse "NvFFT"

Ein Objekt der **NextView®4** Klasse "NvFFT" wird über den **New** Befehl angelegt.

```

Dim s As NvSheet
Dim d As NvGraphDisplay

' kurzes Überprüfen, ob Script funktioniert
If NvCurrentProject.SheetCount < 1 Then Exit Sub

Set s = NvCurrentProject.Sheet (1)
If s.DisplayCount < 1 Then Exit Sub

Set d ?= s.Display (1)
If d.SignalCount < 3 Then Exit Sub

Dim fft As NvFFT
Set fft = New NvFFT

' FFT vorbereiten

fft.Add d.Signal(1), 0, nvFftWindowNone, _
    nvFftLines128, nvFftResultsMag, False
fft.Add d.Signal(2), 0, nvFftWindowHanning, _
    nvFftLines512, nvFftResultsComplex, False
fft.Add d.Signal(3), 0, nvFftWindowHamming, _
    nvFftLines128, nvFftResultsMagPhase, True

Dim f As NvDataFile
' FFT ausführen
Set f = fft.Run ("C:\fft.lfx")
    
```

3.21.1 NvFFT: Überblick

Elementfunktion	Beschreibung
NvFFT.Add	fügt ein Signal der Liste hinzu, die für die FFT verwendet wird
NvFFT.Run	führt eine FFT-Analyse aus
NvFFT.Reset	entfernt alle Signale aus der FFT-Liste

3.21.2 NvFFT.Add

```
Sub Add (sig As NvSignal, xStart As Double,
        fftWindow As Integer, fftLines As Integer,
        fftResults As Integer, fftLog As Boolean)
```

Fügt das Signal **sig** der Liste der zu analysierenden Signale für eine FFT hinzu. **NvSignal.xStart** beschreibt die Anfangszeit, **fftLog**, ob das Ergebnis logarithmisch ist.

Folgende Tabellen geben die Konstanten für **fftWindow**, **fftLines** und **fftResults** an. Bitte benutzen Sie nur diese Konstanten!

FFT - Fenster	Bedeutung
nvFftWindowNone	ohne Fenster
nvFftWindowRoundLast	letzten Punkt runden
nvFftWindowHanning	Hanning-Fenster
nvFftWindowHamming	Hamming-Fenster
nvFftWindowBlackman	Blackman-Fenster
nvFftWindowBartlet	Bartlet-Fenster

FFT - Linien	Bedeutung
nvFftLines64	64 Linien
nvFftLines128	128 Linien
nvFftLines256	256 Linien
nvFftLines512	512 Linien
nvFftLines1024	1024 Linien
nvFftLines2048	2048 Linien
nvFftLines4096	4096 Linien
nvFftLines8192	8192 Linien

FFT - Ergebnis	Bedeutung
<code>nvFftResultsMag</code>	Betrag
<code>nvFftResultsMagPhase</code>	Betrag & Phase
<code>nvFftResultsPower</code>	Powerspektrum
<code>nvFftResultsComplex</code>	komplexes Ergebnis

Eine Auflistung aller zur Verfügung stehenden Elementfunktionen der Klasse "NvFFT" befindet sich im Kapitel "NvFFT: Überblick", S. 136.

3.21.3 NvFFT.Run

```
Function Run (path As String,
             Optional askOverwrite As Boolean = True)
             As NvDataFile
```

Führt die FFT für die mit **NvFFT.Add** der Liste hinzugefügten Signale durch und speichert das Ergebnis in der Datei **path**. Ist die Liste leer, wird ein Runtime Error ausgelöst. Stimmen der angegebene Dateiname **path** und der Name einer zu verwendenden Signaldati überein, wird ebenfalls ein Runtime Error ausgelöst. Die Option **askOverwrite** gibt an, ob vor dem Überschreiben einer bestehenden Datei nachgefragt werden soll. Steht **askOverwrite** auf **False** wird ohne Nachfrage überschrieben.

Eine Auflistung aller zur Verfügung stehenden Elementfunktionen der Klasse "NvFFT" befindet sich im Kapitel "NvFFT: Überblick", S. 136.

3.21.4 NvFFT.Reset

```
Sub Reset ()
```

Setzt die FFT-Liste der Signale zurück, löscht also alle Einträge.

Eine Auflistung aller zur Verfügung stehenden Elementfunktionen der Klasse "NvFFT" befindet sich im Kapitel "NvFFT: Überblick", S. 136.

3.22 Klasse "NvIntegration"

Ein Objekt der **NextView®4** Klasse "NvIntegration" wird über den **New** Befehl angelegt.

```
Dim s As NvSheet
Dim d As NvGraphDisplay

' kurzes Überprüfen ob Script funktioniert
If NvCurrentProject.SheetCount < 1 Then Exit Sub

Set s = NvCurrentProject.Sheet (1)
If s.DisplayCount < 1 Then Exit Sub

Set d = s.Display (1)
If d.SignalCount < 3 Then Exit Sub

Dim int As NvIntegration
Set int = New NvIntegration

' Integration vorbereiten
int.Add d.Signal(1), 0, 1
int.Add d.Signal(2), 0, 1, False, 1, True, False, 1
int.Add d.Signal(3), 0, 1, True, 0, True

Dim f As NvDataFile
' Integration ausführen
Set f = int.Run ("C:\integration.lfx")
```

3.22.1 NvIntegration: Überblick

Elementfunktion	Beschreibung
NvIntegration.Add	fügt ein Signal der Liste hinzu, die für die Integration verwendet wird
NvIntegration.Run	führt die Integration aus
NvIntegration.Reset	entfernt alle Signale aus der Integrations-Liste

3.22.2 NvIntegration.Add

```
Sub Add (sig As NvSignal, xStart As Double,
        xEnd As Double,
        Optional intAutoOffset As Boolean = True,
        Optional intOffset As Double = 0.0,
        Optional int2nd As Boolean = False,
        Optional intAutoOffset2 As Boolean = True,
        Optional intOffset2 As Double = 0.0)
```

Fügt das Signal **sig** der Liste der zu analysierenden Signale hinzu. **xStart** beschreibt die Anfangszeit, **xEnd** die Endzeit. Ist **int2nd** auf **True** gesetzt, wird ein 2. Integral berechnet (d. h. Integral vom Integral). **intAutoOffset** bzw. **intAutoOffset2** geben an, ob der Offset des Signals automatisch bestimmt wird, oder **intOffset** bzw. **intOffset2** benutzt wird.

Eine Auflistung aller verfügbaren Elementfunktionen der Klasse "NvIntegration" befindet sich im Kapitel "NvIntegration: Überblick", S. 139.

3.22.3 NvIntegration.Run

```
Function Run (path As String) As NvDataFile
```

Führt die Integration für die mit **NvIntegration.Add** der Liste hinzugefügten Signale durch und speichert das Ergebnis in der Datei **path** (s. "Klasse "NvDataFile"", S. 116).

Ist die Liste leer, wird ein Runtime Error ausgelöst. Stimmen der angegebene Dateiname **path** und der Name einer zu verwendenden Signaldatei überein, wird ebenfalls ein Runtime Error ausgelöst.

Die Option **askOverwrite** gibt an, ob vor dem Überschreiben einer bestehenden Datei nachgefragt werden soll. Steht **askOverwrite** auf **False** wird ohne Nachfrage überschrieben.

Eine Auflistung aller verfügbaren Elementfunktionen der Klasse "NvIntegration" befindet sich im Kapitel "NvIntegration: Überblick", S. 139.

3.22.4 NvIntegration.Reset

```
Sub Reset ()
```

Setzt die Liste der zu integrierenden Signale zurück, löscht also alle Einträge.

Eine Auflistung aller verfügbaren Elementfunktionen der Klasse "NvIntegration" befindet sich im Kapitel "NvIntegration: Überblick", S. 139.

3.23 Klasse "NvDifferentiation"

Ein Objekt der **NextView@4** Klasse "NvDifferentiation" wird über den **New** Befehl angelegt.

```
Dim s As NvSheet
Dim d As NvGraphDisplay

' kurzes Überprüfen ob Script funktioniert
If NvCurrentProject.SheetCount < 1 Then Exit Sub

Set s = NvCurrentProject.Sheet (1)
If s.DisplayCount < 1 Then Exit Sub

Set d = s.Display (1)
If d.SignalCount < 3 Then Exit Sub

Dim diff As NvDifferentiation
Set diff = New NvDifferentiation

' Differentiation vorbereiten

diff.Add d.Signal(1), 0, 1, 5
diff.Add d.Signal(2), 0, 1, 3
diff.Add d.Signal(3), 0, 1, 7

Dim f As NvDataFile
' Differentiation ausführen
Set f = diff.Run ("C:\diff.lfx")
```

3.23.1 NvDifferentiation: Überblick

Elementfunktion	Beschreibung
NvDifferentiation.Add	fügt ein Signal zur Liste der zu differenzierenden Signale hinzu
NvDifferentiation.Run	führt die Differentiation aus
NvDifferentiation.Reset	entfernt alle Signale aus der Differentiations-Liste

3.23.2 NvDifferentiation.Add

```
Sub Add (sig As NvSignal, xStart As Double,
        xEnd As Double, int diffArea)
```

Fügt das Signal **sig** der Liste der zu analysierenden Signale hinzu. **xStart** beschreibt die Anfangszeit, **xEnd** die Endzeit. **diffArea** gibt die Anzahl der Samples der Umgebung an, die in die Berechnung einfließen.

Eine Auflistung aller verfügbaren Elementfunktionen der Klasse "NvDifferentiation" findet sich im Kapitel "NvDifferentiation: Überblick", S. 142.

3.23.3 NvDifferentiation.Run

```
Function Run (path As String,
             Optional askOverwrite As Boolean = True)
             As NvDataFile
```

Führt die Differentiation für die mit **NvDifferentiation.Add** der Liste hinzugefügten Signale durch und speichert das Ergebnis in der Datei **path** (s. "Klasse "NvDataFile"", S. 116).

Ist die Liste leer, wird ein Runtime Error ausgelöst. Stimmen der angegebene Dateiname **path** und der Name einer zu verwendenden Signaldati überein, wird ebenfalls ein Runtime Error ausgelöst.

Die Option **askOverwrite** gibt an, ob vor dem Überschreiben einer bestehenden Datei nachgefragt werden soll. Steht **askOverwrite** auf **False** wird ohne Nachfrage überschrieben.

Eine Auflistung aller verfügbaren Elementfunktionen der Klasse "NvDifferentiation" findet sich im Kapitel "NvDifferentiation: Überblick", S. 142.

3.23.4 NvDifferentiation.Reset

```
Sub Reset ( )
```

Setzt die Liste der zu differenzierenden Signale zurück, löscht also alle Einträge.

Eine Auflistung aller verfügbaren Elementfunktionen der Klasse "NvDifferentiation" findet sich im Kapitel "NvDifferentiation: Überblick", S. 142.

3.24 Klasse "NvFilter"

Ein Objekt der **NextView®4** Klasse "NvFilter" wird über den **New** Befehl angelegt.

```

Dim s As NvSheet
Dim d As NvGraphDisplay

' kurzes Überprüfen ob Script funktioniert
If NvCurrentProject.SheetCount < 1 Then Exit Sub

Set s = NvCurrentProject.Sheet (1)
If s.DisplayCount < 1 Then Exit Sub

Set d ?= s.Display (1)
If d.SignalCount < 3 Then Exit Sub

Dim filter As NvFilter
Set filter = New NvFilter

' Filter vorbereiten

filter.Add d.Signal(1), 0, 1, nvFilterCriticalDamp, _
           nvFilterOrder2, nvFilterLowPass, 10
filter.Add d.Signal(2), 0, 1, nvFilterChebycheff30, _
           nvFilterOrder6, nvFilterBandPass, 5
filter.Add d.Signal(3), 0, 1, nvFilterRunningMean, 0, 0, 20

Dim f As NvDataFile
' Filter ausführen
Set f = filter.Run ("C:\filter.lfx")
    
```

3.24.1 NvFilter: Überblick

Elementfunktion	Beschreibung
NvFilter.Add	fügt ein Signal der Liste hinzu, auf die der Filter angewendet wird
NvFilter.Run	führt den Filter durch
NvFilter.Reset	entfernt alle Signale aus der Filterliste

3.24.2 NvFilter.Add

```
Sub Add (sig As NvSignal, xStart As Double,
        xEnd As Double, filterType As Integer,
        filterOrder As Integer, filterPass As Integer,
        filterCutoff As Double)
```

Fügt das Signal **sig** der Liste der zu analysierenden Signale hinzu. **xStart** beschreibt die Anfangszeit, **xEnd** die Endzeit.

Der Parameter **filterCutoff** definiert bei Bandpass-Filtern die Filtereckfrequenz. Bei einem laufendem Mittelwert- oder Median-Filter ist **filterCutoff** die Anzahl der Messwerte, die um den betreffenden Messwert herum für die Berechnung verwendet werden.

filterType	Bedeutung
nvFilterCriticalDamp	Kritische Dämpfung
nvFilterBessel	Bessel-Filter
nvFilterButterworth	Butterworth-Filter
nvFilterChebycheff05	Tschebyscheff-Filter, 0.5db
nvFilterChebycheff10	Tschebyscheff-Filter, 1.0db
nvFilterChebycheff20	Tschebyscheff-Filter, 2.0db
nvFilterChebycheff30	Tschebyscheff-Filter, 3.0db
nvFilterRunningMean	laufender Mittelwert-Filter
nvFilterRunningMedian	laufender Median-Filter
nvFilterNothing	Signaldaten werden ohne Filterung in die Ausgabe-datei übernommen

filterOrder	Bedeutung
nvFilterOrder2	2. Ordnung
nvFilterOrder4	4. Ordnung
nvFilterOrder6	6. Ordnung
nvFilterOrder8	8. Ordnung

filterPass	Bedeutung
nvFilterLowPass	Tiefpass
nvFilterHighPass	Hochpass
nvFilterBandPass	Bandpass
nvFilterBandElimination	Bandsperr
nvFilterByPass	führt eine Herzoperation durch

Eine Auflistung aller zur Verfügung stehenden Elementfunktionen der Klasse "NvFilter" befindet sich im Kapitel "NvFilter: Überblick", S. 144.

3.24.3 NvFilter.Run

```
Function Run (path As String,
             Optional askOverwrite As Boolean = True)
             As NvDataFile
```

Wendet den Filter auf die mit **NvFilter.Add** der Liste hinzugefügten Signale durch und speichert das Ergebnis in der Datei **path** (s. "Klasse "NvDataFile"", S. 116).

Ist die Liste leer, wird ein Runtime Error ausgelöst. Stimmen der angegebene Dateiname **path** und der Name einer zu verwendenden Signaldati überein, wird ebenfalls ein Runtime Error ausgelöst.

Die Option **askOverwrite** gibt an, ob vor dem Überschreiben einer bestehenden Datei nachgefragt werden soll. Steht **askOverwrite** auf **False** wird ohne Nachfrage überschrieben.

Eine Auflistung aller zur Verfügung stehenden Elementfunktionen der Klasse "NvFilter" befindet sich im Kapitel "NvFilter: Überblick", S. 144.

3.24.4 NvFilter.Reset

```
Sub Reset ()
```

Setzt die Liste der zu filternden Signale zurück, löscht also alle Einträge.

Eine Auflistung aller zur Verfügung stehenden Elementfunktionen der Klasse "NvFilter" befindet sich im Kapitel "NvFilter: Überblick", S. 144.

3.25 Klasse "NvReduction"

Ein Objekt der **NextView@4** Klasse "NvReduction" wird über den **New** Befehl angelegt.

```
Dim s As NvSheet
Dim d As NvGraphDisplay

' kurzes Überprüfen ob Script funktioniert
If NvCurrentProject.SheetCount < 1 Then Exit Sub

Set s = NvCurrentProject.Sheet (1)
If s.DisplayCount < 1 Then Exit Sub

Set d ?= s.Display (1)
If d.SignalCount < 3 Then Exit Sub

Dim reduce As NvReduction
Set reduce = New NvReduction

' Reduktion vorbereiten

reduce.Add d.Signal(1), 0, 1, nvReductionMin, 10
reduce.Add d.Signal(2), 0, 1, nvReductionAverage
reduce.Add d.Signal(3), 0, 1, nvReductionRMS, 3

Dim f As NvDataFile
' Reduktion ausführen
Set f = reduce.Run ("C:\reduction.lfx")
```

3.25.1 NvReduction: Überblick

Elementfunktion	Beschreibung
NvReduction.Add	fügt ein Signal der Liste hinzu, auf die die Reduktion erfolgt
NvReduction.Run	führt die Reduktion durch
NvReduction.Reset	entfernt alle Signale aus der Reduktionsliste

3.25.2 NvReduction.Add

```
Sub Add (sig As NvSignal, xStart As Double,
        xEnd As Double, reduceType As Integer,
        Optional reduceRatio As Integer = 1)
```

Fügt das Signal **sig** der Liste der Signale hinzu, für die eine Datenreduktion durchgeführt werden soll. **xStart** beschreibt die Anfangszeit, **xEnd** die Endzeit. **reduceRatio** gibt die Anzahl der Messwerte an, auf die sich die Reduktion bezieht.

reduceType	Bedeutung
nvReductionMin	speichert intervallweise das Minimum der Signalwerte
nvReductionMax	speichert intervallweise das Maximum der Signalwerte
nvReductionAverage	speichert intervallweise den Mittelwert der Signalwerte
nvReductionRMS	speichert intervallweise den Effektivwert der Signalwerte

Eine Auflistung aller zur Verfügung stehenden Elementfunktionen der Klasse "NvReduction" befindet sich im Kapitel "NvReduction: Überblick", S. 148.

3.25.3 NvReduction.Run

```
Function Run (path As String,
             Optional askOverwrite As Boolean = True)
             As NvDataFile
```

Führt die Reduktion auf die mit **NvFilter.Add** der Liste hinzugefügten Signale durch und speichert das Ergebnis in der Datei **path** (s. "Klasse "NvDataFile"", S. 116).

Ist die Liste leer, wird ein Runtime Error ausgelöst. Stimmen der angegebene Dateiname **path** und der Name einer zu verwendenden Signaldatei überein, wird ebenfalls ein Runtime Error ausgelöst.

Die Option **askOverwrite** gibt an, ob vor dem Überschreiben einer bestehenden Datei nachgefragt werden soll. Steht **askOverwrite** auf **False** wird ohne Nachfrage überschrieben.

Eine Auflistung aller zur Verfügung stehenden Elementfunktionen der Klasse "NvReduction" befindet sich im Kapitel "NvReduction: Überblick", S. 148.

3.25.4 NvReduction.Reset

```
Sub Reset ( )
```

Setzt die Liste der zu reduzierenden Signale zurück, löscht also alle Einträge.

Eine Auflistung aller zur Verfügung stehenden Elementfunktionen der Klasse "NvReduction" befindet sich im Kapitel "NvReduction: Überblick", S. 148.

4 Standard Skript-Befehle

4.1 Standard Funktionen und Prozeduren

4.1.1 Standardfunktionen und Befehle: Überblick

Funktion	Beschreibung
Print	gibt angegebene Zeichenkette in der Nachrichtenanzeige von NextView®4 aus
Timer	liefert die Anzahl der Sekunden seit Mitternacht
TickCount	liefert die Anzahl der Millisekunden seit dem Start vom Windows®
TimestampStr	konvertiert den Start der Aufzeichnung eines Signals (Timestamp) in eine Zeichenkette)
Format	liefert formatierte Zeichenkette aus Zahl
Hex	liefert Zahl als Zeichenkette im Hexformat
LCase	liefert Zeichenkette in Kleinbuchstaben
UCase	liefert Zeichenkette in Grossbuchstaben
Asc	liefert ASCII-Code vom ersten Buchstaben einer Zeichenkette
Chr	liefert das Zeichen des angegebenen ASCII-Codes
Tab	liefert Zeichenkette mit Tabs
Spc	liefert Zeichenkette mit Leerzeichen
Len	liefert die Länge einer Zeichenkette
Left	liefert eine bestimmte Anzahl von Zeichen einer Zeichenkette von links
Right	liefert eine bestimmte Anzahl von Zeichen einer Zeichenkette von rechts
Mid	liefert eine bestimmte Anzahl von Zeichen einer Zeichenkette aus der Mitte
InStr	sucht eine Zeichenkette innerhalb einer Zeichenkette

Funktion	Beschreibung
Date	liefert Datum als Zeichenkette
Time	liefert Zeit als Zeichenkette
Now	liefert aktuelles Datum und Uhrzeit als Zeichenkette
LBound	liefert untersten Indexwert eines Arrays
UBound	liefert obersten Indexwert eines Arrays
GetDim	liefert die Dimension eines Arrays
Sleep	wartet bestimmte Zeit
Randomize	initialisiert Zufallsfunktion
Rnd	liefert Zufallswert
Int	liefert ganzzahligen Anteil einer Zahl
MsgBox	zeigt Messagebox
InputBox	liefert Zeichenkette aus Eingabedialog
Import	importiert Standardklassen Module ins NextView®4 Script
Include	fügt beim Kompilieren das angegebene Skript ins NextView®4 Script ein
System	führt einen Systembefehl aus und liefert den Status der Befehlsausführung
Quote	setzt eine Zeichenkette in Anführungszeichen
RGBColor	gibt einen RGB-Farbwert zurück
IsNumber	testet, ob eine Zeichenkette eine Zahl ist und konvertiert diese ggf. in einen Double-Typ
LocalTime	liefert die Ortszeit im Windows® Datum/Uhrzeit Format
SystemTime	liefert die Systemzeit im Windows® Datum/Uhrzeit Format
SystemToLocalTime	konvertiert die Systemzeit in Ortszeit
LocalToSystemTime	konvertiert die Ortszeit in Systemzeit
GetDate	Datum lesen
GetTime	Uhrzeit lesen
DateValue	konvertiert ein Datum als Zeichenkette ins Windows® Datumsformat
TimeValue	konvertiert eine Uhrzeit als Zeichenkette ins Windows® Uhrzeitformat

Funktion	Beschreibung
DateTimeValue	konvertiert ein Datum mit Uhrzeitangabe als Zeichenkette ins Windows® Datum/Uhrzeit Format
GetDateFormat	konvertiert eine Windows® Datumsangabe in ein Datum als Zeichenkette optional mit Angabe bestimmter Datumsformate
GetTimeFormat	konvertiert eine Windows® Uhrzeitangabe in eine Uhrzeit als Zeichenkette optional mit Angabe bestimmter Uhrzeitformate
DateSerial	konvertiert das angegebene Jahr, Monat, Tag in eine Windows® Datumsangabe
TimeSerial	konvertiert die angegebene Stunde, Minute, Sekunde in eine Windows® Datumsangabe
ExtractDate	extrahiert Jahr, Monat, Tag aus einer Windows® Datumsangabe
ExtractTime	extrahiert Stunde, Minute, Sekunde, Millisekunde aus einer Windows® Datumsangabe
GetYear	liefert das Jahr aus einer Datum-Uhrzeit-Angabe
GetMonth	liefert den Monat aus einer Datum-Uhrzeit-Angabe
GetDay	liefert den Tag aus einer Datum-Uhrzeit-Angabe
GetHour	liefert die Stunde aus einer Datum-Uhrzeit-Angabe
GetMinute	liefert die Minute aus einer Datum-Uhrzeit-Angabe
GetSecond	liefert die Sekunde aus einer Datum-Uhrzeit-Angabe
GetMillisecond	liefert die Millisekunde aus einer Datum-Uhrzeit-Angabe
GDN	konvertiert Tag, Monat, Jahr in die Anzahl von Tagen im Gregorianischen Kalender
IsNaN	überprüft die Gültigkeit des Messwerts

4.1.2 Print

```
Sub Print (str As String)
```

Gibt die Zeichenkette **str** an der Standardausgabe aus. Die Standardausgabe in **NextView®4 Script** ist die Nachrichtenanzeige, die in **NextView®4** über den Menüpunkt "Anzeige" auf einem Blatt eingefügt werden kann.



Druckanweisungen eines Skriptes sind erst nach Beendigung des Skriptes in der Nachrichtenanzeige sichtbar.

Eine Auflistung aller verfügbaren **Standard Funktionen und Prozeduren** befindet sich im Kapitel "**Standardfunktionen und Befehle: Überblick**", S. 150.

4.1.3 Timer

```
Function Timer () As Integer
```

Liefert die Anzahl der seit Mitternacht in Coordinated Universal Time (UTC) vergangenen Sekunden.

Eine Auflistung aller verfügbaren **Standard Funktionen und Prozeduren** befindet sich im Kapitel "**Standardfunktionen und Befehle: Überblick**", S. 150.

4.1.4 TickCount

```
Function TickCount () As Integer
```

Liefert die Anzahl der seit dem Start von Windows® vergangenen Millisekunden.

Eine Auflistung aller verfügbaren **Standard Funktionen und Prozeduren** befindet sich im Kapitel "**Standardfunktionen und Befehle: Überblick**", S. 150.

4.1.5 TimestampStr

```
Function TimeStampStr (time as Double) As String
```

Konvertiert die übergebene Zeit beim Start der Aufzeichnung eines Signals **time** in eine Zeichenkette mit folgendem Format: **DD.MM.YYYY hh:mm:ss.sss**.

Eine Auflistung aller verfügbaren **Standard Funktionen und Prozeduren** befindet sich im Kapitel "**Standardfunktionen und Befehle: Überblick**", S. 150.

4.1.6 Format

```
Function Format (x As Double, fmt As String) As String
```

Liefert die Zahl **x** als formatierte Zeichenkette entsprechend den Anweisungen in **fmt**.

Dabei sind in **fmt** folgende Zeichen speziell:

Zeichen	Beschreibung
#	Platzhalter, der durch ein Leerzeichen ersetzt wird, falls die Zahl nicht groß genug ist
0	Platzhalter, der durch eine 0 ersetzt wird, falls die Zahl nicht groß genug ist
,	Platzhalter, der durch das landesspezifische Tausendertrennzeichen ersetzt wird
.	gibt den Start des Nachkommateils an und wird durch das landesspezifische Trennzeichen ersetzt
+ oder -	ein vorangestelltes + oder - erzwingt die Ausgabe des Vorzeichens

```
Dim d As Double
```

```
d = 1234.1234
```

```
Print Format (d, "0.00") ' gibt "1234.12" aus
```

```
Print Format (d, "0.0#") ' gibt "1234.12" aus
```

```
Print Format (d, "0.##") ' gibt "1234.12" aus
```

```
Print Format (d, "+000000") ' gibt "+001234" aus
```

```
Print Format (d, "X#####") ' gibt "X 1234" aus
```

```
Print Format (d, "0,000.00") ' gibt "1,234.00" aus
```

```
Print Format (d, "##test##") ' gibt "12test34" aus
```

```
Print Format (1000, "#,###") ' gibt "1,000" aus
```

```
Print Format (1, "#,###") ' gibt " 1" aus
```

```
Print Format (d, "-000000") ' gibt "+001234" aus
```

```
Print Format (d, "X#####") ' gibt "X 1234" aus
```

Eine Auflistung aller verfügbaren Standard Funktionen und Prozeduren befindet sich im Kapitel "Standardfunktionen und Befehle: Überblick", S. 150.

4.1.7 Hex

```
Function Hex (x As Double) As String
```

Liefert die Zahl **x** als Zeichenkette im Hexformat zurück.

Eine Auflistung aller verfügbaren Standard Funktionen und Prozeduren befindet sich im Kapitel "Standardfunktionen und Befehle: Überblick", S. 150.

4.1.8 LCase

```
Function LCase (str As String) As String
```

Liefert die Zeichenkette **str** in Kleinbuchstaben.

Eine Auflistung aller verfügbaren **Standard Funktionen und Prozeduren** befindet sich im Kapitel "**Standardfunktionen und Befehle: Überblick**", S. 150.

4.1.9 UCase

```
Function UCase (str As String) As String
```

Liefert die Zeichenkette **str** in Großbuchstaben.

Eine Auflistung aller verfügbaren **Standard Funktionen und Prozeduren** befindet sich im Kapitel "**Standardfunktionen und Befehle: Überblick**", S. 150.

4.1.10 Asc

```
Function Asc (str As String) As Integer
```

Liefert den ASCII-Code des ersten Zeichens in der Zeichenkette **str**.

Eine Auflistung aller verfügbaren **Standard Funktionen und Prozeduren** befindet sich im Kapitel "**Standardfunktionen und Befehle: Überblick**", S. 150.

4.1.11 Chr

```
Function Chr (asc As Integer) As String
```

Liefert den ASCII-Code **asc** als Zeichen.

Eine Auflistung aller verfügbaren **Standard Funktionen und Prozeduren** befindet sich im Kapitel "**Standardfunktionen und Befehle: Überblick**", S. 150.

4.1.12 Tab

```
Function Tab (n As Integer) As String
```

Liefert eine Zeichenkette mit **n** Tabulatorzeichen.

Eine Auflistung aller verfügbaren Standard Funktionen und Prozeduren befindet sich im Kapitel "Standardfunktionen und Befehle: Überblick", S. 150.

4.1.13 Spc

```
Function Spc (n As Integer) As String
```

Liefert eine Zeichenkette mit **n** Leerzeichen.

Eine Auflistung aller verfügbaren Standard Funktionen und Prozeduren befindet sich im Kapitel "Standardfunktionen und Befehle: Überblick", S. 150.

4.1.14 Len

```
Function Len (str As String) As Integer
```

Liefert die Anzahl (Länge) der Zeichen in der Zeichenkette **str**.

Eine Auflistung aller verfügbaren Standard Funktionen und Prozeduren befindet sich im Kapitel "Standardfunktionen und Befehle: Überblick", S. 150.

4.1.15 Left

```
Function Left (str As String, n As Integer) As String
```

Liefert die ersten **n** Zeichen in der Zeichenkette **str**.

Eine Auflistung aller verfügbaren **Standard Funktionen und Prozeduren** befindet sich im Kapitel "**Standardfunktionen und Befehle: Überblick**", S. 150.

4.1.16 Right

```
Function Right (str As String, n As Integer) As String
```

Liefert die letzten **n** Zeichen in der Zeichenkette **str**.

Eine Auflistung aller verfügbaren **Standard Funktionen und Prozeduren** befindet sich im Kapitel "**Standardfunktionen und Befehle: Überblick**", S. 150.

4.1.17 Mid

```
Function Mid (str As String, pos As Integer, _  
n As Integer) As String
```

Liefert die folgenden **n** Zeichen ab der Stelle **pos** in der Zeichenkette **str**.

Eine Auflistung aller verfügbaren **Standard Funktionen und Prozeduren** befindet sich im Kapitel "**Standardfunktionen und Befehle: Überblick**", S. 150.

4.1.18 InStr

```
Function InStr (str as String, search as String) as Integer
```

Die Funktion **InStr** sucht in der Zeichenkette **str** nach dem ersten Auftreten des Zeichenkette **search**. Gross- und Kleinschreibung wird beachtet. Wurde **search** gefunden, wird die Position des ersten Zeichens in **str** zurückgegeben. Ist **search** nicht enthalten, wird 0 zurückgeliefert.

Eine Auflistung aller verfügbaren **Standard Funktionen und Prozeduren** befindet sich im Kapitel "**Standardfunktionen und Befehle: Überblick**", S. 150.

4.1.19 Date

```
Function Date () As String
```

Liefert das aktuelle Datum als Zeichenkette im landesspezifischen Format.

Eine Auflistung aller verfügbaren **Standard Funktionen und Prozeduren** befindet sich im Kapitel "**Standardfunktionen und Befehle: Überblick**", S. 150.

4.1.20 Time

```
Function Time () As String
```

Liefert die aktuelle Zeit als Zeichenkette im landesspezifischen Format.

Eine Auflistung aller verfügbaren **Standard Funktionen und Prozeduren** befindet sich im Kapitel "**Standardfunktionen und Befehle: Überblick**", S. 150.

4.1.21 Now

```
Function Now () As String
```

Liefert das aktuelle Datum und die aktuelle Zeit als Zeichenkette im landesspezifischen Format.

Eine Auflistung aller verfügbaren **Standard Funktionen und Prozeduren** befindet sich im Kapitel "**Standardfunktionen und Befehle: Überblick**", S. 150.

4.1.22 LBound

```
Function LBound (Array[, dim As Integer]) As Integer
```

Liefert die untere Indexgrenze der **dim**-ten Dimension eines Arrays.

```
Dim a(1 To 10) As Integer
Dim b(2 To 11,3 To 12) As Integer

Print LBound(b, 2)      ' gibt 3 aus
Print LBound(a)        ' gibt 1 aus
```

Eine Auflistung aller verfügbaren **Standard Funktionen und Prozeduren** befindet sich im Kapitel "Standardfunktionen und Befehle: Überblick", S. 150.

4.1.23 UBound

```
Function UBound (Array[, dim As Integer]) As Integer
```

Liefert die obere Indexgrenze der **dim**-ten Dimension eines Arrays.

```
Dim a(1 To 10) As Integer
Dim b(2 To 11,3 To 12) As Integer

Print UBound(b, 2)      ' gibt 12 aus
Print UBound(a)        ' gibt 10 aus
```

Eine Auflistung aller verfügbaren **Standard Funktionen und Prozeduren** befindet sich im Kapitel "Standardfunktionen und Befehle: Überblick", S. 150.

4.1.24 GetDim

```
Function GetDim (Array) As Integer
```

Liefert die Dimension eines Arrays.


```
Dim a(1 To 10) As Integer
Dim b(2 To 11,3 To 12) As Integer

Print GetDim(a)      ' gibt 1 aus
Print GetDim(b)      ' gibt 2 aus
```

Eine Auflistung aller verfügbaren **Standard Funktionen und Prozeduren** befindet sich im Kapitel "**Standardfunktionen und Befehle: Überblick**", S. 150.

4.1.25 Sleep

```
Sub Sleep (ms As Integer)
```

Lässt das Programm ungefähr **ms** Millisekunden warten.

Eine Auflistung aller verfügbaren **Standard Funktionen und Prozeduren** befindet sich im Kapitel "**Standardfunktionen und Befehle: Überblick**", S. 150.

4.1.26 Randomize

```
Sub Randomize (seed As Integer)
```

Initialisiert den Zufallsgenerator mit dem Startwert **seed**.

Eine Auflistung aller verfügbaren **Standard Funktionen und Prozeduren** befindet sich im Kapitel "**Standardfunktionen und Befehle: Überblick**", S. 150.

4.1.27 Rnd

```
Function Rnd () As Integer
```

Liefert den nächsten Wert des Zufallsgenerators (Wertebereich 0 .. 32767).

Eine Auflistung aller verfügbaren Standard Funktionen und Prozeduren befindet sich im Kapitel "Standardfunktionen und Befehle: Überblick", S. 150.

4.1.28 Int

```
Function Int (x As Double) As Integer
```

Liefert den ganzzahligen Anteil von **x** (s. "Floor", S. 180).

Eine Auflistung aller verfügbaren Standard Funktionen und Prozeduren befindet sich im Kapitel "Standardfunktionen und Befehle: Überblick", S. 150.

4.1.29 MsgBox

```
Function MsgBox (msg As String[, buttons As Integer, _  
title As String]) As Integer
```

Öffnet eine Dialogbox mit Nachricht **msg**. Optional kann der Stil über **buttons** und der Titel über **title** gesetzt werden.

Buttons	Beschreibung
mbOkOnly	zeige nur "OK" Knopf
mbOkCancel	zeige "OK" und "Abbrechen" Knöpfe
mbAbortRetryIgnore	zeige "Abbrechen", "Wiederholen" und "Ignorieren" Knöpfe
mbYesNoCancel	zeige "Ja", "Nein" und "Abbrechen" Knöpfe
mbYesNo	zeige "Ja" und "Nein" Knöpfe
mbRetryCancel	zeige "Wiederholen" und "Abbrechen" Knöpfe

Als Rückgabewert liefert **MsgBox**:

MsgBox Rückgabe	Beschreibung
mbOk	Benutzer wählte "OK"
mbCancel	Benutzer wählte "Abbrechen"
mbAbort	Benutzer wählte "Abbrechen"
mbRetry	Benutzer wählte "Wiederholen"
mbIgnore	Benutzer wählte "Ignorieren"
mbYes	Benutzer wählte "Ja"
mbNo	Benutzer wählte "Nein"

Eine Auflistung aller verfügbaren Standard Funktionen und Prozeduren befindet sich im Kapitel "Standardfunktionen und Befehle: Überblick", S. 150.

4.1.30 InputBox

```
Function InputBox (prompt As String, title As String, _
                  def As String) As String
```

Öffnet eine Eingabedialogbox mit der Aufforderung **prompt** und dem Title **title**. Als Standardwert wird **def** gesetzt.

Eine Auflistung aller verfügbaren Standard Funktionen und Prozeduren befindet sich im Kapitel "Standardfunktionen und Befehle: Überblick", S. 150.

4.1.31 Import

```
Import "Modul"
```

Einige Standardklassen müssen erst ins **NextView@4 Script** importiert werden, bevor ihre Prozeduren und Funktionen im Skript benutzt werden können.

Modul	Beschreibung	Import der Standardklassen
db	Database Modul	Standardklasse "Database", Standardklasse "Recordset"
os	Operating System Modul	Standardklasse "Stream", Standardklasse "Directory", Standardklasse "Clipboard"
xnf	Windows® INI File Modul	Standardklasse "XNF"

Eine Auflistung aller verfügbaren Standard Funktionen und Prozeduren befindet sich im Kapitel "Standardfunktionen und Befehle: Überblick", S. 150.

4.1.32 Include

```
Include "filename.nvs"
```

Mit diesem Befehl wird das Skript **filename.nvs** beim Kompilieren ins **NextView®4 Script** eingefügt.

Eine Auflistung aller verfügbaren Standard Funktionen und Prozeduren befindet sich im Kapitel "Standardfunktionen und Befehle: Überblick", S. 150.

4.1.33 System

```
Function System(cmd as String) as Integer
```

Führt den Systembefehl **cmd** aus und liefert den Status der Befehlsausführung zurück. Einige Befehlsparameter müssen eventuell mit der Funktion **Quote** extra mit Anführungszeichen (") angegeben werden.

```
Dim rc as Integer
rc = system(quote("c:\program files\alarm.exe") & " on")
```

Eine Auflistung aller verfügbaren Standard Funktionen und Prozeduren befindet sich im Kapitel "Standardfunktionen und Befehle: Überblick", S. 150.

4.1.34 Quote

```
Function Quote (str as String) As String
```

Setzt eine Zeichenkette **str** in Anführungszeichen ("").

Eine Auflistung aller verfügbaren Standard Funktionen und Prozeduren befindet sich im Kapitel "Standardfunktionen und Befehle: Überblick", S. 150.

4.1.35 RGBColor

```
Function RGBColor (red as Integer, green as Integer, blue as Integer) as Integer
```

Gibt den RGB-Farbwert mit den Farbbestandteilen rot (**red**), grün (**green**) und blau (**blue**) zurück. Diese haben jeweils einen Wertebereich von 0 bis 255, wobei 0 einem Farbanteil von 0% und 255 einem Farbanteil von 100% entspricht. Beispielsweise wird Weiss durch **RGBColor(255,255,255)** definiert und Schwarz durch **RGBColor(0,0,0)**.

Eine Auflistung aller verfügbaren Standard Funktionen und Prozeduren befindet sich im Kapitel "Standardfunktionen und Befehle: Überblick", S. 150.

4.1.36 IsNumber

```
Function IsNumber(number as String, dbl as Double) as Boolean
```

Testet, ob der String **number** ein Zahl darstellt und konvertiert diese in die Variable **dbl**. Wird **False** zurückgegeben, stellt **number** keine Zahl dar.

Eine Auflistung aller verfügbaren Standard Funktionen und Prozeduren befindet sich im Kapitel "Standardfunktionen und Befehle: Überblick", S. 150.

4.1.37 LocalTime

```
Function LocalTime () as Double
```

Liefert die Ortszeit als Windows® Datum-Uhrzeit-Angabe.

Eine Auflistung aller verfügbaren Standard Funktionen und Prozeduren befindet sich im Kapitel "Standardfunktionen und Befehle: Überblick", S. 150.

4.1.38 SystemTime

```
Function SystemTime () as Double
```

Liefert die Systemzeit des PCs als Windows® Datum-Uhrzeit-Angabe.

Eine Auflistung aller verfügbaren Standard Funktionen und Prozeduren befindet sich im Kapitel "Standardfunktionen und Befehle: Überblick", S. 150.

4.1.39 SystemToLocalTime

```
Function SystemToLocalTime (vDate as Double) as Double
```

Konvertiert einen Datumswert von Systemzeit zu Ortszeit.

Eine Auflistung aller verfügbaren Standard Funktionen und Prozeduren befindet sich im Kapitel "Standardfunktionen und Befehle: Überblick", S. 150.

4.1.40 LocalToSystemTime

```
Function LocalToSystemTime (vDate as Double) as Double
```

Konvertiert einen Datumswert von Ortszeit zu Systemzeit.

Eine Auflistung aller verfügbaren Standard Funktionen und Prozeduren befindet sich im Kapitel "[Standardfunktionen und Befehle: Überblick](#)", S. 150.

4.1.41 **GetDate**

```
Function GetDate (datetime as Double) as Double
```

Liefert das Datum des **datetime**-Werts.

Eine Auflistung aller verfügbaren Standard Funktionen und Prozeduren befindet sich im Kapitel "[Standardfunktionen und Befehle: Überblick](#)", S. 150.

4.1.42 **GetTime**

```
Function GetTime (datetime as Double) as Double
```

Liefert die Uhrzeit des **datetime**-Werts.

Eine Auflistung aller verfügbaren Standard Funktionen und Prozeduren befindet sich im Kapitel "[Standardfunktionen und Befehle: Überblick](#)", S. 150.

4.1.43 **DateValue**

```
Function DateValue (date as String) as Double
```

Konvertiert eine Datumsangabe als Zeichenkette im eingestellten Benutzerformat in einen Windows[®] Datumswert (z. B. **DateValue ("20.1.2008")**). Der übergebene String muss im eingestellten Benutzerformat des PCs angegeben werden.

Eine Auflistung aller verfügbaren **Standard Funktionen und Prozeduren** befindet sich im Kapitel "**Standardfunktionen und Befehle: Überblick**", S. 150.

4.1.44 TimeValue

```
Function TimeValue (time as String) as Double
```

Konvertiert eine Uhrzeitangabe als Zeichenkette im eingestellten Benutzerformat in einen Windows® Zeitwert (z. B. **TimeValue** ("12:00:01")). Der übergebene String muss im eingestellten Benutzerformat des PCs angegeben werden.

Eine Auflistung aller verfügbaren **Standard Funktionen und Prozeduren** befindet sich im Kapitel "**Standardfunktionen und Befehle: Überblick**", S. 150.

4.1.45 DateTimeValue

```
Function DateTimeValue (date as String) as Double
```

Konvertiert eine Datum-Uhrzeit-Angabe als Zeichenkette im eingestellten Benutzerformat in einen Windows® Datumswert (z. B. **DateTimeValue** ("20.1.2008 12:00:01")). Der übergebene String muss im eingestellten Benutzerformat des PCs angegeben werden.

Eine Auflistung aller verfügbaren **Standard Funktionen und Prozeduren** befindet sich im Kapitel "**Standardfunktionen und Befehle: Überblick**", S. 150.

4.1.46 GetDateFormat

```
Function GetDateFormat (vDate as Double,  
Optional format as String) as String
```


Konvertiert eine Windows® Datumsangabe in ein Datum als Zeichenkette. Optional können weitere Zeichen mit den folgenden Format-Spezifikationen angegeben werden.

Parameter	Beschreibung
d	Tag des Monats als Ziffer ohne vorangestellte Null bei einstelligen Tagen
dd	Tag des Monats als Ziffer mit vorangestellter Null bei einstelligen Tagen
ddd	Tag der Woche abgekürzt; die Funktion verwendet den LOCALE_SABBREVDAYNAME Wert, der zum angegebenen Gebietsschema gehört
dddd	Tag der Woche voll ausgeschrieben; die Funktion verwendet den LOCALE_SDAYNAME Wert, der zum angegebenen Gebietsschema gehört
M	Monat als Ziffer ohne vorangestellte Null bei einstelligen Monaten
MM	Monat als Ziffer mit vorangestellter Null bei einstelligen Monaten
MMM	Monat abgekürzt; die Funktion verwendet den LOCALE_SABBREVMONTHNAME Wert, der zum angegebenen Gebietsschema gehört
MMMM	Monat voll ausgeschrieben; die Funktion verwendet den LOCALE_SMONTHNAME Wert, der zum angegebenen Gebietsschema gehört
y	zweistellige Jahreszahl ohne vorangestellte Null bei einstelligen Jahren
yy	zweistellige Jahreszahl mit vorangestellter Null bei einstelligen Jahren
yyyy	vierstellige Angabe des Jahres

Das folgende Beispiel weist der Variablen **str** das Datum "Do 31.12.2009" zu:

```
Dim str as String
str = GetDateFormat(40178,"ddd d.MM.yyyy")
```

Eine Auflistung aller verfügbaren Standard Funktionen und Prozeduren befindet sich im Kapitel "Standardfunktionen und Befehle: Überblick", S. 150.

4.1.47 GetTimeFormat

```
Function GetTimeFormat (vTime as Double,  
Optional format as String) as String
```

Konvertiert eine Windows® Uhrzeitangabe in eine Uhrzeitangabe als Zeichenkette. Optional können weitere Zeichen mit den folgenden Format-Spezifikationen angegeben werden.

Parameter	Beschreibung
h	Stunde ohne vorangestellte Null bei einstelligen Stunden, 12-Stunden-Anzeige
hh	Stunde mit vorangestellter Null bei einstelligen Stunden, 12-Stunden-Anzeige
H	Stunde ohne vorangestellte Null bei einstelligen Stunden, 24-Stunden-Anzeige
HH	Stunde mit vorangestellter Null bei einstelligen Stunden, 24-Stunden-Anzeige
m	Minute ohne vorangestellte Null bei einstelligen Minuten
mm	Minute mit vorangestellter Null bei einstelligen Minuten
s	Sekunde ohne vorangestellte Null bei einstelligen Sekunden
ss	Sekunde mit vorangestellter Null bei einstelligen Sekunden
t	ein Buchstabe als zusätzliche Zeitinformation, z. B. A oder P
tt	mehrere Buchstaben als zusätzliche Zeitinformation, z. B. AM oder PM

Millisekunden werden nicht ausgegeben, es sei denn die Zeichenkette enthält ein **.sss**.

Das folgende Beispiel weist der Variablen **str** die Uhrzeit "12:17:42.720" zu:

```
Dim str as String  
str = GetTimeFormat(0.5123,"hh:mm:ss.sss")
```

Eine Auflistung aller verfügbaren Standard Funktionen und Prozeduren befindet sich im Kapitel "Standardfunktionen und Befehle: Überblick", S. 150.

4.1.48 DateSerial

```
Function DateSerial (y as Integer, mm as Integer,
  dd as Integer) as Double
```

Konvertiert das übergebene Jahr **y**, den Monat **mm** und den Tag **dd** in eine Windows® Datumsangabe.

Eine Auflistung aller verfügbaren Standard Funktionen und Prozeduren befindet sich im Kapitel "Standardfunktionen und Befehle: Überblick", S. 150.

4.1.49 TimeSerial

```
Function TimeSerial (h as Integer, m as Integer,
  s as Integer, Optional ms as Integer = 0) as Double
```

Konvertiert die übergebene Stunde **h**, die Minute **m** und die Sekunde **s** in einen eine Windows® Uhrzeitangabe. Optional kann die Anzahl an Millisekunden mitübergeben werden.

Eine Auflistung aller verfügbaren Standard Funktionen und Prozeduren befindet sich im Kapitel "Standardfunktionen und Befehle: Überblick", S. 150.

4.1.50 ExtractDate

```
Sub ExtractDate (vDate as Double, Byref y as Integer,
  Byref m as Integer, Byref d as Integer)
```

Extrahiert das Jahr **y**, den Monat **mm** und den Tag **dd** aus der übergebenen Windows® Datumsangabe **vDate**.

Eine Auflistung aller verfügbaren Standard Funktionen und Prozeduren befindet sich im Kapitel "Standardfunktionen und Befehle: Überblick", S. 150.

4.1.51 ExtractTime

```
Sub ExtractTime (vDate as Double, Byref h as Integer, Byref m as Integer, Byref s as Integer, Byref ms as Integer)
```

Extrahiert die Stunde **h**, die Minute **m**, die Sekunde **s** und die Millisekunde **ms** aus der übergebenen Windows® Uhrzeitangabe **vDate**.

Eine Auflistung aller verfügbaren Standard Funktionen und Prozeduren befindet sich im Kapitel "[Standardfunktionen und Befehle: Überblick](#)", S. 150.

4.1.52 GetYear

```
Function GetYear (vDate as Double) as Integer
```

Liefert das Jahr aus der übergebenen Datum-Uhrzeit-Angabe **vDate**.

Eine Auflistung aller verfügbaren Standard Funktionen und Prozeduren befindet sich im Kapitel "[Standardfunktionen und Befehle: Überblick](#)", S. 150.

4.1.53 GetMonth

```
Function GetMonth (vDate as Double) as Integer
```

Liefert den Monat aus der übergebenen Datum-Uhrzeit-Angabe **vDate**.

Eine Auflistung aller verfügbaren Standard Funktionen und Prozeduren befindet sich im Kapitel "[Standardfunktionen und Befehle: Überblick](#)", S. 150.

4.1.54 GetDay

```
Function GetDay (vDate as Double) as Integer
```

Liefert den Tag aus der übergebenen Datum-Uhrzeit-Angabe **vDate**.

Eine Auflistung aller verfügbaren **Standard Funktionen und Prozeduren** befindet sich im Kapitel "Standardfunktionen und Befehle: Überblick", S. 150.

4.1.55 GetHour

```
Function GetHour (vDate as Double) as Integer
```

Liefert die Stunde aus der übergebenen Datum-Uhrzeit-Angabe **vDate**.

Eine Auflistung aller verfügbaren **Standard Funktionen und Prozeduren** befindet sich im Kapitel "Standardfunktionen und Befehle: Überblick", S. 150.

4.1.56 GetMinute

```
Function GetMinute (vDate as Double) as Integer
```

Liefert die Minute aus der übergebenen Datum-Uhrzeit-Angabe **vDate**.

Eine Auflistung aller verfügbaren **Standard Funktionen und Prozeduren** befindet sich im Kapitel "Standardfunktionen und Befehle: Überblick", S. 150.

4.1.57 GetSecond

```
Function GetSecond (vDate as Double) as Integer
```

Liefert die Sekunde aus der übergebenen Datum-Uhrzeit-Angabe **vDate**.

Eine Auflistung aller verfügbaren **Standard Funktionen und Prozeduren** befindet sich im Kapitel "**Standardfunktionen und Befehle: Überblick**", S. 150.

4.1.58 GetMillisecond

```
Function GetMillisecond (vDate as Double) as Integer
```

Liefert die Millisekunde aus der übergebenen Datum-Uhrzeit-Angabe **vDate**.

Eine Auflistung aller verfügbaren **Standard Funktionen und Prozeduren** befindet sich im Kapitel "**Standardfunktionen und Befehle: Überblick**", S. 150.

4.1.59 GDN

```
Function GDN (d as Integer, m as Integer, y as Integer)  
as Integer
```

Konvertiert den Tag **d**, den Monat **m** und das Jahr **y** in die entsprechende Anzahl an Tagen im Gregorianischen Kalender.

Eine Auflistung aller verfügbaren **Standard Funktionen und Prozeduren** befindet sich im Kapitel "**Standardfunktionen und Befehle: Überblick**", S. 150.

4.1.60 IsNaN

```
Function IsNaN (double val) as Boolean
```

Überprüft, ob ein Messwert **val** einen gültigen Wert enthält.

Eine Auflistung aller verfügbaren **Standard Funktionen und Prozeduren** befindet sich im Kapitel "**Standardfunktionen und Befehle: Überblick**", S. 150.

4.2 Mathematische Funktionen

4.2.1 Mathematische Funktionen: Überblick

Funktion	Beschreibung
Sin	Sinus Funktion
Cos	Kosinus Funktion
Tan	Tangens Funktion
Sinh	Sinus Hyperbolicus Funktion
Cosh	Kosinus Hyperbolicus Funktion
Tanh	Tangens Hyperbolicus Funktion
Asin	Arcussinus Funktion
Acos	Arcuskosinus Funktion
Atan	Arcustangens Funktion
Sqrt	Wurzelfunktion
Sqr	Quadratfunktion
Log	Logarithmusfunktion (natürlicher Logarithmus)
Exp	Exponentialfunktion
Round	Rundungsfunktion
Floor	Abrundungsfunktion
Ceil	Aufrundungsfunktion
Abs	Absolutfunktion
Pow	Potenzfunktion
Fmod	Fließkomma Modulofunktion

4.2.2 Sin

Function Sin (angle As Double) As Double

Gibt den Sinus von **angle** zurück. Dabei muss **angle** im Bogenmaß angegeben werden.

Eine Auflistung aller zur Verfügung stehenden mathematischen Funktionen befindet sich im Kapitel "Mathematische Funktionen: Überblick", S. 175.

4.2.3 Cos

Function Cos (angle As Double) As Double

Gibt den Kosinus von **angle** zurück. Dabei muss **angle** im Bogenmaß angegeben werden.

Eine Auflistung aller zur Verfügung stehenden mathematischen Funktionen befindet sich im Kapitel "Mathematische Funktionen: Überblick", S. 175.

4.2.4 Tan

Function Tan (angle As Double) As Double

Gibt den Tangens von **angle** zurück. Dabei muss **angle** im Bogenmaß angegeben werden.

Eine Auflistung aller zur Verfügung stehenden mathematischen Funktionen befindet sich im Kapitel "Mathematische Funktionen: Überblick", S. 175.

4.2.5 Sinh

```
Function Sinh (angle As Double) As Double
```

Gibt den hyperbolischen Sinus von **angle** zurück. Dabei muss **angle** im Bogenmaß angegeben werden.

Eine Auflistung aller zur Verfügung stehenden mathematischen Funktionen befindet sich im Kapitel "Mathematische Funktionen: Überblick", S. 175.

4.2.6 Cosh

```
Function Cosh (angle As Double) As Double
```

Gibt den hyperbolischen Kosinus von **angle** zurück. Dabei muss **angle** im Bogenmaß angegeben werden.

Eine Auflistung aller zur Verfügung stehenden mathematischen Funktionen befindet sich im Kapitel "Mathematische Funktionen: Überblick", S. 175.

4.2.7 Tanh

```
Function Tanh (angle As Double) As Double
```

Gibt den hyperbolischen Tangens von **angle** zurück. Dabei muss **angle** im Bogenmaß angegeben werden.

Eine Auflistung aller zur Verfügung stehenden mathematischen Funktionen befindet sich im Kapitel "Mathematische Funktionen: Überblick", S. 175.

4.2.8 Asin

Function Asin (x As Double) As Double

Gibt den Arcussinus von **x** im Bogenmaß zwischen $-\pi/2$ und $\pi/2$ zurück. Dabei muss **x** zwischen -1 und 1 liegen, sonst liefert **Asin** "NaN" (keine Zahl) zurück.

Eine Auflistung aller zur Verfügung stehenden mathematischen Funktionen befindet sich im Kapitel "Mathematische Funktionen: Überblick", S. 175.

4.2.9 Acos

Function Acos (x As Double) As Double

Gibt den Arcuskosinus von **x** im Bogenmaß zwischen $-\pi/2$ und $\pi/2$ zurück. Dabei muss **x** zwischen -1 und 1 liegen, sonst liefert **Acos** "NaN" (keine Zahl) zurück.

Eine Auflistung aller zur Verfügung stehenden mathematischen Funktionen befindet sich im Kapitel "Mathematische Funktionen: Überblick", S. 175.

4.2.10 Atan

Function Atan (x As Double) As Double

Gibt den Arcustangens von **x** im Bogenmaß zwischen $-\pi/2$ und $\pi/2$ zurück. Falls **x** gleich Null ist liefert **Atan** "NaN" (keine Zahl) zurück.

Eine Auflistung aller zur Verfügung stehenden mathematischen Funktionen befindet sich im Kapitel "Mathematische Funktionen: Überblick", S. 175.

4.2.11 Sqrt

```
Function Sqrt (x As Double) As Double
```

Gibt die Quadratwurzel (*square root*) von **x** zurück. Falls **x** kleiner als Null ist liefert **Sqrt** "NaN" (keine Zahl) zurück.

Eine Auflistung aller zur Verfügung stehenden mathematischen Funktionen befindet sich im Kapitel "Mathematische Funktionen: Überblick", S. 175.

4.2.12 Sqr

```
Function Sqr (x As Double) As Double
```

Gibt das Quadrat (*square*) von **x** zurück.

Eine Auflistung aller zur Verfügung stehenden mathematischen Funktionen befindet sich im Kapitel "Mathematische Funktionen: Überblick", S. 175.

4.2.13 Log

```
Function Log (x As Double) As Double
```

Gibt den natürlichen Logarithmus von **x** zurück. Falls **x** kleiner Null ist liefert **Log** "NaN" (keine Zahl) zurück, bei **x** gleich Null "INF" (unendlich).

Eine Auflistung aller zur Verfügung stehenden mathematischen Funktionen befindet sich im Kapitel "Mathematische Funktionen: Überblick", S. 175.

4.2.14 Exp

```
Function Exp (x As Double) As Double
```

Gibt den Wert der Exponentialfunktion von **x** zurück.

Eine Auflistung aller zur Verfügung stehenden mathematischen Funktionen befindet sich im Kapitel "Mathematische Funktionen: Überblick", S. 175.

4.2.15 Round

```
Function Round (x As Double) As Double
```

Gibt den gerundeten, ganzzahligen Wert von **x** zurück.

Eine Auflistung aller zur Verfügung stehenden mathematischen Funktionen befindet sich im Kapitel "Mathematische Funktionen: Überblick", S. 175.

4.2.16 Floor

```
Function Floor (x As Double) As Double
```

Gibt den abgerundeten, ganzzahligen Wert von **x** zurück.

Eine Auflistung aller zur Verfügung stehenden mathematischen Funktionen befindet sich im Kapitel "Mathematische Funktionen: Überblick", S. 175.

4.2.17 Ceil

```
Function Ceil (x As Double) As Double
```

Gibt den aufgerundeten, ganzzahligen Wert von x zurück.

Eine Auflistung aller zur Verfügung stehenden mathematischen Funktionen befindet sich im Kapitel "Mathematische Funktionen: Überblick", S. 175.

4.2.18 Abs

```
Function Abs (angle As Double) As Double
```

Gibt den Absolutbetrag von x zurück.

Eine Auflistung aller zur Verfügung stehenden mathematischen Funktionen befindet sich im Kapitel "Mathematische Funktionen: Überblick", S. 175.

4.2.19 Pow

```
Function Pow (x As Double, y As Double) As Double
```

Gibt Wert von x hoch y zurück.

Eine Auflistung aller zur Verfügung stehenden mathematischen Funktionen befindet sich im Kapitel "Mathematische Funktionen: Überblick", S. 175.

4.2.20 Fmod

```
Function Fmod (x As Double, y As Double) As Double
```

Gibt den Fließkommarest von x / y zurück, so dass $x = i * y + \text{fmod}(x, y)$ und i die größte ganze Zahl ist, mit x größer als $i * y$. Beispielsweise ist $\text{fmod}(9.8, 5.5) = 4.3$.

Eine Auflistung aller zur Verfügung stehenden mathematischen Funktionen befindet sich im Kapitel "Mathematische Funktionen: Überblick", S. 175.

4.3 Standardklasse "Database"

Die Standardklasse "Database" erlaubt den Zugriff auf vorhandene Datenbanken des Systems. Ein Objekt der Klasse "Database" kann über den **New** Befehl angelegt werden.



Um die Standardklasse "Database" in NextView®4 Script zur Verfügung zu stellen, muss man am Anfang des Scripts das Modul "Database" (db) importieren (s. "Import", S. 163).

```
' Database Support am Anfang des NextView Scripts importieren
Import "db"
...

Sub Test ()
Dim db As Database

    Set db = New Database

    if db.Open ("DSN=myDSN") <> 0 then
        ...
    End If
End Sub
```

4.3.1 Database: Überblick

Elementfunktion	Beschreibung
<code>Database.Open</code>	öffnet eine Datenbank
<code>Database.Close</code>	schließt eine geöffnete Datenbank
<code>Database.Execute</code>	führt einen SQL Befehl aus
<code>Database.OpenRecordset</code>	führt einen SQL Befehl aus und liefert das dazugehörige Recordset zurück

4.3.2 Database.Open

```
Function Open (DSN As String) As Integer
```

Öffnet die Datenbank **DSN** (*Data Source Name*). Kann die Datenbank nicht geöffnet werden, liefert **Open()** den Wert 0 zurück.

Eine Auflistung aller zur Verfügung stehenden Elementfunktionen der Standardklasse "Database" befindet sich im Kapitel "Database: Überblick", S. 182.

4.3.3 Database.Close

```
Sub Close ()
```

Schließt eine geöffnete Datenbank.

Eine Auflistung aller zur Verfügung stehenden Elementfunktionen der Standardklasse "Database" befindet sich im Kapitel "Database: Überblick", S. 182.

4.3.4 Database.Execute

```
Function Execute (sqlQuery As String) As RecordSet
```

Führt die SQL Anfrage **sqlQuery** aus. Bei einem Fehler löst **Execute()** einen Laufzeitfehler aus.

Eine Auflistung aller zur Verfügung stehenden Elementfunktionen der Standardklasse "Database" befindet sich im Kapitel "Database: Überblick", S. 182.

4.3.5 Database.OpenRecordset

```
Function OpenRecordset (sqlQuery As String, Optional _
                        dbType As Integer) As Recordset
```

Führt die SQL Anfrage **sqlQuery** aus und gibt das Ergebnis als **Recordset** zurück (s. "Standardklasse "Recordset", S. 185). Bei einem Fehler löst **OpenRecordset ()** einen Laufzeitfehler aus.

Wird **dbType** nicht gesetzt, versucht **OpenRecordset ()** automatisch einen Cursortyp einzustellen. Beachten Sie bitte, dass die erlaubten Werte bei der Wahl eines Cursors von Ihren Datenbankeinstellungen und der Datenbank, die Sie benutzen, abhängen.

dbType	Bedeutung
dbNone	Setzt keinen Cursortyp, der Standardcursor der Datenbank wird ausgewählt.
dbDynaset	Setzt den Cursortyp auf "dynamisch", d. h. man kann sich im Recordset beliebig bewegen. (Diese Option muss in der Datenbank möglich sein, sonst schlägt OpenRecordset fehl!)
dbForwardOnly	Setzt den Cursortyp auf "forward-only". Das bedeutet, man kann den Cursor nur mit Recordset.MoveNext nach vorne setzen.

Eine Auflistung aller zur Verfügung stehenden Elementfunktionen der Standardklasse "Database" befindet sich im Kapitel "Database: Überblick", S. 182.

4.4 Standardklasse "Recordset"

Die Standardklasse "Recordset" erlaubt den Zugriff auf Daten in einer Datenbank. Ein Objekt der Klasse "Recordset" kann nicht über den **New** Befehl angelegt werden. Es wird stattdessen von **Database.OpenRecordset** der Standardklasse "Database" zurückgegeben.



- Um die Standardklasse "Database" in NextView®4 Script zur Verfügung zu stellen, muss man am Anfang des Scripts das Modul "Database" (db) importieren (s. "Import", S. 163).
 - Alle geöffneten Recordsets müssen vor dem Schließen oder erneutem Öffnen einer Datenbank unbedingt geschlossen werden.
-

```
' Database Support am Anfang des NextView Scripts importieren.
Import "db"
...

Sub Test ()
  Dim i As Integer
  Dim db As Database

  Set db = New Database

  if db.Open ("DSN=myDSN") <> 0 then

    Dim rs As Recordset
    Set rs = db.OpenRecordset ("SELECT * FROM Serial_Table")

    For i = 1 To rs.Columns
      Print rs.ColumnName (i)
    Next
  ' alle Recordset vor erneutem Öffnen der Datenbank wieder freigeben
  set rs = Nothing

  Else
    Print "not opened"
  End if
End Sub
```

4.4.1 Recordset: Überblick

Elementfunktion	Beschreibung
<code>Recordset.Columns</code>	liefert die Anzahl der Spalten
<code>Recordset.ColumnName</code>	liefert den Namen einer Spalte
<code>Recordset.IsBof</code>	gibt an, ob der Cursor in der ersten Zeile ist
<code>Recordset.IsEof</code>	gibt an, ob der Cursor in der letzten Zeile ist
<code>Recordset.AddNew</code>	legt eine neue Zeile an
<code>Recordset.Update</code>	schreibt Änderungen an den Datenbankserver
<code>Recordset.Edit</code>	macht eine Zeile editierbar
<code>Recordset.MoveFirst</code>	bewegt den Cursor in die erste Zeile
<code>Recordset.MoveNext</code>	bewegt den Cursor in die letzte Zeile
<code>Recordset.Value</code>	setzt bzw. liefert den Spaltenwert der aktuellen Zeile

4.4.2 Recordset.Columns

```
Function Columns () As Integer
```

Die Funktion `Columns()` liefert die Anzahl der Spalten im Recordset.

Eine Auflistung aller verfügbaren Elementfunktionen der Standardklasse "Recordset" befindet sich im Kapitel "Recordset: Überblick", S. 186.

4.4.3 Recordset.ColumnName

```
Sub ColumnName (index As Integer)
```

Die Funktion `ColumnName()` liefert den Namen der Spalte Nummer `index` im Recordset zurück.

```

...
Set rs = db.OpenRecordset (...)

For i = 1 To rs.Columns
  Print rs.ColumnName (i)
Next
...
' alle Recordset vor erneutem Öffnen der Datenbank wieder freigeben
  set rs = Nothing
...

```

Eine Auflistung aller verfügbaren Elementfunktionen der Standardklasse "Recordset" befindet sich im Kapitel "Recordset: Überblick", S. 186.

4.4.4 Recordset.IsBof

```
Function IsBof () As Boolean
```

Die Funktion **IsBof()** gibt an, ob der Cursor im Recordset in der ersten Zeile (*Beginning of File*) steht.

Eine Auflistung aller verfügbaren Elementfunktionen der Standardklasse "Recordset" befindet sich im Kapitel "Recordset: Überblick", S. 186.

4.4.5 Recordset.IsEof

```
Function IsEof () As Boolean
```

Die Funktion **IsEof()** gibt an, ob der Cursor im Recordset in der letzten Zeile (*End of File*) steht.

Eine Auflistung aller verfügbaren Elementfunktionen der Standardklasse "Recordset" befindet sich im Kapitel "Recordset: Überblick", S. 186.

4.4.6 Recordset.AddNew

```
Sub AddNew ()
```

Die Funktion **AddNew()** fügt dem Recordset eine neue Zeile am Ende hinzu. Die Änderung in der Datenbank wird erst nach dem Aufruf von **Update** (s. "**Recordset.Update**", S. 188) übernommen.

```
...  
Dim rs As Recordset  
Set rs = db.OpenRecordset ("SELECT FROM TestTable", dbDynaset)  
...  
rs.AddNew  
rs.Value(rs.ColumnName (1)) = "xxx"  
rs.Update  
...  
' alle Recordset vor erneutem Öffnen der Datenbank wieder freigeben  
set rs = Nothing  
...
```

Eine Auflistung aller verfügbaren Elementfunktionen der Standardklasse "Recordset" befindet sich im Kapitel "Recordset: Überblick", S. 186.

4.4.7 Recordset.Update

```
Sub Update ()
```

Die Funktion **Update()** schreibt alle am Recordset vorgenommenen Änderungen an den Datenbankserver zurück.

Eine Auflistung aller verfügbaren Elementfunktionen der Standardklasse "Recordset" befindet sich im Kapitel "Recordset: Überblick", S. 186.

4.4.8 Recordset.Edit

```
Sub Edit ()
```

Die Funktion **Edit()** macht die Zeile im Recordset, in der der Cursor steht editierbar.

Eine Auflistung aller verfügbaren Elementfunktionen der Standardklasse "Recordset" befindet sich im Kapitel "Recordset: Überblick", S. 186.

4.4.9 Recordset.MoveFirst

```
Sub MoveFirst ()
```

Die Funktion **MoveFirst()** setzt den Cursor auf die erste Zeile im Recordset. Befinden sich im Recordset keine Daten, liefert danach **Recordset.IsEOF()** "True" zurück.

Eine Auflistung aller verfügbaren Elementfunktionen der Standardklasse "Recordset" befindet sich im Kapitel "Recordset: Überblick", S. 186.

4.4.10 Recordset.MoveNext

```
Sub MoveNext ()
```

Die Funktion **MoveNext()** setzt den Cursor auf die nächste Zeile im Recordset. Liefert danach **Recordset.IsEOF()** vor dem Aufruf von **MoveNext()** "True" zurück, so erzeugt **MoveNext()** einen Laufzeitfehler.

Eine Auflistung aller verfügbaren Elementfunktionen der Standardklasse "Recordset" befindet sich im Kapitel "Recordset: Überblick", S. 186.

4.4.11 Recordset.Value

```
'Wert lesen:
  Function Value (columnName As String) As String

'neuen Wert setzen:
  Value (columnName) = newValue ' newValue als String
```

Value() liefert bzw. setzt in der aktuellen Zeile den Wert in der Spalte mit dem Namen **columnName**.

```
...
if db.Open ("DSN = DBNVTest") > 0 then

  Dim rs As Recordset
  Set rs = db.OpenRecordset ("SELECT FROM TestTable")
  ...
  rs.AddNew
  rs.Value(rs.ColumnName (1)) = "new product"
  rs.Update
print rs.Value(rs.ColumnName(1))
...
```

Eine Auflistung aller verfügbaren Elementfunktionen der Standardklasse "Recordset" befindet sich im Kapitel "Recordset: Überblick", S. 186.

4.5 Standardklasse "Directory"

Für den Zugriff auf Verzeichnisse und Dateien des Betriebssystems (Operating System) gibt es in **NextView®4 Script** die Standardklasse "Directory". Ein Objekt der Klasse "Directory" wird über den **New** Befehl angelegt.



- Um die Standardklasse "Directory" in NextView®4 Script zur Verfügung zu stellen, muss man am Anfang des NextView®4 Scripts das Modul Operating System (OS) importieren (s. "Import", S. 163).
 - Zur Ausführung der Routinen der Klasse "Directory" muss der Benutzer Schreib- und/oder Leserechte in den Verzeichnissen besitzen und die zu bearbeitenden Dateien dürfen nicht von einem Programm geöffnet sein.
-

Das folgende Beispiel holt die Dateinamen der vorhandenen Dateien in dem Verzeichnis `c:\Programme\Nextview 4.4\`:

```
' Operating System Support importieren.
Import "os"
...

Sub Test ()
  Dim dir as Directory
  Dim str, names(40) as String
  Dim i as Integer

  set dir = new Directory
  i = 0
  names(i) = dir.FindFirst("c:\Programme\NextView 4.4\*.*)")
  do
    str = dir.FindNext
    if str <> "" then
      i= i+1
      names(i) = str
    End If
  Loop until (str = "" Or i >= ubound(names))
  dir.FindClose
  ...
End Sub
```

4.5.1 Directory: Überblick

Elementfunktion	Beschreibung
<code>Directory.FindFirst</code>	liefert die erste Datei im angegebenen Verzeichnispfad
<code>Directory.FindNext</code>	liefert die nächste Datei
<code>Directory.FindClose</code>	beendet die Dateisuche
<code>Directory.MakeDir</code>	legt ein Verzeichnis an
<code>Directory.RemoveDir</code>	löscht ein leeres Verzeichnis
<code>Directory.CopyFile</code>	kopiert eine vorhandene Datei
<code>Directory.MoveFile</code>	verschiebt eine vorhandene Datei oder Verzeichnis
<code>Directory.DeleteFile</code>	löscht eine vorhandene Datei

4.5.2 Directory.FindFirst

```
Function FindFirst (path as String) As String
```

Die Funktion **FindFirst** liefert den ersten Dateinamen im angegeben Verzeichnispfad **path**. Der Pfad **path** kann Platzhalter, wie ***** oder **?** enthalten.

```
Function FileExists (name as String) as Boolean
    Dim str as String
    Dim dir as Directory
    set dir = new Directory
    str = dir.FindFirst(name)
    if str <> "" then
        FileExists = True
    else
        FileExists = False
    end if
    dir.FindClose
end Function
```

Eine Auflistung aller verfügbaren Elementfunktionen der Standardklasse "Directory" befindet sich im Kapitel "Directory: Überblick", S. 192.

4.5.3 Directory.FindNext

```
Function FindNext () As String
```

Die Funktion **FindNext** liefert den nächsten Dateinamen im Verzeichnispfad, der im Befehl "**Directory.FindFirst**" angegeben wurde.

Eine Auflistung aller verfügbaren Elementfunktionen der Standardklasse "Directory" befindet sich im Kapitel "Directory: Überblick", S. 192.

4.5.4 Directory.FindClose

```
Sub FindClose ()
```

Die Prozedur **FindClose** schliesst die Dateisuche von **Directory.FindFirst**.

Eine Auflistung aller verfügbaren Elementfunktionen der Standardklasse "Directory" befindet sich im Kapitel "Directory: Überblick", S. 192.

4.5.5 Directory.MakeDir

```
Function MakeDir (path as String) As Boolean
```

Die Funktion **MakeDir** legt ein Verzeichnis mit Namen **path** an und liefert **True** zurück, wenn das Erzeugen gelungen ist.

Eine Auflistung aller verfügbaren Elementfunktionen der Standardklasse "Directory" befindet sich im Kapitel "Directory: Überblick", S. 192.

4.5.6 Directory.RemoveDir

```
Function RemoveDir (path as String) As Boolean
```

Die Funktion **RemoveDir** löscht ein leeres Verzeichnis mit Namen **path** und liefert **True** zurück, wenn das Löschen erfolgreich war. Befindet sich noch eine Datei im Verzeichnis oder trat ein anderer Fehler auf, wird das Verzeichnis nicht gelöscht und **False** zurückgegeben.

Eine Auflistung aller verfügbaren Elementfunktionen der Standardklasse "Directory" befindet sich im Kapitel "Directory: Überblick", S. 192.

4.5.7 Directory.CopyFile

```
Function CopyFile (name as String, newname as String,  
overwrite as Boolean) As Boolean
```

Die Funktion **CopyFile** kopiert eine vorhandene Datei **name** in eine neue Datei mit Namen **newname**. Ist **overwrite** gleich **True**, wird eine vorhandene Datei überschrieben.

Eine Auflistung aller verfügbaren Elementfunktionen der Standardklasse "Directory" befindet sich im Kapitel "Directory: Überblick", S. 192.

4.5.8 Directory.MoveFile

```
Function MoveFile (name as String, newname as String) As  
Boolean
```

Die Funktion **MoveFile** verschiebt eine vorhandene Datei oder Verzeichnis **name** nach **newname**. Bei Verzeichnissen muss **newname** sich auf dem gleichen Laufwerk befinden. Weder die Datei oder das Verzeichnis darf existieren.

Eine Auflistung aller verfügbaren Elementfunktionen der Standardklasse "Directory" befindet sich im Kapitel "Directory: Überblick", S. 192.

4.5.9 Directory.DeleteFile

```
Function DeleteFile (name as String) As Boolean
```

Die Funktion **DeleteFile** löscht eine vorhandene Datei **name**.

Eine Auflistung aller verfügbaren Elementfunktionen der Standardklasse "Directory" befindet sich im Kapitel "Directory: Überblick", S. 192.

4.6 Standardklasse "Stream"

Für den Zugriff auf Textdateien und serielle Schnittstellen gibt es in **NextView®4 Script** die Standardklasse "Stream". Ein Objekt der Klasse "Stream" kann nicht über den **New** Befehl angelegt werden. Es wird stattdessen von der Funktion **Stream.FileStream** zurückgegeben.



Um die Standardklasse "Stream" in NextView®4 Script zur Verfügung zu stellen, muss man am Anfang des NextView®4 Scripts das Modul Operating System (OS) importieren (s. "Import", S. 163).

Das folgende Beispiel erzeugt eine Textdatei **datafile.txt**, hängt Daten an der Datei an, liest die Datei anschließend wieder ein und gibt deren Inhalt aus:

```
' Stream Support am Anfang des NextView Scripts importieren.
Import "os"
...

Sub Test ()
    Dim fio as Stream
    Dim i as Integer

    ' Textdatei datafile.txt erzeugen mit schreibendem Zugriff
    set fio = FileStream("datafile.txt", "w")
    if fio is Nothing then Exit Sub

    fio.Print "Dies ist eine Beispieldatei." & chr(13) & chr(10)
    fio.Close

    ' Textdatei datafile.txt öffnen um etwas am Ende einzufügen
    set fio = FileStream("datafile.txt", "a")
    if fio is Nothing then Exit Sub

    i = fio.Seek (0, StreamEnd)
    fio.Print "1" & chr(13) & chr(10)
    fio.Print "2" & chr(13) & chr(10)
    fio.Print "3" & chr(13) & chr(10)
    fio.Close
```

```

' Textdatei datafile.txt öffnen mit lesendem Zugriff
set fio = FileStream("datafile.txt", "r")
if fio is Nothing then Exit Sub

do while Not(fio.IsEof)
    print fio.gets
loop
fio.Close

End Sub

```

Das folgende Beispiel liest eine durch Zeilenumschaltung (Carriage Return) terminierte Zeile von einer seriellen Schnittstelle und gibt diese aus:

```

' Stream Support am Anfang des NextView Scripts importieren.
Import "os"
...

Sub Test ( )
    Dim ch as String
    Dim str as String
    Dim timeout as Integer
    Dim fio as Stream

    set fio = FileStream("com1", "w+")
    if fio is Nothing then
        Print "Error: Open COM failed."
        Exit Sub
    End If

    If fio.CommSetup ("38400", CommParityNone) <> 0 Then Exit Sub

    ' String an serielles Gerät schicken
    fio.Print "Sequenz starten" & chr(13) & chr(10)

    ' den durch ein Carriage Return beeendeten String empfangen
    timeout = TickCount

    do while (TickCount < (timeout+5000)) AND ch <> chr(13)
        ch = fio.getc
        if (ch <> "") then
            str = str & ch
            timeout = TickCount
        end if
    loop

    if (TickCount >= (timeout+5000)) then print "Timeout"
    print str
    fio.Close
End Sub

```

4.6.1 Stream: Überblick

Elementfunktion	Beschreibung
<code>Stream.FileStream</code>	liefert ein Stream Objekt zurück
<code>Stream.Close</code>	schließt den Stream
<code>Stream.Seek</code>	verändert die Schreib-/Leseposition im Stream
<code>Stream.Rewind</code>	setzt die Schreib-/Leseposition an den Anfang des Streams
<code>Stream.Get</code>	liefert die nächste Zeile des Streams zurück
<code>Stream.Getc</code>	liefert ein Zeichen des Streams zurück
<code>Stream.IsEof</code>	gibt an, ob das Ende des Streams erreicht wurde
<code>Stream.Print</code>	gibt eine Zeile auf dem Stream aus
<code>Stream.Size</code>	gibt die Größe des Streams zurück
<code>Stream.Modtime</code>	gibt Datum und Uhrzeit der letzten Streamänderung zurück
<code>Stream.CommSetup</code>	setzt die Baudrate des seriellen COM Streams
<code>Stream.CommControl</code>	verändert die seriellen COM Leitungen DTR und RTS
<code>Stream.CommState</code>	holt den Status der seriellen COM Leitungen CTS, DSR, RING, und RLSD

4.6.2 Stream.FileStream

```
Function FileStream (path as String, mode as String) As Stream
```

Die Funktion **FileStream** liefert den Stream mit dem Pfad **path** zurück mit dem eingestellten Zugriffsmodus **mode**. Der angegebene Pfad zu dem zu öffnenden Stream kann relativ oder absolut sein. Es können Textdateien und auch serielle Schnittstellen (z. B. "COM1") als Stream geöffnet werden. Als Zugriffsmodus **mode** sind folgende Optionen möglich:

mode	Bedeutung
r	Öffnet einen Stream mit lesendem Zugriff. Wenn der Stream nicht existiert oder gefunden wird, schlägt das Öffnen fehl.
w	Erzeugt einen leeren Stream mit schreibendem Zugriff. Existiert der Stream bereits, geht der Inhalt verloren.
a	Öffnet einen Stream um etwas anzuhängen. Existiert die Datei nicht, wird sie erzeugt. Wenn die Datei bereits existiert, wird ihr Inhalt nicht gelöscht.
r+	Öffnet einen Stream zum Lesen und Schreiben. Wenn der Stream nicht existiert oder gefunden wird, schlägt das Öffnen fehl.
w+	Erzeugt einen leeren Stream zum Lesen und Schreiben. Existiert der Stream bereits, geht der Inhalt verloren.
a+	Öffnet einen Stream zum Lesen und Anhängen. Existiert die Datei nicht, wird sie erzeugt. Wenn die Datei bereits existiert, wird ihr Inhalt nicht gelöscht.

Eine Auflistung aller zur Verfügung stehenden Elementfunktionen der Standardklasse "Stream" befindet sich im Kapitel "Stream: Überblick", S. 198.

4.6.3 Stream.Close

Sub Close ()

Die Prozedur **Close()** schließt einen offenen Stream.

Eine Auflistung aller zur Verfügung stehenden Elementfunktionen der Standardklasse "Stream" befindet sich im Kapitel "Stream: Überblick", S. 198.

4.6.4 Stream.Seek

Function Seek (pos as Integer, start as Integer) as Integer

Die Funktion **Seek()** setzt den Schreib-/Lesezeiger im Stream auf die Position **pos** relativ zu **start**. Die Funktion liefert den Wert des Schreib-/Lesezeigers nach dem Aufruf im Stream zurück.

Für **start** sind folgende Werte möglich:

start	Bedeutung
StreamBegin	Position ist relativ zum Stream Anfang
StreamEnd	Position ist relativ zum Stream Ende
StreamCurrent	Position ist relativ zur momentanen Position im Stream

Beispielsweise setzt **Seek(0, StreamEnd)** den Schreib-/Lesezeiger ans Ende des Streams.

Eine Auflistung aller zur Verfügung stehenden Elementfunktionen der Standardklasse "Stream" befindet sich im Kapitel "Stream: Überblick", S. 198.

4.6.5 Stream.Rewind

Sub Rewind ()

Die Prozedur **Rewind()** setzt den Schreib-/Lesezeiger an den Anfang des Streams.

Eine Auflistung aller zur Verfügung stehenden Elementfunktionen der Standardklasse "Stream" befindet sich im Kapitel "Stream: Überblick", S. 198.

4.6.6 Stream.Gets

Function Gets () as String

Die Funktion **Gets()** liest eine Zeile aus dem Stream. Es werden soviel Zeichen aus dem Stream gelesen, bis ein Zeilenende (*Carriage Return*) oder das Ende des Streams erreicht wurde, oder maximal 1024 Zeichen auf einmal gelesen wurden.

Eine Auflistung aller zur Verfügung stehenden Elementfunktionen der Standardklasse "Stream" befindet sich im Kapitel "Stream: Überblick", S. 198.

4.6.7 Stream.Getc

```
Function Getc () as String
```

Die Funktion **Getc** () liest ein Zeichen aus dem Stream.

Eine Auflistung aller zur Verfügung stehenden Elementfunktionen der Standardklasse "Stream" befindet sich im Kapitel "Stream: Überblick", S. 198.

4.6.8 Stream.IsEof

```
Function IsEof () as Boolean
```

Die Funktion **IsEof** () liefert **True**, wenn das Ende des Streams erreicht wurde.

Eine Auflistung aller zur Verfügung stehenden Elementfunktionen der Standardklasse "Stream" befindet sich im Kapitel "Stream: Überblick", S. 198.

4.6.9 Stream.Print

```
Sub Print (str as String)
```

Die Prozedur **Print(str)** schreibt den String **str** in den Stream an der momentanen Schreib-/Lesezeiger Position.



Um bei einem existierenden Stream mit der Funktion `Print` Zeichen anzuhängen, muss man den Stream mit Zugriffsmodus "a" oder "a+" geöffnet haben (s. "`Stream.FileStream`", S. 198) und der Schreib-/Lesezeiger muss vor dem `Print`-Aufruf ans Ende des Streams gesetzt (`Seek(0, StreamEnd)`, s. "`Stream.Seek`", S. 199) worden sein.

Eine Auflistung aller zur Verfügung stehenden Elementfunktionen der Standardklasse "Stream" befindet sich im Kapitel "Stream: Überblick", S. 198.

4.6.10 Stream.Size

```
Function Size () as Integer
```

Die Funktion `Size()` liefert die Größe des Streams zurück.

Eine Auflistung aller zur Verfügung stehenden Elementfunktionen der Standardklasse "Stream" befindet sich im Kapitel "Stream: Überblick", S. 198.

4.6.11 Stream.Modtime

```
Function Modtime () as String
```

Die Funktion `Modtime()` gibt Datum und Uhrzeit der letzten Streamänderung zurück.

Dabei wird folgendes Format verwendet:

`YYYY-MM-DD hh:mm:ss`

mit: **YYYY:** Jahr
MM: Monat
DD: Tag
hh: Stunde
mm: Minute
ss: Sekunde

Eine Auflistung aller zur Verfügung stehenden Elementfunktionen der Standardklasse "Stream" befindet sich im Kapitel "Stream: Überblick", S. 198.

4.6.12 Stream.CommSetup

```
Function CommSetup (baud as String, Optional parity as
Integer = CommParityNone, Optional stop as Integer =
CommStopBits10) as Integer
```

Die Funktion **CommSetup(baud)** setzt die Baudrate des seriellen COM Streams auf **baud**. Die Funktion liefert den Wert **0** zurück, wenn der Aufruf funktioniert hat.

Für die Parity Bits **parity** und die Anzahl der Stopbits **stop** sind folgende Werte möglich:

Stop Bits	Wert
CommStopBits10	1 stop bit
CommStopBits15	1,5 stop bits
CommStopBits20	2 stop bits

Parity Prüfbits	Wert
CommParityNone	No parity
CommParityOdd	Odd parity
CommParityEven	Even parity
CommParityMark	Mark parity
CommParitySpace	Space parity

```
Dim fio as Stream
set fio = FileStream("com1", "w+")
If fio.CommSetup ("38400", CommParityOdd, ComStopBits10) <> 0 Then
    ...
End If
```

Eine Auflistung aller zur Verfügung stehenden Elementfunktionen der Standardklasse "Stream" befindet sich im Kapitel "Stream: Überblick", S. 198.

4.6.13 Stream.CommControl

```
Function CommControl (dtr as Integer, rts as Integer) as Integer
```

Die Funktion **CommControl(dtr, rts)** verändert die seriellen COM Leitungen DTR (*data-terminal-ready*) und RTS (*request-to-send*). Die Funktion liefert den Wert 0 zurück, wenn der Aufruf funktioniert hat.

Die jeweilige Leitung kann folgendermaßen beeinflusst werden:

Zustand	Bedeutung
-1	keine Änderung an der Leitung
0	Leitung wird gelöscht
1	Leitung wird gesetzt

Eine Auflistung aller zur Verfügung stehenden Elementfunktionen der Standardklasse "Stream" befindet sich im Kapitel "Stream: Überblick", S. 198.

4.6.14 Stream.CommState

```
Function CommState (Byref cts As Integer, Byref dsr As Integer, Byref ring As Integer, Byref rlSD As Integer) As Integer
```

Die Funktion **CommState(cts, dsr, ring, rlSD)** holt den Status der seriellen COM Leitungen CTS (*clear-to-send*), DSR (*data-set-ready*), RING (*ring indicator*), und RLSD (*receive-line-signal-detect*). Die Funktion liefert den Wert 0 zurück, wenn der Aufruf funktioniert hat.

Die jeweiligen Leitungen haben folgenden Zustand:

Zustand	Bedeutung
0	Leitung ist nicht gesetzt
1	Leitung ist gesetzt

Eine Auflistung aller zur Verfügung stehenden Elementfunktionen der Standardklasse "Stream" befindet sich im Kapitel "Stream: Überblick", S. 198.

4.7 Standardklasse "Clipboard"

Für den Zugriff auf die Zwischenablage des Betriebssystems (Operating System) Windows® gibt es in **NextView®4 Script** die Standardklasse "Clipboard". Ein Objekt der Klasse "Clipboard" wird über den **New** Befehl angelegt.



Um die Standardklasse "Clipboard" in NextView®4 Script zur Verfügung zu stellen, muss man am Anfang des NextView®4 Scripts das Modul Operating System (OS) importieren (s. "Import", S. 163).

Das folgende Beispiel zeigt die Verwendung der Standardklasse "Clipboard":

```
' Operating System Support importieren.  
Import "os"  
...  
  
Sub Test ()  
    Dim clip as Clipboard  
    Dim str as String  
    Dim i as Integer  
  
    set clip = new Clipboard  
    if clip.Open then  
        str = ""  
        for i = 1 to 16  
            str = str & " " & NvAnalogIn(i).value  
        next  
        clip.Text = str  
        clip.Close ' für andere Zwischenablage zugänglich machen  
    end if  
End Sub
```

4.7.1 Clipboard: Überblick

Elementfunktion	Beschreibung
<code>Clipboard.Open</code>	öffnet die Zwischenablage
<code>Clipboard.Text</code>	schreibt oder liest aus der Zwischenablage
<code>Clipboard.Close</code>	schließt die Zwischenablage

4.7.2 Clipboard.Open

```
Function Open () As Boolean
```

Die Funktion **Open** öffnet die Zwischenablage des Betriebssystems für die Benutzung in **NextView@4 Script**. Andere Programme können auf die Zwischenablage erst wieder zugreifen, wenn sie wieder geschlossen wurde (s. "**Clipboard.Close**", S. 208).

Eine Auflistung aller verfügbaren Elementfunktionen der Standardklasse "**Clipboard**" befindet sich im Kapitel "**Clipboard: Überblick**", S. 207.

4.7.3 Clipboard.Text

```
' Clipboard Inhalt auslesen
Function Text () As String
' Clipboard Inhalt schreiben
text = newText
```

Mit der Funktion **text** wird der Inhalt der Zwischenablage ausgelesen oder ein neuer Inhalt kann in die Zwischenablage abgelegt werden.

Eine Auflistung aller verfügbaren Elementfunktionen der Standardklasse "**Clipboard**" befindet sich im Kapitel "**Clipboard: Überblick**", S. 207.

4.7.4 Clipboard.Close

```
Sub Close()
```

Die Prozedur **Close** schließt die Zwischenablage für **NextView®4 Script**. Erst dann kann man auf die Zwischenablage von einem anderen Programm aus zugreifen.

Eine Auflistung aller verfügbaren Elementfunktionen der Standardklasse "Clipboard" befindet sich im Kapitel "Clipboard: Überblick", S. 207.

4.8 Standardklasse "XNF"

Für den Zugriff auf Initialisierungs-Textdateien im Windows® INI-Format gibt es in **NextView®4 Script** die Standardklasse "XNF" (*extended INI File format*). Ein Objekt der Klasse "XNF" wird über den **New** Befehl angelegt. Die Klasse "XNF" stellt einige einfache Prozeduren für den Zugriff auf INI-Dateien zur Verfügung.



Um die Standardklasse "XNF" in NextView®4 Script zur Verfügung zu stellen, muss man am Anfang des NextView®4 Scripts das Modul XNF importieren (s. "Import", S. 163).

Das folgende Beispiel zeigt die Verwendung der Standardklasse "XNF" für eine Initialisierungsdatei **Init.xnf** im Verzeichnis **c:\data** mit folgendem Inhalt:

```
[General]
Date=2010-01-22
AnalogOutNumber=2
[AnalogOut1]
Filename=Points1.txt
[AnalogOut2]
Filename=Points2.txt

Import "XNF"
...
```



```

Dim IniFile as XNF
Dim i as Integer
Dim nAnOut as Integer
Dim AnOutFileName(20) as String

Set IniFile = new XNF

If IniFile.LoadParams("c:\data\init.xnf") Then
  Print "Init Datum: " & IniFile.GetSectionParam ("General", "Date")
  nAnOut = IniFile.GetSectionParam ("General", "AnalogOutNumber")
  for i = 1 to nAnOut
    AnOutFileName(i) = IniFile.GetSectionParam ("AnalogOut"&i,
                                                "Filename")
  Next
Else
  print "Open XNF file failed."
End If

```

4.8.1 XNF: Überblick

Elementfunktion	Beschreibung
XNF.LoadParams	öffnet eine XNF Textdatei
XNF.SaveParams	schreibt eine XNF Textdatei
XNF.SectionCount	liefert die Anzahl der XNF Bereiche
XNF.GetSectionName	liefert einen XNF Bereichsnamen
XNF.SectionLineCount	liefert die Anzahl der Zeilen in einem XNF Bereich
XNF.GetSectionLine	liefert eine Zeile aus einem XNF Bereich
XNF.GetSectionParam	liest einen Parameter aus einem XNF Bereich
XNF.SetSectionParam	setzt einen Parameter in einem XNF Bereich
XNF.DeleteSection	löscht den Inhalt eines XNF Bereichs

4.8.2 XNF.LoadParams

Function LoadParams (filename as String) As Boolean

Die Funktion **LoadParams** öffnet eine Initialisierungs-Textdatei, die im Windows® INI-Format geschrieben ist.

Eine Auflistung aller zur Verfügung stehenden Elementfunktionen der Standardklasse "XNF" befindet sich im Kapitel "XNF: Überblick", S. 209.

4.8.3 XNF.SaveParams

```
Function SaveParams (filename as String, merge as Integer) as Boolean
```

Speichert die XNF-Bereiche in eine INI-Datei mit dem Namen **filename**. Bei **merge = 1** werden die INI-Bereiche an die existierende Bereiche in der INI-Datei angehängt, andernfalls wird eine neue Datei erzeugt.

```
Dim IniFile as XNF
Set IniFile = new XNF

if IniFile.SetSectionParam ("AnalogOut1","Filename","AnOut1.txt")
then
    print "Set Ok"
End If

if IniFile.SaveParams("c:\data\newinit.xnf",0) then
    print "Save Ok"

End If
```

Eine Auflistung aller zur Verfügung stehenden Elementfunktionen der Standardklasse "XNF" befindet sich im Kapitel "XNF: Überblick", S. 209.

4.8.4 XNF.SectionCount

```
Function SectionCount () as Integer
```

Liefert die Anzahl der XNF-Bereiche.

```
print "Anzahl Bereiche: " & IniFile.SectionCount
```

Eine Auflistung aller zur Verfügung stehenden Elementfunktionen der Standardklasse "XNF" befindet sich im Kapitel "XNF: Überblick", S. 209.

4.8.5 XNF.GetSectionName

```
Function GetSectionName (index as Integer) as String
```

Liefert den Namen des XNF-Bereichs **index**. Dieser beginnt bei 1 bis zur Anzahl an XNF-Bereichen (s. "**XNF.SectionCount**", S. 210).

```
print "1. Bereich Name: " & IniFile.GetSectionName(1)
```

Eine Auflistung aller zur Verfügung stehenden Elementfunktionen der Standardklasse "XNF" befindet sich im Kapitel "XNF: Überblick", S. 209.

4.8.6 XNF.SectionLineCount

```
Function SectionLineCount (section as String) as Integer
```

Liefert die Anzahl der Zeilen eines XNF-Bereichs.

Eine Auflistung aller zur Verfügung stehenden Elementfunktionen der Standardklasse "XNF" befindet sich im Kapitel "XNF: Überblick", S. 209.

4.8.7 XNF.GetSectionLine

```
Function GetSectionLine (section as String, index as Integer)
as String
```

Liefert die Zeile **index** aus dem XNF Bereich **section**. **Index** beginnt bei 1 bis zur Anzahl an Zeilen in einem XNF-Bereich (s. "**XNF.SectionLineCount**", S. 211).

Eine Auflistung aller zur Verfügung stehenden Elementfunktionen der Standardklasse "XNF" befindet sich im Kapitel "XNF: Überblick", S. 209.

4.8.8 XNF.GetSectionParam

```
Function GetSectionParam (section as String, name as String)
as String
```

Liest den Parameter **name** aus dem Bereich **section**.

```
[Data1]
NameX=Testwert

Dim str as String
str = IniFile.GetSectionParam("Data1","NameX")
Print str ' gibt Testwert aus
```

Eine Auflistung aller zur Verfügung stehenden Elementfunktionen der Standardklasse "XNF" befindet sich im Kapitel "XNF: Überblick", S. 209.

4.8.9 XNF.SetSectionParam

```
Function SetSectionParam (section as String, name as String,
value as String) as Boolean
```

Schreibt den Wert **value** des Parameters **name** in dem XNF-Bereich **section**.

```
Dim str as String
If IniFile.SetSectionParam("Section2","NameY","Testwert Y") Then
End If
```

Erzeugt folgenden Bereich in einer XNF-Datei:

```
[Section2]  
NameY=Testwert Y
```

Eine Auflistung aller zur Verfügung stehenden Elementfunktionen der Standardklasse "XNF" befindet sich im Kapitel "XNF: Überblick", S. 209.

4.8.10 XNF.DeleteSection

```
Sub DeleteSection (section as String)
```

Löscht den Inhalt eines Bereichs in einem XNF-Objekt.

Eine Auflistung aller zur Verfügung stehenden Elementfunktionen der Standardklasse "XNF" befindet sich im Kapitel "XNF: Überblick", S. 209.

5 Index

?

?= Operator 49, 87

?= Zuweisungsoperator 49, 87

A

abgerundeter Wert 180

Aborted 107

Abrundungsfunktion 180

Abs 181

Absolutwert 181

Absolutzeit 102, 104, 105, 130

Achse

Maximum 104

Minimum 104

Acos 178

Activate 68

ActiveDisplay 66

ActiveSheet 65

Add 112, 137, 140, 142, 145, 148

Addition 29

AddNew 188

Analogausgang 56

Analogeingang 56

And 29, 30

Anfangspunkt 124

Anführungszeichen

setzen 165

angle 176, 177

Anzeige

aktive 66

Anzahl 68

Breite 72

Drucken 73

Größe und Position 72

Höhe 72

Name 64

Nummer 68

Schriftparameter 73

Anzeigebereich

obere Grenze 126

untere Grenze 126

Arcuskosinus 178

Arcussinus 178

Arcustangens 178

Argument 33

optional 33, 35

übergeben 36

Array 21, 24, 30

deklarieren 24

Dimension 25, 160

dynamisch 26

Größe 26

Index 24

mehrdimensional 25

obere Indexgrenze 24, 160

untere Indexgrenze 24, 160

Wertebereich 25

Zugriff 25

asc 156

Asc 156

ASCII-Code 156

Asin 178

AskOverwrite 114

Atan 178

aufgerundeter Wert 181

Aufrundungsfunktion 181

Ausdruck 28

Ausdruckskonvertierung 31

Ausgabeformat 129, 132

ausgeben 133

Datum 132

dezimal 132

exponential 132

Feldbreite 132

feste Anzahl Nachkommastellen 132

hexadezimal 132

mit fester Einheit 132

Nachkommastellen 133

wissenschaftliche Darstellung 132

Zeit 132

B

Bandpass 146
 Bandsperre 146
 BASIC 15
 bedingte Anweisung 37
 If ... Then ... Else 37
 Select Case 39
 Beenden 55
 Beginning of file 187
 Bessel 146
 Binärsystem 20
 Bittafeln 30
 BlackCursor 89
 Blatt 44
 aktives 65
 aktivieren 68
 Anzahl 63
 drucken 69
 Name 63, 68
 Nummer 63
 Boolean 21
 Browse 108, 113
 Butterworth 146
 buttons 162
 ByRef 36
 Byte 21
 ByVal 36

C

Case 40
 Ceil 181
 checkExisting 53
 Chr 156
 Class 44
 Clipboard 206
 Close 208
 Open 207
 Text 207
 Close 183, 199, 208

ColumnName 186
 Columns 186
 CommControl 204
 Comment 60, 121
 CommSetup 203
 CommState 204
 CopyFile 194
 Cos 176
 Cosh 177
 Create 115
 CreateTrain 117
 Cursor
 ein-/ausgeschaltet 102
 erste Zeile 187
 letzte Zeile 187
 Wert 102

D

Data Source Name 183
 Database 182, 185
 Close 183
 Execute 183
 Open 183
 OpenRecordset 184
 Date 159
 Datei
 kopieren 194
 löschen 195
 verschieben 194
 Datei erzeugen
 Dateiformat setzen/lesen 114
 Dateiname setzen/lesen 113
 Dialog anzeigen 113
 gleichnamige überschreiben 114
 Signale hinzufügen 112
 Signalliste leeren 113
 Datei öffnen 110
 Dateiname setzen/lesen 109
 Dialog anzeigen 108
 Optionen 110
 Datenbank
 öffnen 183
 schließen 183

- Datentyp 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 30, 31, 43
 - Array 21
 - Boolean 21
 - Byte 21
 - Double 21
 - einfach 22, 24, 25
 - Integer 21
 - Klasse 21
 - Rangfolge 50
 - String 21
- DateSerial 171
- DateTimeValue 168
- DateValue 167
- Datum 159
 - Einzelangaben extrahieren 171
 - Einzelangaben in Wert konvertieren 171
 - Format 169
 - in Gregorianischen Kalender konvertieren 174
 - lesen 167
 - Wert in Zeichenkette konvertieren 169
 - Zeichenkette in Wert konvertieren 167
- Datum/Uhrzeit
 - Zeichenkette in Wert konvertieren 168
- Datumsformat 132
- Datum-Uhrzeit-Format 22
- dbDynaset 184
- dbForwardOnly 184
- dbnone 184
- dbtype 184
- def 163
- Definitionen
 - einfügen 164
- Deklarationsteil 22, 37
- DeleteFile 195
- DeleteSection 213
- dezimale Darstellung 132
- Dezimalsystem 20
- Dialogbox 162
- Differentiation
 - durchführen 142
 - Listeneinträge löschen 143
 - Signale der Liste hinzufügen 142
- Digitalkanal 56
- Digitalleitung 57
- Digitalmultimeter
 - aktive Farbe lesen 99
 - aktive Farbe setzen 98
 - Farbe lesen 98
 - Farbe setzen 97
 - inaktive Farbe lesen 100
 - inaktive Farbe setzen 99
 - Kanalname 97
 - Wert 100
- dim 160
- Dim 22, 26, 44, 46
- Dimension 25, 160
- Directory 191
 - CopyFile 194
 - DeleteFile 195
 - FindClose 193
 - FindFirst 192
 - FindNext 193
 - MakeDir 193
 - MoveFile 194
 - RemoveDir 194
- Display 68
 - Breite 72
 - Höhe 72
 - Name setzen/auslesen 70
 - Position links setzen/auslesen 71
 - Position oben setzen/auslesen 71
 - zugehöriges Blatt 71
- DisplayCount 44, 68
- Division 29
- Do 40
- Do ... Loop 40
- Dock 134
- Done 107
- Double 21
- Drucken 153
 - Druckinformationen 64
 - Druckoptionen 65
- DSN 183

E

Edit 189
 Eingabebox 163
 Einheit 61
 Else 38
 Else If 38
 Enabled 102
 End If 38
 End of file 187
 Ende 42
 Endlosschleife 41, 42
 Execute 183
 Exit 43
 Exit For 43
 Exit Function 35
 Exit Sub 34
 Exp 180
 Exponent 180
 Exponentialfunktion 180
 Exponentialschreibweise 21, 132
 Exponentiation 29
 Exponentierfunktion 181
 ExtractDate 171
 ExtractTime 172

F

Feldbreite 132
 Felder 24
 Feldgröße 26
 feste Anzahl Nachkommastellen 132
 feste Einheit 132
 FFT

- durchführen 138
- Listeneinträge löschen 138
- Signale der Liste hinzufügen 137

 File 120
 FileStream 198

FileType 114
 Filter

- anwenden 146
- Art 146
- Bandpass 146
- Bandsperrung 146
- Bessel 146
- Butterworth 146
- Hochpass 146
- Kritische Dämpfung 146
- laufender Median 146
- laufender Mittelwert 146
- Listeneinträge löschen 147
- Ordnung 146
- Signale der Liste hinzufügen 145
- Tiefpass 146
- Tschbyscheff 146
- Typ 146

 FindClose 193
 FindDisplay 64
 FindFirst 192
 FindNext 193
 FindSheet 47, 49, 63
 Flags 110
 Fließkomma Modulofunktion 181
 Fließkommarest 181
 Floor 180
 Fmod 181
 fmt 154
 For ... Next 42, 43
 Format 154
 Formelkanal 58
 Fortschrittsanzeige

- Abbruch melden 107
- auf Stufe setzen 107
- beenden 107
- einrichten 106

 Fraction 133
 Füllstandsanzeige

- aktive Farbe lesen 93
- aktive Farbe setzen 92
- Farbe lesen 92
- Farbe setzen 91
- inaktive Farbe lesen 94
- inaktive Farbe setzen 93

- Kanalname 91
- Maximum 95
- Minimum 94
- Wert 94

Function 32, 45

Funktion

- Rückgabewert 34

Funktionen 19, 28, 32, 34, 43, 44, 45, 47, 49, 50

Funktionsname 34

G

ganzzahliger Teil 162

GDN 174

gerundeter Wert 180

Getc 201

GetDate 167

GetDateFormat 169

GetDay 173

GetDim 160

GetHour 173

GetMillisecond 174

GetMinute 173

GetMonth 172

Gets 200

GetSecond 174

GetSectionLine 211

GetSectionName 211

GetSectionParam 212

GetTime 167

GetTimeFormat 170

GetYear 172

global 22, 50

Großbuchstaben 156

Group 60, 121

Gruppe 121

Gruppenname 60

Gültigkeitsbereiche 50

Rangfolge 50

H

Height 72

Hex 155

hexadezimale Darstellung 132

Hexadezimalsystem 20, 155

Hochpass 146

I

If 37

If ... Then ... Else 37

Import 163

Include 164

index 56, 57, 58, 117

Ineinanderschachtelung 39

INI-Datei

- öffnen 210

Init 106

Inkrement 42

InputBox 163

InStr 158

Int 162

Integer 21, 162

Integration

- durchführen 140

- Listeneinträge löschen 141

- Signale der Liste hinzufügen 140

Internetadresse 17

Is nothing 48

IsBof 187

IsDateMode 105

IsEof 187, 201

IsNaN 174

IsNumber 165

J

Jahr
 lesen 172

K

Kanalname 59
Kanalwert setzen/ausgeben 61
Klammern 29
Klasse 21, 24, 43, 50
 Clipboard 206
 Database 182, 185
 Deklaration 44, 45
 Directory 191
 NvAxis 103
 NvButton 74
 NvChannel 59
 NvCreateDataFile 111
 NvCursor 101
 NvDataFile 116
 NvDataTrain 134
 NvDifferentiation 141
 NvDisplay 69
 NvDVM 96
 NvFFT 136
 NvFilter 144
 NvGraphDisplay 87
 NvIntegration 139
 NvLevelIndicator 90
 NvOpenDataFile 108
 NvProgress 106
 NvProject 62
 NvReduction 147
 NvSheet 67
 NvSignal 118
 NvSlider 79
 NvTextField 81
 NvUsing 131
 Recordset 185
 Stream 196
 vordefiniert 44, 47
 XNF 208
 Zugriff 49
Klassendeklaration 44
Kleinbuchstaben 155
Kommentar 19, 60, 121
Konstanten 20, 22, 23, 36

 deklarieren 24
 Wertebereich 24
Kontrollstrukturen 37
Konvertierung 31
Kosinus 176
Kosinus Hyperbolicus 177
Kritische Dämpfung 146

L

Länge 157
laufender Median 146
laufender Mittelwert 146
Laufzeitfehler 49
LBound 160
LCase 155
Leerzeichen 157
Left 71, 158
Len 157
LoadParams 210
LocalTime 166
LocalToSystemTime 167
Log 179
Logarithmus 179
lokal 22, 50
Loop 40

M

MakeDir 193
Max 104
Maximum 81, 95
mbAbort 163
mbAbortRetryIgnore 162
mbCancel 163
mbIgnore 163
mbNo 163
mbOk 163
mbOkCancel 162

mbOkOnly 162
mbRetry 163
mbRetryCancel 162
mbYes 163
mbYesNo 162
mbYesNoCancel 162
Me 45
Median 146
Messbereich
 obere Grenze 128
 untere Grenze 127
Messdatei
 Anzahl Signale 117
 aus Train entfernen 135
 in Train anhängen 134
 Name 116
 Schreibschutz 110
 Train erzeugen 117
Messung
 starten 53
 stoppen 53
Messwert
 gültig 174
Messwerte
 Anzahl 122
Mid 158
Millisekunde
 lesen 174
Min 104
Minimum 80, 94
Minute
 lesen 173
Mittelwert 146
mod 29
Modtime 202
Monat
 lesen 172
MoveFile 194
MoveFirst 189
MoveNext 189
MsgBox 162
Multiplikation 29

N

Nachgeschichte 123
Nachkommastellen 133
Nachricht 162
Nachrichtenanzeige 153
Name 59, 64, 68, 70, 116, 120
Namenskonventionen 20, 22, 24
natürlicher Logarithmus 179
Negation 29, 30
New 47, 59, 106, 108, 111, 118, 139,
 141, 144, 147, 182, 185
NextView® Funktionen und Prozeduren
 NvAnalogIn 56
 NvAnalogOut 56
 NvCounter 58
 NvCurrentProject 52
 NvDigital 56
 NvDigitalLine 57
 NvExitProgram 55
 NvFormula 58
 NvScanState 54
 NvSetTimerInterval 55
 NvStartScan 53
 NvStopScan 53
NextView@4 15
 beenden 55
Not 29, 30
Nothing 48, 49, 56, 57, 58, 110, 115,
 117
Now 159
Nummerierung Kanäle 56, 57, 58
NvAnalogIn 56
NvAnalogOut 56
NvAxis 103
 IsDateMode 105
 Max 104
 Min 104
 SetDateMode 105
NvButton 74
 State 75
 Title 75
NvChannel 59

- Comment 60
- Group 60
- Name 59
- Unit 61
- Value 61
- NvCounter 58
- NvCreateDataFile 111
 - Add 112
 - AskOverwrite 114
 - Browse 113
 - Create 115
 - FileType 114
 - Path 113
 - Reset 113
- NvCurrentProject 52
- NvCursor 101
 - Enabled 102
 - Value 102
- NvDataFile 116
 - CreateTrain 117
 - Name 116
 - Signal 117
 - SignalCount 117
- NvDataFile Objekt 110, 115, 120
- NvDataTrain 134
 - Dock 134
 - Undock 135
- NvDifferentiation 141
 - Add 142
 - Reset 143
 - Run 142
- NvDigital 56
- NvDigitalLine 57
- NvDisplay 69
 - Height 72
 - Left 71
 - Name 70
 - Print 73
 - Sheet 71
 - Top 71
 - Width 72
- NvDVM 96
 - GetActiveColor 99
 - GetColor 98
 - GetInactiveColor 100
 - SetActiveColor 98
 - SetColor 97
 - SetInactiveColor 99
 - Title 97
 - Value 100
- NvExitProgram 55
- NvFFT 136
 - Add 137
 - Reset 138
 - Run 138
- NvFilter 144
 - Add 145
 - Reset 147
 - Run 146
- NvFormula 58
- NvGraphDisplay 87
 - BlackCursor 89
 - Signal 88
 - SignalCount 88
 - WhiteCursor 88
 - xAxis 89
 - yAxis 89
- NvIntegration 139
 - Add 140
 - Reset 141
 - Run 140
- NvLevelIndicator 90
 - GetActiveColor 93
 - GetColor 92
 - GetInactiveColor 94
 - Maximum 95
 - Minimum 94
 - SetActiveColor 92
 - SetColor 91
 - SetInactiveColor 93
 - Title 91
 - Value 94
- NvOpenDataFile 108
 - Browse 108
 - Flags 110
 - Open 110
 - Path 109
- NvProgress 106
 - Aborted 107
 - Done 107
 - Init 106

- SetStep 107
 - NvProject 62
 - ActiveDisplay 66
 - ActiveSheet 65
 - FindDisplay 64
 - FindSheet 63
 - Name 64
 - SetPrintInfo 64
 - SetPrintOptions 65
 - Sheet 63
 - SheetCount 63
 - NvReduction 147
 - Add 148
 - Reset 149
 - Run 149
 - NvScanState 54
 - NvSetTimerInterval 55
 - nvSfAnalog 112, 122
 - nvSfDigital 112, 122
 - nvSfReadOnly 110
 - nvSfReadWrite 110
 - NvSheet 67
 - Activate 68
 - Display 68
 - DisplayCount 68
 - Name 68
 - Print 69
 - NvSignal 118
 - Comment 121
 - File 120
 - Group 121
 - Name 120
 - Posthist 123
 - Prehist 123
 - Samples 122
 - Timestamp 124
 - Type 122
 - Value 129
 - ValueAt 130
 - xResolution 125
 - xStart 124
 - xUnit 125
 - yMax 126
 - yMin 126
 - yRangeMax 128
 - yRangeMin 127
 - yUnit 128
 - yUsing 129
 - NvSlider 79
 - Maximum 81
 - Minimum 80
 - Title 80
 - Value 80
 - NvStartScan 53
 - NvStopScan 53
 - NvTextField 81
 - ActiveTitle 86
 - GetActiveColor 84
 - GetColor 83
 - GetInactiveColor 85
 - InactiveTitle 86
 - SetActiveColor 84
 - SetColor 83
 - SetInactiveColor 85
 - Title 82
 - NvUsing 131
 - Fraction 133
 - Print 133
 - Type 132
 - Width 132
 - nvUsingDate 132
 - nvUsingDecimal 132
 - nvUsingEngineering 132
 - nvUsingFixed 132
 - nvUsingFixedScientific 132
 - nvUsingHex 132
 - nvUsingScientific 132
 - nvUsingTime 132
- ## O
- obere Grenze 126, 128, 160
 - Objekt 43, 46, 48
 - als Rückgabewert 47
 - anlegen 46
 - löschen 48
 - Name 49
 - OnTimer 55

Open 110, 116, 183, 207

OpenRecordset 184

Operator 28

?= 49, 87

arithmetisch 29

bitweise 30

logisch 29

Priorität 28

vergleichend 30

Zeichenketten 31

Optional 35

Or 29, 30

Ortszeit 166

in Systemzeit konvertieren 167

P

Path 109, 113

pos 129

Posthist 123

Potenz 181

Pow 181

Prehist 123

Print 69, 73, 133, 153, 201

Projekt

Name 64

zurückgeben 52

prompt 163

Prozedur

Argument 33

mehrere Argumente 33

Prozeduren 19, 22, 28, 32, 33, 43, 44, 45,
49, 50

Q

Quadrat 179

Quadratwurzel 179

Quote 165

R

Randomize 161

Rangfolge 50

Recordset 184, 185

AddNew 188

Änderungen an Datenbankserver 188

Anzahl Spalten 186

ColumnName 186

Columns 186

Cursor in 1. Zeile 187, 189

Cursor in letzte Zeile 187

Cursor in nächste Zeile 189

Edit 189

IsBof 187

IsEof 187

MoveFirst 189

MoveNext 189

Name der Spalte 186

Update 188

Value 190

Wert setzen/ausgeben 190

Zeile editierbar machen 189

Zeile hinzufügen 188

ReDim 26

Reduktion

durchführen 149

Listeneinträge löschen 149

Signale der Liste hinzufügen 148

Referenzvariable 44, 45, 46, 48, 49

Gültigkeit 49

Objekt zuweisen 46, 49

Set 46

Relativzeit 102, 104, 105, 130

RemoveDir 194

Repeat 43

Reset 113, 138, 141, 143, 147, 149

Rewind 200

RGB 165

RGBColor 165

RGB-Farbwert 165

Right 158

Rnd 161

Round 180

Rückgabewert 34, 47
Run 138, 140, 142, 146, 149
Rundungsfunktion 180

S

Samples 122
SaveParams 210
Scan
 starten 53
 Startzeit 124
 stoppen 53
 Zustand 54
Schalter
 Beschriftung 75
 Zustand 75
Schieberegler
 Beschriftung 80
 Maximum 81
 Minimum 80
 Wert 80
Schleife
 verlassen 43
 wiederholen 43
Schleifen 24, 25, 37, 40
 Do ... Loop 40
 Exit 43
 For ... Next 42
 Repeat 43
 While ... Wend 42
SectionCount 210
SectionLineCount 211
seed 161
Seek 199
Sekunde
 lesen 174
Select Case 39
Set 46
SetDateMode 105
SetPrintInfo 64
SetPrintOptions 65
SetSectionParam 212
SetStep 107

Sheet 63, 71
SheetCount 63
Signal 88, 117
 analog 122
 Anfang 124
 Anzahl 117
 Anzahl der Messwerte 122
 Ausgabeformat 129
 digital 122
 Gruppe setzen/ausgeben 121
 Kommentar setzen/ausgeben 121
 liefern 117
 Nachgeschichte 123
 Name setzen/ausgeben 120
 Start 124
 Vorgeschichte 123
 Wert setzen/auslesen 129, 130
 x-Auflösung 125
 x-Einheit 125
 y-Einheit 128
Signalanzeige
 Anzahl Signale 88
 Cursor schwarz 89
 Cursor weiß 88
 Signal liefern 88
 x-Achse 89
 y-Achse 89
SignalCount 88, 117
Signaltyp 122
Sin 176
Sinh 177
Sinus 176
Sinus Hyperbolicus 177
Size 202
Skriptdatei 19
Sleep 161
Spc 157
SQL Anfrage 183, 184
sqlquery 183, 184
Sqr 179
Sqrt 179
square 179
square root 179
Standard Funktionen und Prozeduren

Asc 156
 Chr 156
 Date 159
 DateSerial 171
 DateTimeValue 168
 DateValue 167
 ExtractDate 171
 ExtractTime 172
 Format 154
 GDN 174
 GetDate 167
 GetDateFormat 169
 GetDay 173
 GetDim 160
 GetHour 173
 GetMillisecond 174
 GetMinute 173
 GetMonth 172
 GetSecond 174
 GetTime 167
 GetTimeFormat 170
 GetYear 172
 Hex 155
 Import 163
 Include 164
 InputBox 163
 InStr 158
 Int 162
 IsNaN 174
 IsNumber 165
 LBound 160
 LCase 155
 Left 158
 Len 157
 LocalTime 166
 LocalToSystemTime 167
 Mid 158
 MsgBox 162
 Now 159
 Print 153
 Quote 165
 Randomize 161
 RGBColor 165
 Right 158
 Rnd 161
 Sleep 161
 Spc 157
 System 164
 SystemTime 166
 SystemToLocalTime 166
 Tab 157
 TickCount 153
 Time 159
 Timer 153
 TimeSerial 171
 TimestampStr 154
 TimeValue 168
 UBound 160
 UCase 156
Standardausgabe 153
Standardklasse
 importieren 163
Start 42
State 75
str 153, 155, 156, 157, 158
Stream 196
 Baudrate setzen 203
 Close 199
 COM Leitungen steuern 204
 CommControl 204
 CommSetup 203
 CommState 204
 Ende anzeigen 201
 FileStream 198
 Getc 201
 Gets 200
 Größe 202
 IsEof 201
 letzte Änderung 202
 Modtime 202
 Print 201
 Rewind 200
 schließen 199
 Seek 199
 Size 202
 Zeichen auslesen 201
 Zeichen einfügen 201
 Zeiger an den Anfang 200
 Zeiger positionieren 199
 Zeile auslesen 200
 Zustand der COM Leitungen 204
String 21
Stringsuche 158
Strukturierung 32

Stunde

lesen 173

Sub 32, 45

Subtraktion 29

System 164

Systembefehl
ausführen 164

SystemTime 166

SystemToLocalTime 166

Systemzeit 166

in Ortszeit konvertieren 166

T

Tab 157

Tabulator 157

Tag

lesen 173

Tan 176

Tangens 176

Tangens Hyperbolicus 177

Tanh 177

Text 207

Textfeld

aktive Farbe lesen 84

aktive Farbe setzen 84

aktiver Text 86

Farbe lesen 83

Farbe setzen 83

inaktive Farbe lesen 85

inaktive Farbe setzen 85

inaktiver Text 86

Inhalt 82

TickCount 153

Tiefpass 146

Time 159

Timer 153

TimeSerial 171

Timestamp 124

konvertieren in Zeichenkette 154

TimestampStr 154

TimeValue 168

title 162, 163

Title 75, 80, 82, 91, 97

Top 71

Train

erzeugen 117

Messdatei entfernen 135

Messdatei hinzufügen 134

Tschebyscheff 146

Type 122, 132

U

UBound 33, 160

UCase 156

Uhrzeit

Einzelangaben extrahieren 172

Einzelangaben in Wert konvertieren 171

Format 170

lesen 167

Wert in Zeichenkette konvertieren 170

Zeichenkette in Wert konvertieren 168

Uhrzeitformat 132

Undock 135

Unit 61

untere Grenze 126, 127, 160

Unterprogramme 32, 33

vordefiniert 32

Until 40

Update 188

Urheberrechte 18

V

Value 61, 80, 94, 100, 102, 129, 190

ValueAt 130

Variablen 20, 22, 23, 25, 28, 31, 36, 43,

44, 50

deklarieren 22

global 22, 50

Gültigkeit 22

lokal 22, 50

mehrere deklarieren 22

Objekt zuweisen 46

- Wert zuweisen 23
- Wertebereich 21, 23
- Verzeichnis
 - anlegen 193
 - Dateisuche beenden 193
 - erste Datei 192
 - löschen 194
 - nächste Datei 193
 - verschieben 194
- Vorgeschichte 123

W

- Wahrheitstafeln 29
- Wert setzen/auslesen 129, 130
- while 40
- while ... Wend 42, 43
- WhiteCursor 88
- width 72, 132
- Windows®
 - Datum-Uhrzeit-Format 22
- wissenschaftliche Darstellung 132
- Wurzel 179

X

- x-Achse
 - Zeitmodus 105
- x-Auflösung 125
- xAxis 89
- x-Einheit 125
- XNF 208
 - DeleteSection 213
 - GetSectionLine 211
 - GetSectionName 211
 - GetSectionParam 212
 - LoadParams 210
 - SaveParams 210
 - SectionCount 210
 - SectionLineCount 211
 - SetSectionParam 212
- XNF-Bereich
 - Anzahl 210
 - löschen 213

- Name 211
- Parameter lesen 212
- Parameter setzen 212
- speichern 210
- Zeilenanzahl 211
- Xor 29, 30
- xResolution 125
- xStart 124
- xUnit 125

Y

- yAxis 89
- y-Einheit 128
- yMax 126
- yMin 126
- yRangeMax 128
- yRangeMin 127
- yUnit 128
- yUsing 129

Z

- Zahlensysteme 20
- Zähler 42
- Zählerkanal 58
- Zeichen
 - ab Position 158
 - erste 158
 - Länge 157
 - letzte 158
 - nicht erlaubt 19
 - speziell 154
- Zeichenkette 31
 - formatiert 154
 - im Hexformat 155
- Zeichenkettenoperator 31
- Zeilenumbruch 20
- Zeit 159
- Zeit zwischen Messwerten 125
- Zufallsgenerator 161
 - nächster Wert 161

Index

Startwert 161
Zwischenablage
auslesen 207

öffnen 207
schließen 208
schreiben 207